

Приложение: медицинската регистрираща хартия е създадена за запис на физиологични параметри чрез медицинско оборудване при диагностичен анализ.

Употребата на медицинска регистрираща хартия и правото да използват подобен вид медицински изделия е предназначена само за медицински и парамедицински оторизирани специалисти с познания в областта на регистриращата медицинска техника.

Идентификация на продукта: кодът на хартията, LOT номерът и марката/модела на апарата са означени на стикера, поставен на външната опаковка.

Начин на употреба и поставяне в апарата:

✓ Преди употребата на медицинското изделие е необходимо винаги да се проверява дали размерът на хартията и разграфяването на хартията (ако го има) са подходящи за употреба с наличния медицински апарат.

✓ Избягвайте употребата на остри предмети при отваряне на опаковката.

✓ Преди употребата на това медицинско изделие е нужно да се запознаете детайлно с упътването за работа на медицинският апарат

✓ Хартията (ролка или тесте) трябва да се поставят правилно в мястото за хартия в медицинският апарат, за да не се възпрепятства плъзгането (съответно движението) на хартията. Никога не използвайте сила за поставяне на хартията в апарата!!!

✓ Разграфената мрежа, ако има такава или липсват каквито и да било допълнителни означения, е в милиметри (мм) с точност $\pm 1\%$.

Условия на съхранение:

✓ Преди употреба, съхранявайте хартията в проветриви и сухи помещения.

Дълготрайно въздействие на кондензат/ влага и температура по-висока или по-ниска от означената на опаковката може да предизвика неблагоприятни промени в хартията.

Избягвайте въздействието на пряка слънчева светлина или ултравиолетови лъчи (UV).

✓ След употреба на хартията, за да осигурите дълготрайно запазване на регистрираните записи:

Съхранявайте хартията в проветриви и сухи места след употреба.

Избягвайте въздействието на пряка слънчева светлина или ултравиолетови лъчи (UV).

Избягвайте контакта с течности или разтворители като алкохол, кетони, етер или подобни.

Избягвайте контакта с всякакви други видове химична или термохартия.

Не поставяйте хартията в пликове от ПВХ, използвайте само пригодени за целта пликове.

Изисквания за отстраняване на използваната регистрираща медицинска хартия

Употребата, съхранението и отстраняването на употребената хартия не предизвиква замърсяване на околната среда.

Използваната хартия може да се съхранява в подходящи кутии за рециклиране.

Запалимостта на този продукт е подобен на обикновените видове хартия. За гасене на случайно възникнал пожар от този продукт, използвайте вода или обикновен пожарогасител.

Контраиндикации за употреба: Въз основа на предишен опит и резултатите от постмаркетингови анализи, при правилната употреба на продукта не може да бъдат предизвикани никакви вредни последици.

ДОКЛАДИ:

Всички сериозни инциденти, които са настъпили във връзка с доставеното от нас медицинско изделие, трябва да се сигнализират на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която производителят е установен.

