

Halten Sie die Enden des Nasenverteilers in Position und führen Sie sowohl den rechten als auch den linken Schlauch um die jeweiligen Ohrmuscheln herum und führen Sie sie dann entlang der Unterkieferbögen in die submentale Region. Stellen Sie die Spannung mit dem Kunststoff-Stellring ein. Stecken Sie den Stecker am Ende des speziellen Verbindungsschlauchs in den Ausgang des Sauerstoffsenders. Sobald das Gerät angeschlossen ist, geben Sie den Sauerstoff ab, indem Sie den Durchfluss nach Bedarf anpassen.

KONTRAINDIKATIONEN

Es werden keine Kontraindikationen beschrieben.

WARNUNGEN

Wiederverwendung des Produkts entgegen dieser Anleitung kann zu Folgendem führen:

- 1. Materialänderungen
 - 2. Unsauberkeit des Geräts und mögliches Vorhandensein von biologischen Rückständen, die Kreuzinfektionen verursachen können
 - 3. Verlust der ursprünglichen funktionellen Eigenschaften des Produkts.
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen an die Sauerstoffversorgung deren Funktion. Ein versehentliches Quetschen oder Knien des Verbindungsschlauchs verhindert den normalen Sauerstoffdurchgang und kann dazu führen, dass sich der Anschluss vom Atemregler löst. Daher wird eine sorgfältige Überwachung durch die Benutzer empfohlen. Diese Warnung gilt, obwohl die Modelle mit einem Anti-Quetsch-Sternrohr ausgestattet sind, so dass das Risiko einer Durchflussunterbrechung reduziert, aber immer noch möglich ist.

Dieses Produkt enthält Phthalate (DEHP). Obwohl keine Risiken für die menschliche Gesundheit festgestellt wurden, sollte die Verwendung der Geräte über einen längeren Zeitraum bei schwangeren/stillenden Frauen oder bei Kindern vom behandelnden Arzt beurteilt werden.

Die Verwendung von Nasenkanülen kann bei Personen, die für Blutungen prädisponiert sind und/oder unter Antikoagulanzen Therapie stehen, mit Epistaxis einhergehen.

Konzentrierter Sauerstoff kann brennbares Material entzünden. Um Brand- oder Explosionsgefahr zu vermeiden, halten Sie sich von möglichen Zündquellen fern und beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung der für die Sauerstoffversorgung verwendeten Ausrüstung.

LAGERUNG

Das Produkt in der Originalverpackung bei den Umgebungsbedingungen (Temperatur und relative Luftfeuchte) aufbewahren, die auf dem Beuteletikett angegeben sind. Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt um Schäden zu vermeiden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Falls während oder infolge der Verwendung dieses Medizinprodukts ein schwerer Zwischenfall aufgetreten ist, melden sie diesen dem Hersteller und ihrer zuständigen nationalen Behörde. Bei Fehlfunktionen oder Defekten des Geräts den Qualitätsservice des Herstellers informieren.

ENTSORGUNG

Abfälle aus Gesundheitsstrukturen müssen gemäß der geltenden Verordnung entsorgt werden.


**DE NASENKANÜLE FÜR DIE SAUERSTOFFTHERAPIE
GEBRAUCHSANWEISUNG**

ANGABEN

Therapeutische Verabreichung von Sauerstoff über die Nase. Einwegprodukt (für einen einzelnen Patienten), das kontinuierlich für einen Zeitraum von nicht mehr als 30 Tagen verwendet werden soll. Sauerstoffversorgungssysteme müssen den geltenden Vorschriften entsprechen. Die Produkte dürfen nur von qualifiziertem medizinischem Personal verwendet werden.

GEBRAUCH

Führen Sie die entsprechenden Anschlüsse des Nasenspenders vorsichtig in jedes der beiden Nasenlöcher ein und gehen Sie für jedes Modell wie unten beschrieben vor.

LEGENDA DEI SIMBOLI - SYMBOL LEGEND - LÉGENDE DES SYMBOLES - ZEICHENERKLÄRUNG - SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS - ПЕРЕЧЕНЬ СИМВОЛОВ - SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS							
	IT	EN	FR	DE	ES	RU	PT
	Conforme alla vigente normativa Europea sui Dispositivi Medici	Compliant with current European legislation on Medical Devices	Conforme à la législation européenne en vigueur sur les dispositifs médicaux	Entspricht der aktuellen europäischen Gesetzgebung für Medizinprodukte	Cumple con la legislación europea vigente sobre dispositivos médicos	Соответствует действующему европейскому законодательству о медицинских устройствах	Em conformidade com a legislação europeia em vigor sobre Dispositivos Médicos
	Dispositivo medico	Medical Device	Dispositif médical	Medizinprodukt	Producto sanitario	Медицинское устройство	Dispositivo médico
	Identificativo unico del dispositivo	Unique Device Identifier	Identifiant unique des dispositifs	Eindeutige Kennung des Geräts	Identificador único del producto	Уникальный идентификатор устройства	Identificação única do dispositivo
	Consultare le istruzioni d'uso	Consult instructions for use	Consulter les instructions d'utilisation	Gebrauchsanweisung lesen	Consulte las instrucciones de uso	Обратитесь к инструкции по применению	Consulte as instruções de utilização
	Fabbricante	Manufacturer	Fabricant	Hersteller	Fabricante	Производитель	Fabricante
	Distributore	Distributor	Distributeur	Verteiler	Distribuidor	Дистрибьютор	Distribuidor
	Numero di catalogo	Catalogue number	Code de référence	Katalognummer	Número de Catálogo	Каталожный номер	Número de Catálogo
	Numero di lotto	Batch code	Numéro de lot	Posten-Nummer	Número de Lote	Код партии	Número de Lote
	Data di produzione	Date of manufacture	Date de production	Herstellungsdatum	Fecha de Producción	Дата изготовления	Data de Fabrico
	Data di scadenza	Use by	Date de péremption	Verfalldatum	Fecha de Caducidad	Использовать до	Prazo de Validade
	Limiti di temperatura	Temperature limitation	Limites de température	Temperaturbereich	Límites de Temperatura	Температурные ограничения	Limites de Temperatura
	Limiti di umidità	Humidity limitation	Limites d'humidité	Feuchtigkeitsbereich	Límites de Humedad	Ограничения по влажности	Limites de Humidade
	Proteggere dalla luce solare	Keep away from sunlight	Protéger de la lumière du soleil	Vor Sonnenlicht schützen	Mantener alejado de la luz solar	Беречь от солнечных лучей	Conservar ao abrigo da luz solar
	Numero di pezzi	Quantity of pieces	Nombre de pièces	Stückzahl	Cantidad de piezas	Количество штук	Quantidade de peças
	Non contiene lattice di gomma naturale	Does not contain natural rubber latex	Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel	Enthält kein Naturlatex	No contiene LÁTEX de goma natural	Не содержит натурального латекса	Não contém latex de borracha natural
	Non riutilizzare	Do not reuse	Ne pas réutiliser	Nicht wiederverwenden	No reutilizar	Не использовать повторно	Não reutilizar
	Contiene ftalati	Contains phthalates	Contient phthalates	enthält Phthalat	Contiene phtlatates	Содержит фталаты	Contém ftalatos