



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**FORBICI PER BENDE**  
**BANDAGE SCISSORS**  
**CISEAUX À BANDAGES**  
**TIJERAS PARA VENDAS**  
**VERBANDSCHERE**  
**TESOURAS PARA LIGADURAS**

REF	
	CR-SC01 4.7" (GIMA 20560)
	CR-SC01 6.5" (GIMA 20570)
	CR-SC01 6.5" (GIMA 20571)
	CR-SC01 6.5" (GIMA 20572)
	CR-SC01 6.5" (GIMA 20573)
	CR-SC01 6.5" (GIMA 20574)
	CR-SC01 7.5" (GIMA 20580)
	CR-SC01 7.5" (GIMA 20581)
	CR-SC01 7.5" (GIMA 20582)
	CR-SC01 7.5" (GIMA 20583)
	CR-SC01 7.5" (GIMA 20584)



WUXI EMSRUN TECHNOLOGY CO.,LTD  
No.100 Fengbin Road,WUXI city,JIANGSU  
province, China - Made in China



SUNGO Europe B.V.,  
Olympisch Stadion 24,  
1076DE Amsterdam, Netherlands



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060  
Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com  
export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)  
Made in China



**Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.**

Las hojas de las tijeras para vendas están realizadas de acero inoxidable 2Cr13, el mango de PP.

Las hojas de estas tijeras son planas, para cortar ropa, gasas y vendas.

**Las tijeras para vendas son adecuadas para:**

- Cortar gasa médica
- Cortas vendas que están envueltas

### ***Advertencias***

Recordamos que las tijeras pueden herir si no son manipuladas con precaución.

Se ruega prestar atención y ser cuidadosos durante el uso.

Elegir un lugar seguro para guardar las tijeras fuera del alcance de operadores no autorizados.

Después de cada uso limpiar las tijeras eliminando eventuales residuos.

Colocarlas en posición cerrada cuando no se utilizan. Los instrumentos que presentan señales de desgaste se deben eliminar inmediatamente.

### ***Indicaciones de uso***

Agarrar firmemente las tijeras durante el uso, realizar el corte a partir de la parte frontal del cuerpo. No cortar lateralmente, prestar atención para no herir la piel del paciente.

Esterilización: autolavables a 138°C

	Conservar en un lugar fresco y seco
	Conservar al amparo de la luz solar
	Consultar las instrucciones de uso
	Código producto
	Número de lote
	No estéril
	Fabricante
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	Producto sanitario
	Fecha de fabricación
	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Importado por

### CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.