

MASCARILLA DEFENCE FFP3 NR D

INSTRUCCIONES DE USO

- La inobservancia de todas las instrucciones y las restricciones puede provocar la reducción de la eficacia de la mascarilla, la aparición de malestares y lesiones o la muerte.
- Una mascarilla bien elegida es esencial. Antes de utilizarla en la actividad profesional, el usuario tiene que ser formado por el empleador en el uso correcto de la mascarilla según las normas de salud y seguridad en vigor.
- El producto no proporciona oxígeno. Utilizar únicamente en zonas adecuadamente ventiladas, que contengan cantidades de oxígeno suficientes para la supervivencia.
- Desechar y reemplazar la mascarilla si:
 - la respiración es difícil debido a la obstrucción excesiva de la mascarilla;
 - la mascarilla está dañada.
- Evacuar el área contaminada en caso de mareo, irritación o u otras formas de malestar.
- Conservar las mascarillas en el embalaje-dispensador, al abrigo de la luz solar directa, hasta su uso.
- Antes de llevar la mascarilla, los usuarios deben someterse a una prueba de ajuste cualitativa o cuantitativa conforme a la norma 29CFR 1910.134.
- Antes de llevar la mascarilla, los usuarios deben comprobar la presencia de fisuras o manchas alrededor de la zona de soldadura. En caso afirmativo, la mascarilla deberá desecharse inmediatamente y no podrá volver a utilizarse.
- Conservar las mascarillas inutilizadas en su embalaje cerrado, en un lugar seco y no contaminado, a una temperatura de entre +5°C y +38°C. La expiración a partir de la fecha de producción es de 3 años.

RESTRICCIONES DE USO

- NO utilizar la mascarilla y NO entrar o permanecer en una zona contaminada en los casos siguientes:
 - la atmósfera contiene menos de 19,5% de oxígeno;
 - se percibe olor o sabor de contaminantes;
 - debe proporcionarse la protección contra gases o vapores;
 - los contaminantes o su concentraciones no se conocen o constituyen un peligro inmediato para la vida o la salud;
 - las concentraciones de los contaminantes superan las concentraciones máximas de uso según las normas OSHA en vigor o las reglamentaciones gubernamentales en vigor o superan 50 veces el Límite de exposición ocupacional (PEL, Permissible Exposure Limit), según cuál sea el valor más bajo;
 - arenado, pulverización de pintura y asbesto;
 - uso en atmósferas explosivas.
- NO modificar o utilizar de forma incorrecta la mascarilla.
- NO utilizar la mascarilla en presencia de vello facial u otras condiciones que pueden impedir un buen sellado con la cara.

Atención:

La mascarilla contribuye a la protección contra determinados contaminantes de las partículas, pero no elimina ni la exposición a enfermedades o infecciones ni el riesgo de las contraer. La utilización incorrecta puede provocar malestares o el fallecimiento.

INSTRUCCIONES PARA PONERSE LA MASCARILLA

- Apoyar los dedos en el interior de la mascarilla. Doblar el panel de nariz alrededor de los dedos para construir la forma de la nariz.
- Mantener la mascarilla en posición sobre la nariz y la boca, con las bandas de sujeción alrededor del dorso de la mano. Tirar la banda de sujeción inferior por encima de la cabeza y colocarla en la nuca.
- Tirar la banda de sujeción superior por encima de la cabeza y colocarla por encima de las orejas.

- Con las dos manos, adaptar el panel de nariz a la forma de la nariz y ajustar las bandas para garantizar una perfecta adherencia a la cara.
- Comprobar el sellado
 - Para comprobar el sellado de una mascarilla sin válvula de exhalación, cubrir la mascarilla con las dos manos y exhalar enérgicamente.
 - Para comprobar el sellado de una mascarilla con válvula de exhalación, cubrir la mascarilla con las dos manos e inhalar enérgicamente: debe producirse una presión negativa en el interior de la mascarilla.
 - Si se percibe el flujo de aire en la zona de la nariz, ajustar/apretar el panel de nariz.
 - Si se percibe el flujo de aire en los bordes de la mascarilla, reposicionar la mascarilla/las bandas de sujeción para conseguir un sellado mejor.
- Reemplazar inmediatamente la mascarilla si la respiración es difícil o si la mascarilla está dañada o deformada.
- Reemplazar la mascarilla si no se puede conseguir un sellado adecuado con la cara.
- La estricta observancia de estas instrucciones es un elemento importante para una utilización segura de la mascarilla.



Índice de los símbolos

	No estéril		Consultar las instrucciones de uso
	Fabricante		Fecha de fabricación
	Código producto		Número de lote
	Fecha de caducidad		Conservar al amparo de la luz solar
	Límite de humedad		Límite de temperatura
	Dispositivo monouso, no reutilizable		Equipo de protección personal que cumple con la normativa UE 2016/425