



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS - ESTÉRIL

ESPAÑOL

Nombre del producto Bata SMMS reforzada desechable (Estéril)

Código del producto FGS-RF-SM50-M, FGS-RF-SM50-L, FGS-RF-SM50-XL, FGS-RF-SM50-XXL

Tamaño del producto Unidad: cm

Código GIMA	21052	21053	21054	21055
Código FULL GUARD	FGS-RF-SM50-M	FGS-RF-SM50-L	FGS-RF-SM50-XL	FGS-RF-SM50-XXL
Tamaños	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Longitud (Del hombro a la orilla)	120	120	130	140
Anchura (monocapa)	140	150	150	160
Longitud del cinturón	65	65	65	69
Longitud de la manga	58	59	59	61
Desviación	±2	±2	±2	±2

Tipo de bata. M/L/XL/XXL

Estructura y composición El producto utiliza tela no tejida SMMS de 50g. Está integrada por una parte delantera, una trasera, las mangas, el lazo y los puños. El proceso tecnológico consiste en el corte, la soldadura por ultrasonidos, los lazos, el velcro, el puño, el plegado y el sellado.

Uso previsto El producto se utiliza principalmente para el aislamiento general en clínicas ambulatorias, pabellones, salas de inspección, salas de limpieza, laboratorios, etc. Está destinado a ser utilizado por los profesionales sanitarios en hospitales y clínicas a fin de mantener un buen nivel de higiene y contribuir al control de las infecciones.

Contraindicaciones El producto solo puede utilizarse una vez y debe usarse inmediatamente después de abrir el envase. Si el envase está dañado, el producto está húmedo o enmohecido. No lo utilice.

Cómo usar el producto Abra el envase y saque el producto, agite suavemente la bata, levante los lados del cuello, introduzca las manos en las mangas, extienda los brazos hacia adelante y ate los cinturones.

Almacenamiento Debe almacenarse en una sala limpia con una humedad relativa no superior al 80%, sin gases corrosivos, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

⚠ Advertencia

- Este producto es un producto desechable, no lo reutilice.
- Este producto es de uso único, no lo comparta con otra persona.
- Está prohibido utilizarlo si el envase del producto aparece dañado.

Aviso: En caso de que se produzca un incidente grave relativo al producto deberá comunicarlo al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro donde tiene su sede el usuario o el paciente.














Validez 3 años.

Fecha de producción Consulte la fecha en el paquete

Fecha de caducidad Consulte la fecha en el paquete

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

REF	Código producto		Conservar al amparo de la luz solar		Conservar en un lugar fresco y seco	MD	Producto sanitario
LOT	Número de lote	CE	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Fecha de caducidad		Límite de temperatura
	Fabricante		Fecha de fabricación	STERILE EO	Esterilizado con óxido de etileno		Este lado arriba
	Límite de humedad		No usar si el paquete está dañado	EC REF	Representante autorizado en la Comunidad Europea		Frágil, manipular con cuidado
	Dispositivo monouso, no reutilizable		Consultar las instrucciones de uso		Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente	UDI	Identificador de dispositivo único

GIMA 21052
GIMA 21053
GIMA 21054
GIMA 21055



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



FGS-RF-SM50-M
FGS-RF-SM50-L
FGS-RF-SM50-XL
FGS-RF-SM50-XXL



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141 - Planta 19,
28046 - Madrid, Spain

Importado por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

