



Paket hasarlı ise kullanma nız Donot use if package is damaged	S Saklamadan kullanınız Keep away from sunlight	 Kuru tutulmalıdır Keep Dry	 Orijinal Üretici Manufacturer
 Saklama Sıcaklığı Storage Temperature	 Dikkat Caution	 Tek kullanımlıdır. Do not re-use.	 Orijinal Tarih Date of Manufacture
 Kullanım Kılavuzuna bakınız. Consult instructions for use	 Katalog Numarası Catalogue Number	 Tekrar sterilize mayın. Do not re-sterilize.	 Sokullanmatarın (yay) 11 Explosion Risk (Spring) Violation
 LOT Numarası Lot No.	 Sterilize edilmiştir. Sterilized	 Tıbbi Tavsiye Medical Advice	 Orjinal steril bariyer sistemi Double sterile barrier system
 Bireysel cihaz kimliği Unique device identification	Code: 150.06.05.0575 21.10.2021 Rev.: 10		

93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre
CE belgelendirici kuruluş numarası "2292" dir.
2292 :tr: r i :j i : : i : : f l k
.. I J turkuaz
Turkuaz Sağlık Hizmetleri, Medikal, Temizlik
Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Akçaburgaz Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.
No:45/S 34522 Esenyurt / İstanbul / Türkiye
T : +90 212 428 6848 Pbx F : +90 212 428 6853
info@turkuazsaglik.com.tr / www.turkuazsaglik.com.tr

**NOMBRE DEL PRODUCTO:** Konix Lido C gel de catéter estéril

DEFINICIÓN: El gel para catéter estéril Konix Lido C es un gel lubricante estéril, soluble en agua y no irritante con propiedades antisépticas y anestésicas de apoyo que se utiliza para ayudar a instalar catéteres y otros instrumentos médicos en la uretra y la vejiga (cateterismo, cistoscopia). Con su efecto lubricante, ayuda a prevenir los traumatismos que pueden ocurrir durante el cateterismo entre la mucosa uretral y el catéter. Mientras que las propiedades antisépticas de la clorhexidina reducen el riesgo de infección, las propiedades anestésicas locales de la lidocaína reducen el dolor perioperatorio. Reduce las molestias del procedimiento para el paciente.

CONTENIDO: 700 gramos de gel para catéter estéril Konix Lido C contienen:

Agua desionizada, Hidroxiethylcelulosa (lubricante), Monopropilenglicol (disolvente), 0,05 g de gluconato de clorhexidina (antiséptico), Hidroxi benzoato de metilo (conservante), Hidroxi benzoato de propilo (conservante)

SOLUCIÓN

1. Las manos deben lavarse y el medio ambiente debe ser lo más estéril posible. Limpiar una bandeja y colocar sobre ella todo el equipo necesario.

2. Quite el envase estéril de la jeringa (6 ml, 2 ml y 72.5 g). Las mujeres y los niños deben usar la jeringa de 6 ml, mientras que los hombres deben usar la jeringa de 2 ml y el frasco de 72.5 g.

3. Presione el émbolo suavemente sin quitar la tapa azul de la punta de la jeringa. Esto asegura que la aplicación sea más uniforme y suave. Romper la pieza al final de la botella de fuelle para abrirla.

4. Coloque la punta de la jeringa contra la abertura uretral. Inyecte el gel con una presión suave y uniforme.

5. Aplique el gel restante del paquete al catéter o a la superficie de otro dispositivo médico.

6. Tan pronto como se inicia la aplicación, la función deslizando del gel del catéter estéril Konix Lido Centra en vigor. Después de 3-5 minutos, comienza el efecto anestésico.

7. Si se necesita más gel, el médico debe evaluar el estado del tejido relevante, así como la edad del paciente y el estado de deterioro, en relación con la sensibilidad a la clorhexidina.

8. Cuando se haya usado todo el producto, deseche la jeringa y el gel restante de la misma manera que otros desechos médicos.

9. Utilice únicamente el gel para catéter estéril Konix Lido C bajo la supervisión de un profesional sanitario cualificado.

CONTRAINDICACIONES: Los pacientes que sean hipersensibles a cualquiera de los ingredientes o que tengan alteraciones del ritmo cardíaco no deben usar el gel para catéter estéril Konix Lido C. Los pacientes con insuficiencia cardíaca grave, disfunción hepática y renal grave, mucosa traumatizada en el lugar de aplicación y / o inflamación / sepsis, y los pacientes con tendencia a las convulsiones no deben utilizar Konix Lido e en gel para catéter estéril (epilepsia, choques graves). Los niños menores de dos años no deben usar este producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

• Bajo anestesia, se debe utilizar un lubricante que no contenga lidocaína.

• Solo un médico o personal médico cualificado debe realizar la instalación.

• La metahemoglobinemia inducida por rmacos es más común en pacientes con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa o metahemoglobinemia congénita o idiopática.

• Se debe informar a los pacientes que mientras se aplica el gel de catéter estéril Konix Lido C pueden experimentar ardor temporal. La sensación de ardor se puede aliviar en este caso aplicando frío en la zona afectada.

• La lidocaína y / o la clorhexidina pueden causar una reacción alérgica en algunas personas. Cuando se produce enrojecimiento, ardor o escozor en el área aplicada, consulte a su médico.

• Si entra en contacto con los ojos, enjuéguelos inmediatamente con abundante agua.

• En caso de ingestión, consulte a un médico.

• Mantener fuera del alcance de los niños.

• Almacenar en lugares secos y frescos.

• Proteger de la luz solar directa.

• Es para un solo uso. No lo use dos veces.

• No vuelva a esterilizar.

• No utilice productos con embalaje dañado debido al riesgo de deterioro de la esterilización.

DURANTE LOS PERIODOS DE EMBARAZO Y LACTANCIA: Durante el embarazo y la lactancia, se puede utilizar el gel para catéter estéril Konix Lido C. El análisis de riesgo/beneficio debe ser realizado por un médico. Aunque una pequeña cantidad de lidocaína atraviesa la placenta y entra en la leche materna, la dosis terapéutica del gel para catéter estéril Konix Lido C no representa ningún riesgo para el bebé o el feto.

LA INTERACCIÓN DE DROGAS

• Cuando se usa con los siguientes medicamentos, puede haber una interacción debido a la absorción de lidocaína:

Propranolol: disminución del aclaramiento plasmático de lidocaína.

Cimetidina: Disminución del aclaramiento plasmático de lidocaína.

Productos antiarrítmicos: aumento de la toxicidad de la lidocaína.

Fenitoina o barbitúricos: disminución del nivel plasmático de lidocaína.

El uso prolongado y repetido en dosis altas puede revelar las interacciones antes mencionadas. Cuando se usa a las dosis recomendadas, no se han reportado interacciones clínicamente significativas.

• No se recomienda su uso con los siguientes medicamentos debido al riesgo de interacciones causadas por la clorhexidina:

Gluconato de clorhexidina (CHX) + hipoclorito de sodio (NaOCl)

Gluconato de clorhexidina (CHX) + Peróxido de hidrógeno (H2O2)

Gluconato de clorhexidina (CHX) + povidona yodada (BTD)

Se sabe que la interacción de CHX + NaOCl produce subproductos tóxicos para los seres humanos, según la literatura científica.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Las reacciones alérgicas a la lidocaína y la clorhexidina son extremadamente raras. La hipersensibilidad al sol puede provocar reacciones cutáneas. La anafilaxia (hipersensibilidad) puede ocurrir como resultado de la absorción de lidocaína después de su uso en la mucosa dañada. La lidocaína puede causar reacciones adversas sistémicas debido a hipersensibilidad o tolerancia disminuida.

EMBALAJE

• El gel para catéter estéril Konix Lido C está disponible en jeringas de 6 ml (6 g), 2 ml (2 g) y frascos de fuelle de 125 g en envases estériles y desechables.

Konix Lido e Gel de catéter estéril 6 ml (25x8 ml/Caja)

Konix Lido C Gel de catéter estéril 2 ml (25 x 2 ml / Caja)

Konix Lido C Gel de catéter estéril 125 g (25x12,5g/Caja)

ESTERILIZACIÓN: Fue esterilizado por radiación después del envasado. Debido a que la esterilidad está comprometida, no se deben utilizar productos con envases dañados.

PROSPEKTUS/IFU

Tarih: 27 I 10 I 2021

ORONKODU	: 150.06.05.0575		
ORONISMI	: KONIX 6-12 ML STERİL KATETER LIDO C JEL ORTAK PROSPEKTUS - VENİ ADRES		
MALZEME CİNSİ	: 70 CR 1 HAMUR		
CİRECE İLİ KUTU İ>LÇÖSÜ	: STAND	KATLAMA	: 2KIRIM
RENK	: BLACK	ÖLÇÜ	: 210X297 MM
AÇIKLAMA/NOT			

!Jturkuaz
Healthcare