

PETTINE ELETTRICO PER PIDOCCHI PEINE PARA PIOJOS

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.




Fig.1




Fig.2

USO PREVISTO

Eliminar los piojos y las liendres del cabello.

RECOMENDACIONES PARA UN USO EFECTIVO

- Solo para uso en cabello seco.
- Asegúrese de que el peine eléctrico no se humedezca o se moje cuando lo use.
- Le recomendamos que utilice un tratamiento repelente (crema, champú, etc.) después de utilizar el peine eléctrico, para evitar un nuevo brote.

PRECAUCIONES ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO

Para un uso óptimo del peine eléctrico antipiojos se recomienda seguir estas instrucciones y tener en cuenta las siguientes cuestiones de seguridad

- No se recomienda usar el peine eléctrico antipiojos en los siguientes casos
- No usarlo en personas con marcapasos.
- No usarlo en personas con epilepsia o que padecen enfermedades cardíacas.
- No usarlo sobre cabello mojado o húmedo.
- No deje el peine al alcance de los niños
- No use el peine en otro miembro de la familia sin haberlo desinfectado antes.
- Desinfecte el peine eléctrico y los dientes después de cada uso, con un paño humedecido en una solución de alcohol al 70% (retire las pilas para limpiar el peine eléctrico). Espere hasta que se seque por completo antes de volver a usarlo
- No utilice el peine si los dientes están deformes, ya que esto puede ocasionar un cortocircuito en el peine
- Use el peine eléctrico exclusivamente con el fin para el que fue diseñado, tal y como se describe en el manual de instrucciones.
- Vuelva a colocar la cubierta protectora después de usar el producto para proteger los dientes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para su seguridad, es recomendable que lea detenidamente esta guía del usuario y observe las siguientes instrucciones

- Use el dispositivo solo del modo previsto por las instrucciones que se proporcionan en esta guía.
- Este dispositivo eléctrico no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Los niños menores de 3 años no son aptos para usar este aparato

- Los niños deben estar bajo la vigilancia de un adulto cuando usen este dispositivo eléctrico.
- Consulte con su médico antes de usar este aparato si tiene un marcapasos, prótesis o cualquier implante
- No utilice este aparato cerca de un teléfono móvil, un horno microondas o un televisor (debe haber una distancia de más de 1 metro).
- Se recomienda que las personas que padecen epilepsia o enfermedades cardíacas no utilicen este aparato
- No use este aparato sobre el pelo mojado o sobre moños o trenzas.
- Evite la piel herida, agrietada o seca, o el contacto directo con sus oídos, ojos y boca.
- Evite la exposición directa a la luz del sol o a cualquier superficie caliente
- Mantenga la unidad alejada de la humedad, o de cualquier líquido.
- No use el aparato si la carcasa o el peine están dañados, si el aparato no funciona de manera correcta o si se sumergió en algún líquido
- Mantenga el aparato lejos de la ropa, cerdas, cables, cuerdas, cordones, hilos, etc. para evitar accidentes o daños.
- Apague siempre el aparato cuando no lo utilice.
- Retire las pilas si no va a usar el dispositivo durante un largo período

INTRODUCCIÓN

El peine eléctrico antipojos es una opción viable a tener en cuenta para eliminar los piojos y evitar que se propaguen en el cabello y cuero cabelludo de otros miembros de la familia. No es ningún secreto que una infestación de piojos puede hacer la vida difícil a todos los miembros de la familia, pero gracias a la tecnología moderna – un peine eléctrico para piojos, el proceso de deshacerse de estas plagas puede ser un poco más fácil.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO Y LOS ACCESORIOS PROPORCIONADOS (Fig.1)

1. Interruptor de apagado/apagado (botón de presión)
2. Cubierta protectora
3. Dientes eléctricos
4. Cepillo de limpieza
5. Compartimiento de las pilas
6. Luz LED

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Abra la tapa levantando el punto "5". Introduzca una pila AAA. observe la polaridad correcta (+/-) de la pila como se indica en la pila y en el compartimento de la pila. Un error de polaridad puede dañar el dispositivo y comprometer la garantía.

FUNCIONAMIENTO (Fig.2)

1. Presione el botón de apagado/encendido "1" durante dos segundos para poner en funcionamiento el dispositivo. La luz LED se encenderá y sonará un pitido durante tres segundos para indicar que está en funcionamiento.
2. Coloque el aparato como un peine normal. Asegúrese de utilizar el aparato sobre el cabello seco. Desate los nudos o trenzas antes de usarlo.
3. Mientras se usa la unidad, el LED se encenderá y el zumbador emitirá mientras tanto un pitido cada tres segundos.
4. El zumbador emitirá un pitido corto y rápido, tres veces por segundo, cuando los dientes entren en contacto con un piojo o un huevo.
 - 4-1 La tensión de los dientes eliminará al intruso.
 - 4-2 Cuando se detecte un bajo voltaje en la pila, se apagará automáticamente después de 7 pitidos cortos y la indicación de LED intermitente.
 - 4-3 Se apaga automáticamente si se deja inactivo más de 3 minutos.
 - 4-4 Asegúrese de limpiar a fondo el peine con el cepillo de limpieza después de cada uso y de volver a utilizar el peine continuamente.
5. Después de cada uso, acuérdese de apagar la unidad y de limpiar el peine con el cepillo de limpieza a fondo, mantenga la tapa protectora "2" en la unidad durante el almacenamiento

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Retire las pilas antes de limpiar el dispositivo.
2. Evite usar líquidos y detergentes fuertes para limpiar el aparato.
3. Para limpiar la carcasa, use un papel o paño de tela suave y seco. Para los dientes, utilice el accesorio de cepillo de limpieza para eliminar la obstrucción.
4. Asegúrese de que no ingrese agua en el aparato durante la limpieza y nunca lo sumerja.
5. Se debe almacenar en un lugar limpio, seco, fresco y ventilado.
6. La exposición directa a la luz del sol dañará el aparato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del modelo	24403
Fuente de alimentación	1 pila AAA
Tensión de salida	100-250 V
Vida de las pilas	Ocho horas de uso continuo
Apagado automático	Sí
Dimensiones	10.36 X 7.57x2.66 cm
Peso	1000 (Pila incluida)
Certificado	CE, RoHS

ENTORNO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Temperatura de -20°C a 60°C (de -4°F a 140°F)
 Humedad < 95% (sin condensación)
 Presión atmosférica de 525mmHg a 795mmHg (de 700 a 1060hPa)

ENTORNO OPERATIVO

Temperatura de 5°C a 40°C (de 41°F a 104°F)
 Humedad < 95% (sin condensación)
 Presión atmosférica de 525mmHg a 795mmHg (de 700 a 1060hPa)

ELIMINACIÓN DE LAS PILAS

1. Deseche el producto y las pilas por separado.
2. El producto y las pilas no se deben desechar junto con los residuos domésticos.
3. Observe la normativa local sobre residuos/reciclaje/eliminación de baterías.

INFORMACIÓN DEL SÍMBOLO

	Siga las instrucciones de uso		Disposición WEEE
	Limitación de la humedad		Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Límite de temperatura
	Límite de presión atmosférica		Fecha de fabricación
	Código producto		Fabricante
	Número de lote		Reciclaje
	Representante autorizado en la Comunidad Europea		Producto sanitario

Eliminazione: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolas al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses..

Linee guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche		
Il dispositivo 24403 è destinato a essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente devono assicurarsi che il dispositivo 24403 venga utilizzato in tale ambiente.		
Test delle emissioni	Conformità	Ambiente elettromagnetico - linee guida
Emissioni RF CISPR11	Gruppo 1	Il dispositivo 24403 usa energia RF solo per il suo funzionamento interno. Pertanto, le emissioni RF sono estremamente basse e non dovrebbero causare interferenze con le altre apparecchiature elettroniche nelle vicinanze.
Emissioni RF CISPR11	Classe B	Il dispositivo 24403 è adatto per l'uso in tutti gli impianti, compresi gli impianti domestici e quelli direttamente collegati alla rete di alimentazione pubblica a bassa tensione che riforniscono edifici adibiti ad uso residenziale.
Emissioni armoniche IEC 61000-3-2	Classe A	
Fluttuazioni di tensione / sfarfallii IEC 61000-3-3	Conforme	

Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica			
Il dispositivo 24403 è destinato a essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del dispositivo 24403 devono garantire che venga utilizzato in tale ambiente.			
Test di immunità	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - linee guida
Scariche elettrostatiche (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV a contatto ± 8 kV in aria	± 6 kV a contatto ± 8 kV in aria	Il pavimento deve essere di legno, cemento o piastrelle. Se i pavimenti sono rivestiti con materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.
Transitori elettrici veloci/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV per le linee di alimentazione elettrica ± 1 kV per le linee di ingresso/uscita	± 2 kV per le linee di alimentazione elettrica Non applicabile	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Sovratensione IEC 61000-4-5	±1kV da linea/e a linea/e ± 2kV da linea/e a terra	± 1 kV modalità differenziale Non applicabile	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Cali di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulla linea di alimentazione di ingresso IEC 61000-4-11	<5% U _T (>95% dip in U _T) per 0,5 cicli, 40% U _T (60% dip in U _T) per 5 cicli, 70% U _T (30% dip in U _T) per 25 cicli, <5% U _T (>95% dip in U _T) per 5 s	<5% U _T (>95% dip in U _T) per 0,5 cicli, 40% U _T (60% dip in U _T) per 5 cicli, 70% U _T (30% dip in U _T) per 25 cicli, <5% U _T (>95% dip in U _T) per 5 s	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Se l'utente del dispositivo 24403 richiede un funzionamento continuo anche durante le interruzioni di corrente, si raccomanda di alimentare il dispositivo 24403 con un gruppo di continuità o una batteria.
Campo magnetico a frequenza industriale (50, 60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Il livello dei campi magnetici a frequenza industriale del dispositivo 24403 deve essere quello di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.

NOTA: U_T è la tensione di rete CA prima dell'applicazione del livello di prova.

Linee guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche			
Il dispositivo 24403 è destinato a essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del dispositivo 24403 devono garantire che venga utilizzato in tale ambiente.			
Test di immunità	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - linee guida
RF condotte IEC 61000-4-6	3 Vrms da 150 kHz a 80 MHz	3 Vrms	Le apparecchiature di comunicazione portatili e mobili non devono essere utilizzate ad una distanza da qualsiasi componente del dispositivo 24403, compresi i cavi, inferiore alla distanza raccomandata, calcolata mediante l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanza raccomandata: d = 1,2 √P d = 1,2 √P Da 80 MHz a 800 MHz d = 2,3 √P Da 800 MHz a 2,5 GHz Dove P equivale al valore di potenza in uscita massimo del trasmettitore, espresso in watt (W), secondo il produttore del trasmettitore; e d è la distanza raccomandata espressa in metri (m). L'intensità dei campi elettromagnetici emessi da trasmettitori RF fissi, determinata da un rilevamento elettromagnetico in loco, deve risultare inferiore al livello di conformità corrispondente a ciascuna gamma di frequenza. Possono verificarsi interferenze in prossimità di dispositivi contrassegnati con il seguente simbolo:
RF irradiate IEC 61000-4-3	3 V/m da 80 MHz a 2,5GHz	3 V/m	

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, è applicabile il range di frequenza più alto.

NOTA 2 Le presenti linee guida possono non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione proveniente da strutture, oggetti e persone.

Distanze raccomandate tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e il dispositivo 24403

Il dispositivo 24403 è destinato all'uso in ambienti elettromagnetici in cui le interferenze RF irradiate sono controllate. Il cliente o l'utente del dispositivo 24403 possono aiutare a prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il dispositivo 24403, come raccomandato di seguito, in conformità con il livello di potenza massima in uscita delle apparecchiature di comunicazione.

Potenza massima nominale del trasmettitore W	Distanza secondo la frequenza d del trasmettitore m		
	da 150 kHz a 80 MHz d = 1,2 √P	80 MHz 800 MHz d = 1,2 √P	800 MHz a 2,5 GHz d = 2,3 √P
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Nel caso di trasmettitori il cui coefficiente massimo di potenza nominale in uscita non rientri nei parametri sopra indicati, la distanza raccomandata in metri (m) può essere stimata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove "P" è il livello di potenza nominale massima in uscita dal trasmettitore espressa in watt (W) secondo le informazioni fornite dal produttore.

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza per l'intervallo di frequenza più alto.

NOTA 2 Le presenti linee guida possono non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

REF EL-1003 (Gima 24403)

Biocare Asia Co., LTD,
 No. 260, Mayun Road,
 New District Suzhou, Jiangsu, 215129
 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
 Made in China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
 Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Importato da / Importato por:
 Gima S.p.A.
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
 www.gimaitaly.com

