

■ **Puesta en marcha**

Enchufe el cable de la fuente de alimentación en la parte posterior de la plataforma para suministrar corriente a la báscula.

■ **Pesar**

Súbase simplemente a la báscula (no es necesario conectar ni pulsar ninguna tecla).

■ **Medición de altura con indicación de IMC**

Despliegue con cuidado el medidor de altura y deslícelo hacia arriba. Seguidamente, coloque el cabezal sobre la cabeza del paciente. En el display se muestra la altura en cm y, a continuación y de forma automática, el índice de masa corporal (IMC).

■ **Tarar**

La báscula puede tararse con la tecla de función situada en la parte posterior del display. Pulse la tecla. En el display aparece «0,0 kg» y la báscula está lista para pesar.

■ **Función «madre/bebe»**

- Un adulto se sube a la báscula.
 - » En el display aparece, p. ej., «47,6 kg»
- Pulse la tecla de función.
 - » El display cambia a «0,0 kg»
- El adulto puede bajar de la báscula...
 - » En el display aparece «-47,6 kg»
- ... y colocarse de nuevo sobre la báscula con el bebe en brazos.
 - » De esta forma se obtiene el peso del bebe, p. ej. «5,1 kg»

Cuando ambos bajan de nuevo de la báscula, en el display aparece en este caso «-47,6 kg». Puede ajustar nuevamente la báscula a «0,0 kg» pulsando la tecla de función. La báscula no cambia automáticamente a «0,0 kg» con el fin de poder efectuar varias taras consecutivas.

■ **Desconectar**

La báscula se desconecta automáticamente cuando el display permanece durante aprox. 15 segundos en «0,0 kg».

■ **Cambio de unidades**

- La unidad ajustada de forma estándar es kg.
- Si desea cambiar la báscula a otra unidad, proceda de la siguiente forma:
- Desenchufe el conector de red.
 - Pulse la tecla de función, manténgala pulsada y, al mismo tiempo, enchufe el conector de red.
 - El display cambia a lb.

Para ajustar las unidades de nuevo a kg, repita el proceso descrito anteriormente.

