



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## **LETTINO ELETTRICO PER CENTRI BENESSERE ELECTRIC BEAUTY BEDS FAUTEUIL DE SOIN ESTHÉTIQUE ÉLECTRIQUE CAMILLA DE BELLEZA ELÉCTRICA**

**REF 2246A (28025) - 2246 (28046)**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante:  
SILVERFOX CORPORATION LIMITED  
No. 18, 1st TongLe Road, TangXia Town, Pengjiang District,  
JiangMen City, GuangDong Province, China  
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:

**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



## 1 ACERCA DE ESTE MANUAL


Este manual solo se utilizará como referencia de funcionamiento de este modelo en específico. Si el manual se utiliza para otros fines, no asumiremos las consecuencias y responsabilidades correspondientes. Toda la información de este manual estará protegida por los derechos de autor y no se copiará ni traducirá en ninguna de sus partes sin el consentimiento escrito del fabricante.

## 2 ADVERTENCIAS

- Se debe cortar el suministro de energía cuando se cambien los componentes eléctricos o se realicen tareas de mantenimiento y limpieza de las máquinas.
- La clavija debe estar conectada a una toma de corriente correctamente instalada y conectada a tierra, para evitar el riesgo de incendio y descarga eléctrica.
- No se pare sobre este equipo.
- No permita que los niños jueguen con el equipo y colóquelo en un lugar donde los niños no puedan tocarlo. Por favor, ajuste el respaldo a la posición más alta cuando salga.
- Por favor, no coloque el equipo en lugares húmedos como el baño para evitar descargas eléctricas u otros fallos. También mantenga los controladores alejados del agua.
- No coloque ni opere el equipo en lugares donde se esté pintando/recubriendo o suministrando oxígeno.
- A menos que sean supervisados o instruidos por personal responsable de su seguridad personal, las personas que tengan impedimentos físicos, trastornos táctiles, trastornos mentales, no estén familiarizados con el equipo, no utilicen el sentido común o los niños, no están autorizados a utilizar el equipo.
- Póngase en contacto con el distribuidor, centro de servicio o personal capacitado y con la experiencia adecuada para la reparación de la clavija, si esta está dañada, para evitar cualquier peligro.
- Asegúrese de que no haya nada que impida la carrera durante el funcionamiento de la camilla.
- La operación debe ser procesada por profesionales capacitados.

## 3 PRECAUCIONES

- El equipo debe ser utilizado por una persona experimentada que debe estar familiarizada con la estructura, las características y las instrucciones del producto. Haga un mantenimiento regular.
- Lea este manual cuidadosamente antes de la instalación, operación y ajuste. Conserve este manual de manera adecuada.
- Este producto no debe ser utilizado poniendo todo el peso en un solo lado o en un solo punto.
- Cumpla con las normas de operación de seguridad, no sobrecargue el uso de los productos, para asegurar que el equipo de protección de seguridad del producto esté completo y sea confiable, elimine los factores inseguros a tiempo.
- Apriete los pernos y las tuercas con regularidad para evitar fallos causados por piezas sueltas, deslizamiento, vibración y caída de piezas.
- Durante el mantenimiento, el operador no debe desmontar ninguna parte de la camilla a voluntad.
- No se permite el funcionamiento de este producto cuando tenga fallas. Si se encuentra un fenómeno anormal o un sonido anormal, debe ser detenido para su inspección inmediatamente, y el trabajo puede ser reanudado después de la resolución de problemas.
- El operador debe estar familiarizado con las precauciones descritas en cada sección del manual para garantizar la seguridad de la persona y del producto.
- Esta camilla de belleza eléctrica está equipada con un cable eléctrico de tres hilos. El cable de alimentación debe conectarse a una toma de corriente de tres orificios que esté correctamente instalada y conectada a tierra. Esto no es solo para prevenir el riesgo de descargas eléctricas, sino también para garantizar el correcto funcionamiento de la camilla.
- Por favor, haga funcionar el equipo tal y como se especifica en la etiqueta de advertencia pegada en los productos.
- Para la elevación de la camilla completa, el botón debe presionarse y mantenerse presionado hasta que la camilla esté en la posición adecuada.
- Por favor, preste atención a que los tiempos de trabajo continuo deben ser de máximo 2 min. ENCENDIDO 18 min. APAGADO cuando se opere el motor.
- Solo profesionales capacitados deben realizar el mantenimiento.
- Después de cada tratamiento, por favor, use un reactivo neutro para limpiar el polvo, las manchas en el cuero o en las piezas de madera.
- Cuando ajuste el respaldo, el cojín del asiento, el reposapiés o al levantar toda la camilla mediante el mando de mano o el pedal de mando instalado, por favor, mantenga las manos, los pies y la cabeza alejados de la posición. (ver la imagen de la derecha)





## 4 RANGO APLICABLE

Estas camillas de belleza eléctricas son adecuadas para los tratamientos de belleza, masaje y manicura.

## 5 INSTALACIÓN


1. Coloque la camilla en un lugar adecuado, de acuerdo con la distribución general, la iluminación natural o artificial y las condiciones de funcionamiento del salón o de la casa. Manténgala en un ambiente limpio, seco y fresco.
2. Abra la caja de embalaje para comprobar si la camilla está intacta y si los accesorios o repuestos están completos. Por favor, póngase en contacto con el distribuidor o con nosotros si hay algún problema.
3. Instalación  
Coloque la camilla en la posición correcta. Tenga en cuenta que no es necesario fijar la camilla al suelo con un tornillo adicional, el diseño original prevé una buena estabilidad. Asegúrese de que la camilla esté colocada en un suelo firme y plano, a fin de evitar cualquier accidente. Si la camilla gira o se inclina debido a un piso irregular, ajuste las cuatro patas de goma (M10\*30) con las tuercas (M10) con una llave fija hexagonal en el panel inferior, para asegurarse de que la camilla sea estable.
4. Suministro de energía eléctrica y conexiones a los controladores:  
Conecte el suministro de energía eléctrica, el mando de mano y el pedal de mando a la camilla. La entrada de tensión y frecuencia debe ser 110-120V/60Hz > 220-240V/50Hz. Puertos de entrada: ENTRADA (del suministro de energía eléctrica), mando de mano, pedal de mando, (como aparece en la imagen de la derecha)
5. Conecte correctamente el enchufe a la corriente. (A continuación se muestran los detalles)






## 6 ESTRUCTURA DE LA CAMILLA DE BELLEZA ELÉCTRICA

- Esta camilla de belleza consiste en una unidad de control, motor, hardware, partes plásticas y cuero. La unidad de control controla el funcionamiento de los motores y el mando de mano.
- Esta camilla de belleza incluye el ajuste de la inclinación del respaldo, el cojín del asiento, el reposapiés y el ajuste de elevación de toda la camilla, que es una estructura global e integral. (A continuación se muestran los detalles)





- ① ajuste de ángulo del respaldo
- ② ajuste de elevación de la camilla completa
- ③ ajuste de ángulo del asiento
- ④ ajuste de la inclinación del reposapiés (ajuste manual)



- ① ajuste de ángulo del respaldo
- ② ajuste de elevación de la camilla completa
- ③ ajuste de ángulo del asiento
- ④ ajuste de la inclinación del reposapiés (derecho) (ajuste manual)
- ⑤ ajuste de la inclinación del reposapiés (izquierdo) (ajuste manual)


## 7 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Configuración estándar (Botonera)




|   | DESCRIPCIÓN                        | OPERACIÓN  |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Botón para ajustar el respaldo     | Presione el botón arriba (abajo), el respaldo se mueve hacia arriba (abajo), el ángulo aumenta (disminuye) a una velocidad constante.  |
| 2 | Botón de ajuste del asiento        | Presione el botón hacia arriba (abajo), el asiento se inclina hacia atrás (vuelve a la posición horizontal).   |
| 3 | Botón para el control de la altura | Presione el botón arriba (abajo), el asiento se mueve hacia arriba (abajo), la altura aumenta (disminuye) a una velocidad constante.   |
| 4 | Botón de reinicio de una tecla     | Pulse el botón, el respaldo subirá automáticamente hasta el máximo, el cojín del asiento se pondrá automáticamente en posición plana, el reposapiés descenderá al mínimo y la altura de la camilla alcanzará automáticamente la posición más baja. |


### 1. Configuración opcional (mando de mano)



### 2. Configuración opcional (mando de mano)





### 1. Configuración opcional (pedal de mando)



|    | DESCRIPCIÓN   | OPERACIÓN  |
|----|---|--|
| 1  | El respaldo se mueve hacia arriba                                 | El respaldo sube suavemente pulsando el botón.   |
| 2  | El respaldo se mueve hacia abajo                                  | El respaldo baja suavemente pulsando el botón.   |
| 3  | Toda la camilla se mueve hacia arriba                             | La camilla sube suavemente pulsando el botón.  |
| 4  | Toda la camilla se mueve hacia abajo                              | La camilla baja suavemente pulsando el botón.  |
| 5  | Cojín de asiento arriba   | El asiento se inclina suavemente pulsando el botón.  |
| 6  | Cojín de asiento abajo  | El asiento se aplana suavemente pulsando el botón.   |
| 7  | El reposapiés (derecho) sube                                      | Al pulsar el botón, el reposapiés derecho se moverá hacia arriba y su ángulo se reducirá al mínimo.  |
| 8  | El reposapiés (derecho) baja                                      | Al pulsar el botón, el reposapiés derecho se moverá hacia abajo y su ángulo se moverá al máximo.   |
| 9  | El reposapiés (izquierdo) sube                                    | Al pulsar el botón, el reposapiés izquierdo se moverá hacia arriba y su ángulo se reducirá al mínimo.  |
| 10 | El reposapiés (izquierdo) baja                                    | Al pulsar el botón, el reposapiés izquierdo se moverá hacia abajo y su ángulo se moverá al máximo.   |
| 11 | Introduzca la configuración de la posición de la memoria (Opción) | La luz indicadora se enciende después de haber pulsado el botón durante 2 segundos, y luego entra en el estado de configuración de la posición de memoria.   |
| 12 | Luz indicadora de la configuración de la memoria (Opción)         |  |
| 13 | Configuración de la posición de memoria 1 (Opción)                | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pulsando el botón "SET" durante 2 segundos para entrar en el estado de configuración de la posición de memoria, el indicador de configuración de la posición de memoria se enciende. Ajuste la posición que necesite y pulsando el botón "M1", las acciones se configuran en la memoria. Salga del estado de configuración de la posición de la memoria y el indicador se apagará.</li> <li>Pulse el botón para pasar automáticamente al estado de acción de la memoria.</li> </ol> |
| 14 | Botón de bloqueo de seguridad                                     | Mantenga pulsado el "botón de bloqueo de seguridad" durante unos dos segundos, al encenderse la luz verde alrededor del botón, los demás botones no pueden ser operados excepto el botón de bloqueo de seguridad. Mantenga pulsado el botón de bloqueo de seguridad durante unos dos segundos de nuevo, la luz verde del botón se apagará, todos los botones vuelven al estado de funcionamiento normal.   |
| 15 | Luz del botón de bloqueo de seguridad                             |  |
| 16 | Configuración de la posición de memoria 2 (Opción)                | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pulsando el botón "SET" durante 2 segundos para entrar en el estado de configuración de la posición de memoria, el indicador de configuración de la posición de memoria se enciende. Ajuste la posición que necesite y pulsando el botón "M2", las acciones se configuran en la memoria. Salga del estado de configuración de la posición de la memoria y el indicador se apagará.</li> <li>Pulse el botón para pasar automáticamente al estado de acción de la memoria.</li> </ol> |
| 17 | Indicador de alimentación   | Los mandos de mano están conectados correctamente con la fuente de alimentación, la luz indicadora está encendida. De lo contrario, no se encenderá.   |
| 18 | Botón de reinicio de una tecla                                    | Al pulsar el botón la inclinación del respaldo se moverá automáticamente al máximo, la inclinación del cojín del asiento se moverá automáticamente al plano, el reposapiés se moverá al máximo, la altura de la camilla alcanzará automáticamente la posición más baja.  |
| 19 | Luz indicadora de la función de calentamiento (Opción)            | Pulsando el botón, la luz se enciende, la función de calentamiento funciona; pulsando de nuevo el botón, la luz se apaga, la función de calentamiento se detiene.  |
| 20 | Calefacción (Opción)  |  |

**Notas:**


- El ajuste de la posición de memoria solo está disponible para los modelos con función de memoria.
- La función de calefacción solo está disponible para los modelos con función de calefacción.
- Se deben elegir diferentes mandos de mano de acuerdo a la diferente configuración.

**Ajuste las instrucciones**

Este gráfico del producto es solo para mostrar, la estructura específica del producto por favor refiérase al producto real.


### Instrucciones para apretar el taco de freno

(Para apretar el taco de freno cuando el engranaje está desgastado.)



### Instrucciones para volver a colocar el taco de freno





(Para cambiar el taco de freno si su engranaje está totalmente desgastado y ya no funciona.)





## 8 PARÁMETROS TÉCNICOS

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Potencia                   | AC 100-120V o AC 220-240V o AC 100-240V, 50/60Hz |
| Potencia máxima            | 300W   |
| Temperatura ambiente       | 0°C~+40°C  |
| Humedad relativa           | 30%~90%  |
| Carga nominal de elevación | 175 KG   |
| Tamaño del paquete         | 1360x820x720MM (2246 / 2246A)                    |
| Peso Neto                  | 79KG (2246 / 2246A)                              |
| Peso bruto                 | 92KG (2246 / 2246A)                              |


**2246**

**2246A**


## 9 MANTENIMIENTO

1. Después de cada tratamiento, utilice un reactivo neutro para eliminar el polvo, las manchas en el cuero o la cubierta de plástico de la camilla. Esto es para prevenir el envejecimiento prematuro de la cubierta de piel y plástico.
2. Lubrique las partes móviles regularmente (una vez al año)



## 10 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITOS



## 11 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| FALLO                      | RAZÓN   | SOLUCIÓN  |
|----------------------------|---|---|
| No sube o baja normalmente | 1. El cable de alimentación está desconectado o no está bien enchufado.                         | 1. Conecte el cable de alimentación o enchúfelo bien  |
|                            | 2. La calidad del mando de mano o del pedal de mando es deficiente.                             | 2. Sustituya el mando de mano o el pedal de mando.  |
|                            | 3. Mala calidad del interruptor de alimentación.  | 3. Póngase en contacto con el centro de mantenimiento o con el proveedor para la resolución de problemas.   |
|                            | 4. Mala calidad de la unidad de control.  |   |
|                            | 5. Ruptura de la cola del motor.  |   |
|                            | 6. El motor estaba dañado.  |   |
|                            | 7. La camilla no se mueve cuando se presiona el botón.  | 1. Ponga el reposapiés móvil cerca del reposapiés fijo, asegúrese de que el interruptor de límite está cerrado y a continuación vuelva a presionar los botones.<br>2. Abra respectivamente la cubierta del reposapiés y la cubierta del respaldo, verifique si los dos extremos del cable de alimentación están sueltos; si es así, vuelva a conectarlos.<br>3. Si el problema sigue sin resolverse después de la operación anterior, por favor, póngase en contacto con el centro de mantenimiento o con el proveedor para resolverlo. |
| Error del sistema de audio | 1. Error de conexión de entrada/salida.   | 1. Compruebe la conexión de entrada/salida.   |
|                            | 2. Error de la unidad de control de audio.  | 2. Sustituya las piezas defectuosas.  |
|                            | 3. Mala calidad del altavoz de audio.   | 3. Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con el centro de mantenimiento o con el proveedor para la resolución de problemas.  |
| Sonido anormal             | 1. Las piezas giratorias carecen de aceite lubricante   | 1. Añada aceite lubricante  |
|                            | 2. Las posiciones de rotación (como la bisagra, los juegos de POM) carecen de aceite lubricante | 2. Añadir aceite lubricante   |
|                            | 3. Problemas de calidad del motor.  | 3. Reemplazar el motor  |

Si el problema sigue sin resolverse después de la operación anterior, por favor, póngase en contacto con el centro de mantenimiento o con el proveedor para resolverlo.



**Eliminación:** El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolos al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos

### CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.





