

**PAPELES REGISTRALES PARA
DISPOSITIVOS MÉDICOS
INSTRUCCIONES**

Aplicación: los papeles registrales están destinados al registro de trazas de parámetros fisiológicos de equipos médicos durante análisis diagnósticos. Su uso está reservado exclusivamente a personal médico y paramédico con conocimiento sobre este tipo de productos.

Identificación del producto: los datos de identificación del producto (código, lote de producción y marca) están indicados en la etiqueta identificativa pegada en la caja exterior del mismo.

Uso e instalación:

- ✓ Antes de utilizar este dispositivo médico, es necesario verificar siempre que el tamaño del papel y la cuadrícula del mismo (en caso de estar ésta presente) son adecuados para el uso del instrumento.
- ✓ Evitar el uso de instrumentos de corte en la apertura del embalaje.
- ✓ Consultar antes de su utilización las instrucciones de uso del aparato al cual está destinado, con el fin de identificar el procedimiento correcto para la colocación del papel.
- ✓ Asegurar que el papel (rollo o pliegue en Z) queda colocado cómodamente en el soporte para papel de dispositivo, para no obstruir el arrastre de éste. No forzar nunca la introducción del papel en el dispositivo.
- ✓ Salvo indicación contraria, la cuadrícula, si la hay, utiliza como unidad de medida mm y tiene una precisión del ± 1 %.

Condiciones de almacenamiento

✓ **Antes de su uso:** guardar el papel en un lugar fresco y seco.

Exposiciones largas del producto a condensación o temperaturas más altas o bajas de las indicadas en su etiqueta pueden producir efectos adversos al papel. Evitar la exposición directa a la luz solar, el contacto con líquidos y la exposición a fuentes de luz fluorescente (UV).

✓ **Después del registro:**

Almacenar el papel en un lugar fresco y seco.

Evitar la exposición a la luz solar directa y a fuentes de luz fluorescente (UV).

Evitar cualquier contacto con líquidos o productos que contengan sustancias adhesivas, grasas, ácidas o con disolventes como alcohol, cetona, éteres o similares.

Evitar cualquier contacto con otro tipo de papeles térmicos o autocopiantes, o papel carbón.

No insertar el papel en ningún envoltorio de PVC, utilizar envoltorios adecuados para este tipo de papel.

Eliminación de residuos

El uso, almacenaje y eliminación del papel no causan contaminación ambiental.

La eliminación de los papeles puede ser llevada a cabo en los contenedores indicados para el reciclaje de los mismos.

La inflamabilidad de este producto es similar a la de los papeles normales sin recubrimiento. Para extinguir posibles incendios accidentales de este producto usar agua o un extintor.

Contraindicaciones

En base a experiencias previas y diversos resultados de análisis, un uso correcto del producto no puede causar ningún efecto nocivo.

