



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BARELLA A SOLLEVAMENTO AUTOMATICO
AUTOMATIC STRETCHER
BRANCARD À LEVAGE AUTOMATIQUE
KRANKENBETT MIT AUTOMATISCHER HEBEVORRICHTUNG
CAMILLA DE ELEVACIÓN AUTOMÁTICA
AMACA DE RODAS DE ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA
ΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ
نقالة الرفع الأوتوماتيكية

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زدنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd

No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made In China

GIMA 34055

REF

TD01013A

EC REP

SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle
aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



I. Parámetros técnicos

1. Dimensiones del producto: (L x A x A) :
 Posición alta: 193 x 60 x 88 cm
 Posición baja: 190 x 60 x 21 cm
2. Ángulo máximo de la espalda: 60°
3. Dimensiones del cartón (1 pc) : 195 x 61 x 26 cm
4. Peso neto: 40kg, Peso bruto: 45 kg
5. Soporte carga: 159 kg

II. Modo de uso

1. La superficie de la camilla está hecha de un colchón de esponja suave, de forma que el paciente se sienta cómodo. Un miembro del personal médico puede empujar el carro en la ambulancia o enviarlo a la sala.
2. Cuando necesite una posición baja, saque la manija de seguridad y luego presiónela, la altura de la camilla disminuirá automáticamente.
3. Cuando se llega al destino, las patas de la camilla se despliegan automáticamente tirando del asa de seguridad.
4. Existe un dispositivo de bloqueo elástico de retorno en ambos lados de la camilla y las partes de la pata. Bloquéela bien cuando la gire hacia arriba para la seguridad del paciente, y gire hacia abajo para que los pacientes salgan.
5. Presionando el botón que hay debajo de la camilla, la parte de la cabeza subirá o bajará.

III. Se aplica para

Aprobado por la práctica clínica, este artículo es adecuado para ambulancias, hospitales, gimnasios, etc. para llevar a los heridos y los pacientes. También se puede utilizar en actividades generales.

IV. Precauciones

1. Al llevar a los pacientes con esta camilla, asegúrese de bloquear firmemente el dispositivo de bloqueo del guardabarros y de abrochar el cinturón de seguridad.
2. en el funcionamiento general, tenga la precaución de no desgarrar la superficie de la camilla.

V. Mantenimiento

1. Efectúe la limpieza de rutina (incluida la esterilización).
2. Compruebe a menudo si hay piezas sueltas o no.

VI. Almacenamiento y transporte

1. Almacene este producto en un lugar a prueba de humedad y sin corrosión.
2. El vehículo de transporte común puede transportar este producto.
3. Está prohibido ponerlo boca abajo durante el transporte y el almacenamiento. Apile la mercancía según las instrucciones impresas en el paquete.

	Código producto		Fabricante		Consultar las instrucciones de uso
	Número de lote		Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Fecha de fabricación
	Conservar en un lugar fresco y seco		Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Conservar al amparo de la luz solar		Producto sanitario		Identificador unico
	Importado de				

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.