



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MATERASSO A DEPRESSIONE VACUUM MATTRESS KIT MATELAS IMMOBILISATEUR À DÉPRESSION KIT COLCHÓN DE VACÍO

**Manuale utente - User manual
Notice d'utilisation - Manual del usuario**



È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

REF 34088 - 34089



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



DESCRIPCIÓN

Se trata de un dispositivo de vacío dotado de válvula. Después de extraer el aire con una bomba, éste se vuelve rígido logrando el efecto de restricción. Cuando no se usa, la válvula debe estar abierta. El colchón de vacío se llenará de aire y se volverá lo suficientemente blando para ser colocado en una bolsa.

PASOS

1. Abrir la válvula, girar el pomo en posición "OPEN".
2. Desplegar el colchón para distribuir las bolas de manera uniforme en todo el producto.
3. Insertar el tubo del dispositivo de aspiración en la válvula y dejar salir un poco de aire con atención a no mover las bolas en el producto. Girar el pomo en la posición "CLOSE".
4. Poner el paciente que necesita ser inmovilizado en el colchón y envolverlo. Cerrar las correas de seguridad.
5. Abrir la válvula (girar el pomo en posición "OPEN"), el aire sigue saliendo hasta que el producto se vuelve completamente rígido. Cerrar la válvula (girar el pomo en posición "CLOSE") y retirar el tubo.
6. Las manijas para el transporte del colchón, se pueden utilizar para colocar al paciente en la camilla o la ambulancia.



Advertencia

1. El producto debe ser utilizado únicamente por personal capacitado.
2. Si se produce algún fenómeno durante el proceso de restricción, es necesario bombear aire dentro en forma secuencial y comprobar si la válvula está cerrada.
3. El dispositivo siempre se debe comprobar antes de su uso para detectar anomalías de funcionamiento o daños causados por el transporte o almacenamiento.
4. Para utilizar correctamente el producto se necesitan dos o más operadores

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

1. Limpiar el producto después de cada uso.
2. No utilizar productos químicos agresivos para limpiar el producto.
3. Temperatura de almacenamiento y funcionamiento: no puede ser inferior a -30°C.

Símbolos

	Fabricante	REF	Código producto
	Fecha de fabricación	LOT	Número de lote
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Conservar en un lugar fresco y seco
CE	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Conservar al amparo de la luz solar
MD	Producto sanitario		Consultar las instrucciones de uso

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses