



- I Semi-maschere filtranti monouso
 GB Single-use filtering half-masks
 D Partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken
 F Demi-masques filtrants jetables
 E Semimáscaras filtrantes desechables
 P Semi-máscaras filtrantes de utilização única
 TR Tek kullarımlık filtreli yarım yüz maskeleri
 NL Halvegeelatsmasker met filter voor eenmalig gebruik
 S Filterande halvmasker för engångsbruk
 FIN Suodattavat kertakäyttöiset puolinaamarit
 CZ Filtrační polomaska na jedno použití
 PL Maski ochronne jednorazowego użycia
 GR Ημιμάσκες διήθησης μιας χρήσης
 HR Polu-maske s filtrom za jednokratno upotrijebu



SUOMI	KÄYTTÖOHJEET			
<p>TÄRKEÄÄ: Seuraavassa kuvailut suodattavat kertakäyttöiset puolinaamarit jaetaan 3 luokkaan - FFP1, FFP2 ja FFP3. Tarkista ennen käyttöä, mihin luokkaan naamari kuuluu standardin EN 149:2001+A1:2009 mukaan, sekä soveltuvuus käyttötyhteyteen. Luokka on merkitty pakkaukseen ja puolinaamariin. Tuotteen viimeinen käyttöpäivä on merkitty sen pakkaukseen.</p> <p>KÄYTTÖTARKOITUS: suojaus pölyiltä ja kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta (esim. öljysumu)</p>				
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">FFP3</td> <td style="text-align: center;">FFP2</td> <td style="text-align: center;">FFP1</td> </tr> </table>		FFP3	FFP2	FFP1
FFP3	FFP2	FFP1		
<p>Tarkista ennen käyttöä, että naamari on ehjä. Jos huomaat repeämiä jalka tai tahroja, pyydä vaihtonaamari. Merkintään sisältyvä viite NR tarkoittaa, että naamaria ei voida käyttää uudelleen. Se tulee heittää roskikseen työvuoron päätyttyä. Symboli D tarkoittaa, että naamarit ovat läpäisseet tukkeutumatta toimivuustestin, joka tehtiin dolomittipölyllä. Suodattava puolinaamari FFP3 tai FFP2 tarjoaa myös luokan FFP1 sisältämän suojauksen.</p> <p>NAAMARIN SOVITUSOHJEET</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Työnnä somi naamarin sisäpuolelle. Taivuta nenäsilta sormen ympärille antaaksesi sille nenän muodon. 8. Pidä naamaria kädessä ja aseta kuminauhan alempi osuus päähän niskaan taakse, niin että se asettuu korvien alapuolelle. 9. Nosta kuminauhan ylempi osuus ja aseta se pään yläosaan korvien yläpuolelle. 10. Muotoile mahdollinen nenäsilan kiinnike kummallakin kädelläsi nenän ympärille ja säädä kuminauhan ylemmän ja alemman osuuden kireyttä erityisen soljen (jos kuuluu varustukseen) avulla, jotta naamari asettuu tiivistä kasvoja vasten. 11. (a) Venttiilitönä naamarin asianmukaisen asetuksen testaus: aseta kätesi naamarin päälle kuten kuvassa 5 ja hengitä ulos voimakkaasti. (b) Venttiillillä varustetun naamarin asianmukaisen asetuksen testaus: aseta kätesi naamarin päälle kuten kuvassa 5 ja hengitä sisään voimakkaasti. Jos ilmaa tulee ulos naamarin reunoilta tai virtaa sen sisälle reunoilta, aseta puolinaaman uudelleen kasvoille ja kiristä tarvittaessa kuminauha mahdollisen soljen/hinnojen avulla. 12. Valhda naamari välittömästi, jos koet hengityksen olevan vaikeaa, jos naamari vaurioituu tai jos se ei asetu asianmukaisesti kasvoja vasten. Näiden ohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää, jotta hengityksensuojaimen käyttö on turvallista. 				