

Käyttöönotto

Työnä pistokeverkko-osan kaapeli tason takaosaan, jotta vaa'an voi yhdistää sähköverkkoon.

Punnitseminen

Asetu vain yksinkertaisesti vaa'alle (päällekytkentää tai näpätystä ei tarvita)

Pituuden mittaus BMI-näytöllä

Käännä pituusmitta varovasti ulos ja työnnä sitä ylöspäin. Aseta sitten pääosa potilaan pään päälle. Näyttöön ilmestyvät pituus senttimetreinä ja sen jälkeen automaattisesti Body-Mass-Indeksi.

Taaraus

Näytön takapuolella olevalla toimintapainikkeella vaaka voidaan taarata. Paina painiketta, näyttöön ilmestyy '0,0 kg' ja vaaka on sen jälkeen punnitus valmis.

Aikuinen/lapsi-toiminto

Aikuinen asettuu ensin vaa'alle.

> näyttö esim. '47,6 kg'

• Paina toimintopainiketta.

> näyttö palautuu lukemaan '0,0 kg'

• Aikuinen voi poistua vaa'alta...

> näyttö '-47,6 kg'

• ... ja asettua uudelleen yhdessä lapsen kanssa vaa'alle.

> näytössä näkyy lapsen paino, esim. '5,1 kg'

Kun molemmat poistuvat taas vaa'alta, näytössä näkyy esimerkiksi '-47,6 kg'. Toimintopainikkeella vaa'an voi taas palauttaa lukemaan '0,0 kg'. Vaaka ei palaudu automaattisesti lukemaan '0,0 kg', jotta useampia taarauksia voidaan suorittaa peräjälkeen.

Poiskytkentä

Vaaka kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun näyttö on ollut n. 15 sekuntia lukemassa '0,0 kg'.

Yksiköiden vaihto

Vakiona vaaka on säädetty yksikölle kg.

Jos haluat säätää vaa'alle jonkin toisen yksikön,

menettele seuraavalla tavalla:

- Irrota verkkopistoke.
- Paina toimintopainiketta, pidä sitä painettuna ja työnnä samanaikaisesti verkkopistoke paikalleen.
- Näyttöön vaihtuu yksikkö lb.

Toista edellämainitut toimenpiteet näytön vaihtamiseksi jälleen yksikköön kg.

Για να επαναφέρετε την ένδειξη σε kg, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

