



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PODOSCOPIO GIMA A LED **GIMA LED PODOSCOPE** **PODOSCOPE LED GIMA** **PODOSCOPIO LED GIMA** **PODOSCÓPIO LED GIMA** **LED-PODOSKOP GIMA** **GIMA PODOSCOPE LED** **GIMAN LED-PODOSKOOPPI**

Manuale d'uso - User Manual - Notice d'utilisation - Manual del usuario - Manual do utilizador -
Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung - Manual de utilizare - Ohjekirja

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.

ACHTUNG: Diese Anleitung muss vor dem Einsatz des Produkts aufmerksam gelesen und vollständig verstanden werden.

ATENTIE: Operatorii trebuie să citească și înțeleagă pe deplin acest manual mai întâi pentru a utiliza produsul.

HUOMIO: Käyttäjien on luettava ja ymmärtää tämä käsikirja ensin täysin käyttäät tuotetta.



REF AP500GIMA (GIMA 27363)



Tecniwork S.p.A.
V.R.Benini 8 50013 Campi
Bisenzio (FI) Italy
Made in Italy

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



Luku 1 YLEISKUVAUS	70
1.1 Laitteen yleiset tunnistetiedot	70
1.2 Kuvaus ja yleiset ominaisuudet	70
1.3 Tekniset ominaisuudet jasyöttötiedot	70
1.4 Luokitus ja viitestandardit	71
1.5 Podoskoopin sähköiset ominaisuudet	72
1.6 Osien tunnistus	72
1.7 Yleiset turvallisuusvaroitukset	73
Luku 2 ASENNUS	73
2.1 Kuljetus ja säilytys	73
2.2 Asennusolosuhteet	73
2.3 Sähköinen kytkentä	75
Luku 3 KÄYTTÖOHJEET	76
3.1 Podoskoopin käyttö	76
Luku 4 HUOLTO	76
4.1 Määräaikaishuolto	76
4.2 Hävittäminen	77
4.3 Tekninen tuki	77
5 Giman takuehdot	77

Luku 1 YLEISKUVAUS

1.1 Laitteen yleiset tunnistetiedot

”Käyttöohjeet”-oppaan tulee olla tämän teollisuustuotteen mukana koko käyttöiän aikana. Näin ollen kolmansille luovutettaessa opas on annettava muiden asiakirjojen mukana asetuksen 2017/745 määräysten mukaisesti, sillä podoskooppi on lääkinällinen laite.

Tässä oppaassa annetaan tarvittavat ohjeet oikeaoppista käyttöä varten ja seuraavien toimenpiteiden oikeaoppista suoritusta varten:

- Asennus - Käyttö - Huolto.

Oikeaoppisen asennuksen ohjeet on annettu kappaleessa 2.2 ASENNUSOLOSUHTTEET.

Kaikista vakavista tapaturmista, jotka liittyvät toimittamamme lääkinällisen laitteen käyttöön, on ilmoitettava valmistajalle sekä oman asuinpaikan jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle

Kaupallinen nimi

Kaupallinen merkki: Gima

Tyyppi: Podoskoopilaite

Malli: AP500GIMA (GIMA 27363)

Tunnistus ja etiketit - symbolien selitys



Varoitus: enimmäiskuormitus 135 kg

 GIMA Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy		MADE IN ITALY	 	   
PODOSCOPIO PODOSCOPE REF AP500GIMA (GIMA 27363)		SN 	MM/YYYY	
VOLTAGGIO/ MAINS VOLTAGE 220-240V	FREQUENZA/ FREQUENCY 50/60 Hz	POTENZA/ POWER 7,5 VA	 2 x T 0.5 A - 5x20 mm	
 Technik S.p.A. V.le S. B. - 50113 Campi Bisenzio - FI - Italy				

Jokaisessa laitteessa on yllä annetut etiketit ja valmistajan tunnistetiedot.

1.2 Kuvaus ja yleiset ominaisuudet

Mallin AP500GIMA (GIMA 27363) -podoskoopin avulla voidaan tarkastella jalkapohjan pintaa, ja sen valon levittämisen kyky tuo esiin suurimman paineen alueet.


Tämän laitteen rakenne on hyvin yksinkertainen. Perusrunko on valmistettu metakrylaatista, joka kykenee välittämään valoa erittäin hyvin, ja siinä on sisäinen valonlähde. Näin ollen se voi tuoda esille kromaattisia voimakkuuseroja kohdissa, joissa on suurin ja pienin jalkapohjan kuormitus. Alarunko on valmistettu ABS:stä.

Sähkösiin kuuluvat pääosin erotettava virtajohto, jossa on pistoke ja liitinpistoke, sekä led-nauhavallo.

1.3 Tekniset ominaisuudet jasyöttötiedot

Rakenne	Kirkas metakrylaatti
Jännite	220-240 V yksivaihe
Taajuus	50/60 Hz

Teho	7,5 VA
Valonlähde	Led-valonauha
Aallonpituus	520 nm
Riskiluokka EN 62471	Puuttuu
Sisäänrakennetut pistorasiat	1 kpl
2 Sulakkeet:	5x20 mm: 2 x T 0,5 A - 250 V



Toiminnan ympäristöolosuhteet	lämpötila: 10°C - 40°C
	kosteus: 20–85%
Säilytyksen ympäristöolosuhteet	lämpötila: 0°C - 60°C
	kosteus: 10–90%

1.4 Luokitus ja viitestandardit

Podoskoopilla voidaan arvioida jalanpohjan jälki, minkä lisäksi se tarjoaa epäsuoraa tietoa kantapään akselista ja varpaiden suunnasta. Sen avulla voidaan näin ollen arvioida jalan kuntoon liittyvät merkit ja oireet, jotta kyetään määrittämään terveyden tila ja sopimaan hoidosta tai jalkahoidosta. Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen sähkölääkintälaitetta koskevia määräyksiä. Näin ollen se soveltuu kliiniseen käyttöön ja käytettäväksi tiloissa, kuten vastaanotot ja kuntosalit, ja niitä voivat käyttää työntekijät, joilla on biomekaniikan tuntemusta: näitä ovat lääkärit, jalkahoitajat, urheilulääketieteeseen erikoistuneet lääkärit, ortopediteknikot ja fysioterapeutit.

Seuraavat yhdenmukaistetut viitestandardit ovat seuraavat:

- CEI EN 60601-1 ”Sähkölääkelaitteiden turvallisuus”
- CEI EN 60601-1-2 ”Yhdenmukaistettu täydentävä standardi sähkölääkelaitteille - Sähkömagneettinen vaatimustenmukaisuus.”

Luokitus EN 60601-1 -turvallisuusstandardin mukaan:

- kuljetettava laite
- luokkaa II suhteessa suojaukseen epäsuorilta kosketuksilta
- tyyppiä B
- yleinen suhteessa kosteudelta suojaukseen
- ei sovellu käytettäväksi syttyvien anesteettien kanssa
- virransyöttö verkosta 220-240V~ 50/60Hz.

Laite ilmaisee valon eri voimakkuuksilla, millainen kuormitus jalkapohjan eri alueilla vallitsee. Tämän näkemiseksi

riittää, että tutkittava henkilö nousee podoskoopin päälle paljain jaloin. Käyttöön otetut projekti- ja rakennusratkaisut ovat sellaisia, että ne takaavat sopivat suojaukset ja eristykset suorilta ja epäsuorilta sähkökosketuksilta ja sähköisiä ja mekaanisia ylikuormittumisia vastaan.

Laitteen sisällä olevat lämpötehot eivät luonteensa vuoksi saa aikaan yliämpötiloja, jotka voisivat olla

haitallisia käytetyille materiaaleille ja osille. Sähköeristykset ja etäisyydet ilmassa ja pinnoilla ovat sellaisia, että ne estävät sähkökaarien muodostumisen. Laitteen mekaaninen rakenne on vankka ja erittäin tukeva. Pinnoissa, jotka voivat koskea potilaaseen (potilasliityntäosa), käsiteltyyn henkilöön tai käyttäjään, ei ole teräviä kulmia. Mekaanisia vaaroja ei ole. Sisäiset osat ja piirit on asennettu ja kiinnitetty turvallisesti ja siten, että ne kykenevät kestäämään kuljetuksen rasitukset.

Mitä epäsuoriin kosketuksiin tulee, laite on luokiteltavissa luokkaan II.

Vuotovirtojen suhteen laite on luokiteltavissa tyyppiä B.

Laitteen olennaisia suorituskykyjä ei ole määritetty.


1.5 Podoskoopin sähköiset ominaisuudet

Perinteistä tyyppiä oleva led-valojen laturi toimii yksivaiheverkkovirralla (220-240 V; 50/60 Hz), ja se on merkiltään ILC NanoLED.

Virtajohto on tyyppiä H05VV-F. Se on 2 m pitkä, sen läpimitta on 2x0,75 ja siinä on IMQ-merkki ja se on liitetty verkkoon kaksinapaisella pistokkeella ja laitteeseen liittimen välityksellä.


Virtajohdon sisäiset johtimet ovat yhdenmukaistettua tyyppiä (tyyppi H05V), ja ne vastaavat standardia CEI 20-20.

1.6 Osien tunnistus



- 1 - Liityntäosa: kantava rakenne, valmistettu läpinäkyvästä polymetyylimetakrylaatista
- 2 - Ympäröivä alusta ABS:ää (akryyliniiriilibutadieenistyreeniä), ja siinä on led-laitteisto
- 3 - Peili
- 4 - Virtajohdon liitäntä
- 5 - On/Off-virtakytkin
- 6 - Sulakekotelo
- 7 - Arvokilpi

Kytkenäkaavio



1.7 Yleiset turvallisuusvaroitukset

Silmämääräiset tarkistukset, testit ja varmistukset, joita mainittu turvallisuusstandardi edellyttää, on suoritettu turvallisuusyhtiöstä.

Ota huomioon rakenne, käytetyt osat, joissa on jo valmistajien vaatimustenmukaisuusvakuutukset, sekä lampun pieni teho, on katsottu tarpeettomaksi suorittaa laitteiston tarkkoja mittauksia sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimusten tarkistamiseksi.

Jotta parhaat turvallisuusolosuhteet voidaan saavuttaa laitteen koko käyttöajan ajan, seuraavia varoituksia tulee kuitenkin noudattaa:

- A. Huoltotoimenpiteiden ajaksi pistoke tulee irrottaa pistorasiasta.
- B. Käytön aikana laitetta ei tule liikuttaa tai siirtää pois paikoiltaan.
- C. Tarkista aina ennen laitteen käyttöä, että johto ja sähkölaitteet ovat toimivia.
- D. Käyttäjän ei tule suorittaa itsenäisesti toimenpiteitä tai toimia, joita ei ole mainittu tässä oppaassa.



Varoitus: rikkoontumisen vaaran välttämiseksi älä altista podoskooppia yli 135 kg:n painolle.



Aroitus: tämän laitteen kaikenlainen muuttaminen on kielletty.



Varoitus: Varoitusten laiminlyönti vapauttaa GIMA-yrityksen kaikesta vastuusta.

Luku 2 ASENNUS


2.1 Kuljetus ja säilytys

Kun podoskooppi AP500GIMA (GIMA AP500GIMA (GIMA 27363)) lähetetään, se on suojattu alustalle levitetyllä kalvolla ja laitettu pakkauslaatikkoon, jonka sisällä on asianmukaiset suojapaneelit, jotka suojaavat laitetta varastointi- ja kuljetusvaiheen aikana tapahtuvien mahdollisten iskujen seurauksilta. Pakkaus sisältää kootun laitteen ja liitäntäjohtoon, joka liitetään laitteeseen asennushetkellä. Podoskoopin kumilevy ei sen sijaan kuulu toimitukseen.

Jos pakkausta varastoidaan pitkään, sen tulee olla katetussa, puhtaassa ja kuivassa tilassa.

2.2 Asennusolosuhteet

1. Pura laite pakkauksesta irrottamalla sulkuteipit ja vapauttamalla laite kaikista pakkausosista.
2. Hävitä pakkausosat paikallisia, kiinteiden jätteiden jätteen hävittämistä koskevia määräyksiä ja asetuksia noudattaen (paisutettu polystyreenimuovi / polyeteeni / kartonkilaatikko).
3. Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksen aikana.



Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Podoskooppi edellyttää erityisiä

sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia varotoimenpiteitä, ja se tulee asentaa ja ottaa käyttöön tässä oppaassa olevien EMC-tietojen mukaisesti.

Mahdollisten sähkömagneettisten häiriöiden riskien välttämiseksi podoskoopin lähellä ei tule käyttää mobiileja tai kannettavia radiotaajuuslaitteita.

Yleisesti ottaen podoskooppia ei tule käyttää muiden laitteiden lähellä tai päällä. Jos tämä ei ole mahdollista, podoskoopin toimintaa tulee tarkkailla normaalin toiminnan takaamiseksi.

VALMISTAJAN OPAS JA VAKUUTUS – SÄHKÖMAGNEETTISET PÄÄSTÖT		
Laite AP500GIMA (GIMA 27363) on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. AP500GIMA (GIMA 27363) -laitteen asiakkaan tai käyttäjän tulee taata, että laitetta käytetään kyseisessä ympäristössä		
Päästötestit	Vaatimustenmukaisuus	Sähkömagneettinen ympäristö – opas
Radiotaajuuspäästöt CISPR 11	Ryhmä 1	Podoskooppi AP500GIMA (GIMA 27363) käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäiseen toimintaansa, joten sen radiotaajuuspäästöt ovat hyvin pienet eivätkä todennäköisesti aiheuta häiriöitä lähistöllä oleviin elektroniikkalaitteisiin.
Radiotaajuuspäästöt CISPR 11	Luokka B	Podoskooppi AP500GIMA (GIMA 27363) soveltuu käytettäväksi kaikissa rakennuksissa, myös asuinrakennuksissa, ja rakennuksissa, jotka on liitetty suoraan julkiseen pienjänniteverkkoon, joka antaa virtaa asuinrakennuksiin.
Harmoniset päästöt IEC 61000-3-2	Vaatimustenmukainen	
Jännitteenvaihteluiden ja välkynnän päästöt IEC 61000-3-3	Vaatimustenmukainen	

VALMISTAJAN OPAS JA VAKUUTUS – SÄHKÖMAGNEETTINEN HÄIRIÖNSIETO			
Laite AP500GIMA (GIMA AP500GIMA (GIMA 27363)) on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. AP500GIMA (GIMA AP500GI- MA (GIMA 27363)) -laitteen asiakkaan tai käyttäjän tulee taata, että laitetta käytetään kyseisessä ympäristössä.			
Häiriönsietotesti	Testitaso IEC 60601	Vaatimustenmukaisuustaso	Sähkömagneettinen ympäristö – opas
Sähköstaattiset purkaukset (ESD) IEC 61000-4-2 ±2 KV	±2 KV kosketuksessa ±4 KV kosketuksessa ±6 KV kosketuksessa ±2 KV ilmassa ±4 KV ilmassa ±8 KV ilmassa	±2 KV kosketuksessa ±4 KV kosketuksessa ±6 KV kosketuksessa ±2 KV ilmassa ±4 KV ilmassa ±8 KV ilmassa	Lattioiden tulee olla puisia, betonisia tai keraamisia. Jos lattiat on peitetty synteettisellä materiaalilla, suhteellisen kosteuden tulisi olla vähintään 30 %.
Transientit/ Nopeat sähköjunat IEC 61000-4-5	±2 KV tehonsyöttölinjoille	±2 KV tehonsyöttölinjoille	Verkkojännitteen laadun tulisi vastata tyyppillistä kaupallista tai sairaalaympäristöä
Impulssit IEC 61000-4-5	±1 KV erotilassa ±2 KV yhteisessä tilassa	±1 KV erotilassa ±2 KV yhteisessä tilassa	Verkkojännitteen laadun tulisi vastata tyyppillistä kaupallista tai sairaalaympäristöä
Jänniteaukot, lyhyet keskeytykset ja jännitteen vaihtelut syöttölinjoilla IEC 61000-4-11	<5% UT (>95% aukko) 0,5 syklin ajan 40% UT (60% aukko) 5 syklin ajan 70% UT (30% aukko) 25 syklin ajan <5% UT (>95% aukko) 5 sekunnin ajan	±1 KV erotilassa ±2 KV yhteisessä tilassa <5% UT (>95% aukko) 0,5 syklin ajan 40% UT (60% aukko) 5 syklin ajan 70% UT (30% aukko) 25 syklin ajan <5% UT (>95% aukko) 5 sekunnin ajan	Verkkojännitteen laadun tulisi vastata tyyppillistä kaupallista tai sairaalaympäristöä. Jos AP500GIMA (GIMA 27363) -laitteen käyttäjä edellyttää jatkuvaa käyttöä myös verkkovirtan katkoksen aikana, AP500GIMA (GIMA 27363) -laitetta kannattaa syöttää keskeytymättömän virran syöttölähteellä (UPS) tai akuilla
Magneettikenttä verkkotaajuudella (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3A/m	3A/m	Verkkotaajuuden magneettikenttien tasojen tulee vastata tyyppillistä kaupallisen ympäristön tai sairaalan paikan tasoja

2.3 Sähköinen kytkentä

Suorita sähköinen kytkentä tarkistamalla, että sähkötiedot, jotka on annettu kilvessä, soveltuvat

paikallisen syöttöverkon ominaisuuksiin ja liitä pistoke sitten pistorasiaan, jossa tulee olla turvalaite sähkön ylikuormitusta vastaan.

Lisävarusteiden, johdinten ja johtojen käyttö, poikkeuksena valmistajan varaosina myymät vastaavat osat, saattaa lisätä päästöjä ja heikentää laitteen sähkömagneettista häiriönsietoa.

Luku 3 KÄYTTÖOHJEET

3.1 Podoskoopin käyttö

Työtason valaistuksen saavuttamiseksi pistokkeen liittämiseksi käytä vastaava painiketta (5), joka on alustassa, painamalla se asentoon I.

Pyydä henkilöä nousemaan podoskoopin läpinäkyvän tason päälle tukien häntä. Varmista, että jalkapohjat asettuvat kunnolla siten, että ne ovat mahdollisimman keskellä läpinäkyvää tasoa. Tee sitten kyseessä oleva tutkimus peilistä silmämääräisesti.

Jos kumilevyä ei ole, tutkimus voidaan tehdä vain jos tutkittava asettuu laitteen päälle paljain jaloin.



Varoitus: älä päästä ketään, jonka jalkojen iho on vaurioitunut, nousemaan paljain varpain podoskoopin päälle.

Jos haluat tehdä kokeen ilman, että henkilö poistaa sukat, podoskoopin läpinäkyvälle pinnalle tulee asettaa kumilevy. Sitä tarvitaan erityisesti, kun tulee tarkistaa jalkapohjien hoidon oikeellisuus.

Tutkimuksen lopuksi paina uudelleen kytkintä (5) ja tuo se asentoon 0 nollaten näin laitteen.



VAROITUS Jos tutkittavana on vanhuksia, joiden tasapaino ei ole täydellinen, ole tarkkana ja tue heitä.

Luku 4 HUOLTO

4.1 Määräaikaishuolto

Käyttäjä voi suorittaa suoraan tässä kappaleessa kuvailut määräaikaishuollon toimenpiteet.

1. Desinfioi podoskoopin pinta jokaisen käyttökerran jälkeen materiaalle sopivilla desinfiointiaineilla: vältä ehdottomasti alkoholin ja liuotainaineiden käyttöä.
 2. Puhdista laite yleisesti vähintään kerran viikossa aina kun olet irrottanut pistokkeen pistorasiasta Tätä toimenpidettä varten suositellaan, että käytetään puhtaita liinoja, jotka on kostutettu kevyesti vedellä + lasinpesuaineella ja että vältetään ehdottomasti alkoholin ja liuotainaineiden käyttöä.
 3. Sähköosien tarkistusvälit voivat vaihdella tapauskohtaisesti, ja ne määritetään ympäristön olosuhteiden (pölyn läsnäolon) sekä käyttöiheyden ja -voimakkuuden mukaan.
 4. Yleissääntönä suositellaan silmämääräistä tarkistusta 6 kuukauden välein ja joka tapauksessa enintään vuoden välein tarkistaen, että virtajohto ja sähköliitännät eivät sisällä merkkejä heikkenemisestä.
- Jos sulake täytyy vaihtaa, tulee avata

sulakekotelo, joka on sähkökaaviossa osoitettussa kohdassa sivulla 7, minkä jälkeen otetaan pois sopivalla työkalulla sulake ja vaihdetaan se sulakkeella T 0,5 A – 5x20 - 250V.

Jos virtajohto tulee vaihtaa, vaihda se virtajohtoon, jolla on samat ominaisuudet kuin alkuperäisessä ja sertifioidussa johdossa. Kysy aina valmistajalta neuvoa, kun tulee päättää, miten toimia toimintahäiriöiden tai osien vaihdon tapauksessa.



VAROITUS: huoltotoimenpiteet tulee tehdä vasta kun laite on kytketty irti verkkovirrasta.

LED-nauhan vaihto

Jos LED-valonauhan toiminnassa on häiriöitä, ota yhteyttä tekniseen huoltotukeen. Älä tee toimenpiteitä suoraan: muuten takuu mitätöityy.



VAROITUS: ainoastaan valtuutettu henkilökunta saa vaihtaa led-valot.

Index de simboluri

	Huomio: Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti		Noudata käyttöohjeita
	Säilytä kuivassa ja viileässä		Säilytä auringonvalolta suojassa
	Valmistaja		Valmistuspäivämäärä
	Tuotekoodi		Eränumero
	Lääkinnällinen laite, joka vastaa asetusta (EU) 2017/745		Lääkinnällinen laite
	B-typin liityntäosa		Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittely
	luokan II laite		

4.2 Hävittäminen



Lainsäädäntöasetuksen 14. maaliskuuta 2014, n. 49 "Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) annetun direktiivin 2012/19/EU täytäntöönpano.

Rastitun jäteastian symboli, joka on annettu laitteistossa, osoittaa, että tuote tulee käyttökänsä lopuksi kerätä erikseen muista jätteistä.

Tämän laitteiston, jonka käyttöikä on päättynyt, erilliskeräyksen järjestää ja sitä hallinnoi valmistaja. Käyttäjän, joka haluaa hävittää tämän laitteiston, tulee ottaa yhteyttä valmistajaan ja noudattaa tämän käyttöönottamaa järjestelmää mahdollistaakseen käyttökänsä päähän tulleen laitteiston erilliskeräyksen. Soveltuva kierrätys käytöstä poistetulle laitteistolle, jotta se voidaan toimittaa eteenpäin ympäristöystävälliseen kierrätykseen, käsittelyyn ja hävittämiseen, auttaa välttämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja terveyteen ja edesauttaa laitteiston materiaalien uudelleenkäyttöä ja/tai kierrätystä. Jos tuote hävitetään lainvastaisesti, siitä seuraa voimassa olevan lainsäädännön määrittämiä hallinnollisia seuraamuksia.

4.3 Tekninen tuki

Teknistä tukea varten ota yhteyttä GIMAan.

5 Giman takuuehdot

Tuotteeseen sovelletaan Giman vakiomuotoista 12 kuukauden B2B-takuuta