



4

Paket hasafta iskeullama niza Donotasaifpackagingidamagad		0Line.HI.QDenzuzaktunuz Keeapayfroumsunlight		Kuruartamdasaklaymiz KeepDry.		Ovald Manufacturer
Saklamastakl191 StorageTemperature		0kikat Cukun		Tekkulan1110Nctr. Donol re-use.		OstinTarihl DateofManufacture
rt o Kullainin ktavuzuna bakmiz. Consult instructions for use		KatalogNumaras1 Catalogue Number		Tekrarsteriletmeyin. Donol isvateriliza.		Sonkullanmatarihlayy11 Expired On (Korun Yuz)
11111 "LOI"numaras1 Eken CUB		RabyyayonBerilizaayonu. IraduktarSterilizokun.		TibbiKchaz Medical-avice		Ort steril bariyer sistemi Double sterile barrier system
	ErvazatK chaz kardiil Uniquedevice Identification					

Code: 150.06.05.0575 21.10.2021Rev.: 10

9342/EEC Tibbi CihazYonebnelOine gore CE belgelendirici kurulu#numaras1 "2292" dir.

2292 :tr: r i ;i: :i: ilk

**turkuaz**

Turkuaz Sag Lik Hizmetleri, Medikal, Temizlik Kimyasal Urunler San. ve Tic. A.S. Akcaburgaz Mah. Muhsin Yazciloglu Cad. No:45/S 34522 Esenyurt / Istanbul / Turkiye T +90 212 428 6848 Pbx F +90 212 428 6853 info@turkuazsaglik.com.tr / www.turkuazsaglik.com.tr

**NOM DU PRODUIT:** Gel de cathéter stérile Konix Lido C

**DÉFINITION:** Le gel pour cathéter stérile Konix Lido C est un gel lubrifiant stérile, hydrosoluble et non irritant doté de propriétés antiseptiques et anesthésiques de soutien qui est utilisé pour aider à instiller des cathéters et d'autres instruments médicaux dans l'urètre et la vessie (cathétérisme, cystoscopie). Grâce à son effet lubrifiant, il aide à prévenir les traumatismes pouvant survenir lors du cathétérisme entre la muqueuse urétrale et le cathéter. Alors que les propriétés antiseptiques de la chlorhexidine réduisent le risque d'infection, les propriétés anesthésiques locales de la lidocaïne réduisent la douleur périopératoire. Réduit l'inconfort de la procédure pour le patient.

**TENEUR:** 700 grammes de gel pour cathéter stérile Konix Lido C contiennent: Eau déminéralisée, Hydroxyéthylcellulose (lubrifiant), Mono Propylène Glycol (solvant), 0,05g de gluconate de chlorhexidine (antiseptique), Hydroxybenzoate de méthyle (conservateur), Hydroxybenzoate de propyle (conservateur)

**APPLICATION**

- Les mains doivent être lavées et l'environnement doit être aussi stérile que possible. Nettoyez un plateau et placez-y tout le matériel nécessaire.
- Découpez l'emballage stérile de la seringue (6 ml, 2 ml et 725 g). Les femmes et les enfants doivent utiliser la seringue de 6 ml, tandis que les hommes doivent utiliser la seringue de 2 ml et l'aiguille à soufflet de 725 g.
- Appuyez doucement sur le piston sans retirer le capuchon bleu de l'embout de la seringue. Cela garantit que l'application est plus uniforme et plus douce. Casser le morceau au bout de la bouteille à soufflet pour l'ouvrir.
- Placer l'embout de la seringue contre l'orifice urétral. Injectez le gel avec une pression uniforme et douce.
- Appliquez le gel restant de l'emballage sur la surface du cathéter ou d'un autre dispositif médical.
- Dès que l'application démarre, la fonction de curseur du gel de cathéter stérile Konix Lido C prend effet. Après 3 à 5 minutes, l'effet anesthésiant se fait sentir.
- Si plus de gel est nécessaire, le médecin doit évaluer l'état du tissu concerné, ainsi que l'âge et la détérioration de l'état du patient, par rapport à la sensibilité à la chlorhexidine.

B. Lorsque tout le produit a été utilisé, jetez la seringue et le gel restant de la même manière que les autres déchets médicaux.

9. Utilisez uniquement le gel pour cathéter stérile Konix Lido C sous la supervision d'un professionnel de la santé qualifié.

**CONTRE-INDICATIONS:** Les patients hypersensibles à l'un des composants ou présentant des troubles du rythme bradycardique ne doivent pas utiliser le gel pour cathéter stérile Konix Lido C. Les patients présentant une insuffisance cardiaque sévère, un dysfonctionnement hépatique et rénal sévère, une muqueuse traumatisée au site d'application et/ou une inflammation/septicémie et les patients ayant une tendance aux convulsions ne doivent pas utiliser le gel pour cathéter stérile Konix Lido C (épilepsie, chocs sévères).

Les enfants de moins de deux ans ne doivent pas utiliser ce produit

**AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI**

- Sous anesthésie, un lubrifiant sans lidocaïne doit être utilisé.
- Seul un médecin ou du personnel médical qualifié doit effectuer l'instillation.
- La méthémoglobinémie d'origine médicamenteuse est plus fréquente chez les patients présentant un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase ou une méthémoglobinémie congénitale ou idiopathique.
- Les patients doivent être informés que lors de l'application du gel pour cathéter stérile Konix Lido C, ils peuvent ressentir des brûlures temporaires. La sensation de brûlure peut être soulagée dans ce cas en appliquant du froid sur la zone touchée.
- La lidocaïne et/ou la chlorhexidine peuvent provoquer une réaction allergique chez certaines personnes. En cas de rougeur, de brûlure ou de picotement dans la zone appliquée, consultez votre médecin.
- En cas de contact avec les yeux, rincez-les immédiatement et abondamment à l'eau.
- En cas d'ingestion, consultez un médecin.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans des endroits secs et frais
- Protéger des rayons directs du soleil
- Il est à usage unique. Ne pas utiliser deux fois.
- Ne pas restériliser.
- Ne pas utiliser de produits dont l'emballage est endommagé en raison du risque de détérioration de la stérilité.

**PENDANT LES PÉRIODES DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT:** Pendant la grossesse et l'allaitement, le gel pour cathéter stérile Konix Lido C peut être utilisé. L'analyse risques/bénéfices doit être effectuée par un médecin. Bien qu'une petite quantité de lidocaïne traverse le placenta et pénètre dans le lait maternel, la dose thérapeutique contenue dans le gel pour cathéter stérile Konix Lido C ne présente aucun risque pour le bébé ou le fœtus.

**INTERACTION MÉDICAMENTEUSE**

• Lorsqu'il est utilisé avec les médicaments suivants, il peut se produire une interaction due à l'absorption de la lidocaïne:

Propranolol: Diminution de la clairance plasmatique de la lidocaïne.  
Cimétidine: diminution de la clairance plasmatique de la lidocaïne.  
Produits antiarythmiques: augmentation de la toxicité de la lidocaïne.

Phénylène ou barbituriques: diminution du taux plasmatique de lidocaïne.

L'utilisation à long terme et répétée à des doses élevées peut révéler les interactions susmentionnées.

Lorsqu'il est utilisé aux doses recommandées, aucune interaction cliniquement significative n'a été signalée.

• Il n'est pas recommandé d'utiliser avec les médicaments suivants en raison du risque d'interactions causées par la chlorhexidine:

Gluconate de Chlorhexidine (CHX) + Hypochlorite de Sodium (NaOCl)

Gluconate de chlorhexidine (CHX) + Peroxyde d'hydrogène (H2O2)

Gluconate de Chlorhexidine (CHX) + Povidone-Iode (BTD)

L'interaction CHX + NaOCl est connue pour produire des sous-produits toxiques pour l'homme, selon la littérature scientifique.

**EFFETS SECONDAIRES:** Les réactions allergiques à la lidocaïne et à la chlorhexidine sont extrêmement rares. L'hypersensibilité au soleil peut provoquer des réactions cutanées. L'anaphylaxie (hypersensibilité) peut survenir à la suite de l'absorption de lidocaïne après utilisation sur une muqueuse endommagée. La lidocaïne peut provoquer des effets indésirables systémiques dus à une hypersensibilité ou à une diminution de la tolérance.

**EMBALLAGE:**

• Le gel pour cathéter stérile Konix Lido C est disponible en seringues de 6 ml (6g), 2 ml (2g) et en flacons à soufflet de 725 g dans des emballages stériles jetables.

Gel Cathéter Stérile Konix Lido e 6 ml (25 x 6 ml) / Boite

Gel Cathéter Stérile Konix Lido C12 ml (25x12 ml) / Boite

Gel Cathéter Stérile Konix Lido C12.5g (25x12.5 g) / Boite

**STÉRILISATION:** Il a été stérilisé par radiation après conditionnement. La stérilité étant compromise, les produits dont l'emballage est endommagé ne doivent pas être utilisés.

**PROSPEKTUS/IFU**

Tarih: 27 I 10 I 2021

ORONKODU	: 150.06.05.0575		
ORONISMI	: KONIX 6-12 ML STERIL KATETER LIDO C JEL ORTAK PROSPEKTUS - VENI ADRES		
MALZEME CINSI	: 70 CR 1 HAMUR		
CIRECEIII KUTU i>Lç0s0	: STAND	KATLAMA	: 2KIRIM
RENK	: BLACK	OLç0	: 210X297 MM
AçIKLAMA/NOT			

**!Jturkuaz**  
Healthcare

Turkuaz Saglik Hizmetleri, Medikal, Temizlik Kimyasal OrOnler San. ve Tic. A.S.  
Akcaburgaz Mah. Muhsin Yazciloglu Cad. No:45/S 34522 Esenyurt / Istanbul / Turkiye  
T +90 212 428 6848 Pbx F +90 212 428 6853 info@turkuazsaglik.com.tr/www.turkuazsaglik.com.tr