



INFRA 150 PLUS

IMPORTANTE.-

Uso y tiempo de aplicación bajo supervisión y responsabilidad médica.

IMPORTANT.-

Use and time of application under medical responsibility and supervision.

IMPORTANT.-

L'utilisation et le temps d'application sous surveillance et responsabilité médicale.

IMPORTANTE.-

Uso e tempi di applicazione sotto la supervisione e la responsabilità medica.

IMPORTANTE.-

Usar e tempo de aplicação sob supervisão e responsabilidade médica.

**MIMSAL**

MIMSAL TRADE S.L.

C. Mollet 17, Pol. Ind. Palou Nord - 08401 Granollers (Barcelona) - Spain  
Tel. +34 930 139 860 - mimsal@mimsal.com - www.mimsal.com

# INFRA PLUS



**MIMSAL**

INFRA 150 PLUS  
INFRA 250 PLUS

cod. E020412  
cod. I0103512

Lampe infrarouge pour usage thérapeutique, traitements esthétiques, kinésithérapie et en milieux sportifs.

La chaleur est distribuée de façon homogène.

#### 1. Installation

- Requier un support MIMSAL, à installer avant de placer la lampe.
- Un support étrier de table AH est fourni et des accessoires tels que les supports muraux, de plafond ou une base roulante peuvent être fournis en option.
- MIMSAL ne peut garantir la vie et la fonctionnalité en cas d'utilisation d'accessoires de tiers.

#### 2. Mises en garde

- Toujours débrancher le luminaire pour procéder au nettoyage ou à la maintenance.
- Nettoyage à sec ou avec un léger mélange d'eau et de savon normal. Éviter d'utiliser de l'alcool, des acides ou tout type de dissolvants organiques.
- Ne pas laisser le luminaire allumé plus de 8 heures d'affilée.

#### 3. Résolution des problèmes et maintenance

- **Maintenance:** À réaliser uniquement par des installateurs électriques qualifiés ou tout autre personnel qualifié.
- **Pour remplacer la source lumineuse:**
  - Toujours débrancher le luminaire pour procéder au maintenance.
  - Remplacer la source lumineuse fileté.

Pour tout autre problème, veuillez contacter votre représentant MIMSAL.

MIMSAL n'est responsable que de la maintenance, des réparations ou des modifications réalisées avec des pièces de rechange d'origine et par le personnel de MIMSAL.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.

	INFRA 150 PLUS	INFRA 250 PLUS
Source lumineuse	IR E-27 150W	IR E-27 250W
Diamètre tête	21 cm	30 cm
Culot	E-27 Céramique	E-27 Céramique
Longueur du bras	105 cms (50+55cm)	105 cms (50+55cm)
Classe de protection électrique	Clase II	Clase II
Couleur	Blanc	Blanc
Puissance	220/230V	220/230V