



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TEST PER LA VISIONE STEREOSCOPICA – TEST FOR STEREOSCOPIC VISION – EXAMEN DE LA VISION STÉRÉOSCOPIQUE – TEST FÜR STEREOSKOPISCHES SEHEN – TEST PARA LA VISIÓN ESTEREOSCÓPICA – TESTE PARA A VISÃO ESTEREOSCÓPICA – ΤΕΣΤ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ –

إختبار للرؤية المجسّمة

Fabbricato da/Manufactured by/Fabriqu  par/
Fabricado por/Hergestellt von/Fabricado por/
Κατασκευασμένο από/مصنوع بواسطة
Levetta s.a.s. di Maffei Michele & C.-Via dei Cancellieri, 6/8
51100 Pistoia - Italy
levetta@levetta.com

Distribuito da/Distributed by/Distribu  par/
Distribuido por/Vertrieben von/Distribuido por/
Διαν μεται από το/موزع من قبل
Gima S.p.A - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Made in Italy

REF 5206 (GIMA 31293)



M31293-M-Rev. 3.09.24

constituant le test est pr sent e   une distance de 30 - 40 cm et il est demand    ceux-ci d'indiquer les figures : si seule la balle est per ue, le test indique qu'il est n cessaire de proc der   un approfondissement ophtalmologique appropri .

En r sum  :

R sultat positif :

tous les objets sont identifi s et nomm s

Doute :

Un seule des figures est identifi e

R sultat n gatif :

Aucun des objets tridimensionnels n'est reconnu.

INDICATIONS POUR L' VALUATION DU TEST :

Support pour une premi re  valuation en cas de suspicion de strabisme, d'amblyopie, de r duction de la vision d'un ou des deux yeux ou comme test de d pistage pour la vision st r oscopique. Pour les enfants non coop ratifs, il est possible de pr senter le test et d'observer si l'enfant essaie d'attraper l'un des objets autre que la balle (poisson,  toile, arbre). Si c'est le cas, le test est normal. Si cela n'est pas le cas, le test ne peut  tre consid r  comme pathologique et devra  tre r p t  au bout de quelque temps.

Important : en cas de r sultat n gatif ou de doute, il est recommand  de proc der   un examen complet chez un oculiste. Les r sultats du test sont indicatifs, tout diagnostic et contr le approfondi doit  tre effectu  par un m decin sp cialis .

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliqu e est la B2B standard Gima de 12 mois.



FRAN AISE

Ce produit n'est pas un dispositif m dical mais repr sente un outil uniquement indicatif de support   une premi re  valuation de la coop ration entre les deux yeux lors de la formation d'une image unique   partir des deux images fournies au cerveau s par ment par chaque  il.
Peut  tre employ  sur des enfants de plus d'un an et sur des adultes.

M THODE ET MODE D'EMPLOI :

Le test est constitu  d'une carte contenant 4 figures : une balle, un poisson, une  toile et un arbre. Le choix s'est port  sur des images communes pouvant  tre reconnues et nomm es tant par un adulte que par un enfant en bas  ge. Il est demand  au patient d'indiquer ce qu'il voit sur le test, tout en observant ses mouvements oculaires.

La balle est le seul  l ment visible  galement avec un seul  il, les autres (chacun d'eux est plac  sur diff rents niveaux de profondeur) sont per us uniquement par les personnes ayant une vision binoculaire et un visus sup rieur   2-3/10. Chez les enfants coop ratifs et les adultes, la carte