



# **GIMA**

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

**BORSE E ZAINI EMERGENZA**  
**EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS**  
**SACS ET SACS À DOS D'URGENCE**  
**BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA**  
**ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE**  
**BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA**  
**ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΑΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ**  
**حقائب وخروج ظهر لحالات الطوارئ**

---

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por

Eingeführt von / Εισαγωγή από / قيطن ع دروتسم /

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Made in China

---

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι τσάντες και τα σακίδια άμεσης ανάγκης GIMA μελετήθηκαν για να διευκολύνουν επεμβάσεις πρώτων βοηθειών με αποτελεσματικό τρόπο, είναι κατάλληλες να εγγραφθούν μια σύγυρη μεταφορά και νοικοκυρεμένη τοποθέτηση των: οργάνων, φαρμάκων, προϊόντων ή ιατρικών συσκευών και είδη πρώτων βοηθειών.

Οι τσάντες και τα σακίδια GIMA είναι κατασκευασμένα με πολύ ανθεκτικά υλικά, κατά του γδαρσίματος και αδιάβροχα, με φινιρίσματα και τελειώματα ποιότητας, έτσι ώστε να αποφευχθεί ενσφήνωση ή σχίσιμο κατά την διάρκεια της καθημερινής χρήσης. Οι τσάντες και σακίδια παρέχονται άδεια.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Το προϊόν είναι προορισμένο για χρήση μόνον από ειδικευμένο προσωπικό και ανθρώπους που γνωρίζουν τους υγειονομικούς περι-ορισμούς για την χρήση του προϊόντος σε περιβάλλοντα όπου είναι παρόντα πιθανά ρυπαντικά ή μολυσμένα από βακτήρια στοιχεία. Η GIMA δεν είναι υπεύθυνη για την πρόκληση ζημιών στο περιεχόμενο ή όταν το ίδιο το περιεχόμενο μπορεί να προκαλέσει ζημιές στις τσάντες ή στα σακίδια.

Το προϊόν ή μέρος αυτού, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρήση διαφορετική από αυτήν που αναφέρθηκε.

Μην αφήσετε το προϊόν αψύλακτο, από τα παιδιά ή από μη εξειδικευμένο προσωπικό.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν εμφανίζονται φθορές, απευνθνθείτε στον μεταπωλητή σας.

Αποφύγετε οποιαδήποτε προσωρινή επισκευή.

Κατά την χρήση του προσοχή να μη χαλάσετε τα φερμουάρ.

Κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο των φερμουάρ βεβαιωθείτε ότι δεν φράσουν με άλλα υλικά και ανοίξτε και κλείστε μέχρι τα άκρα. Σε περίπτωση που ξεχειλίσουν υγρά ή σκόνες που προέρχονται από φιάλες ή μπουκαλάκια, καθαρίστε και απολυμάνετε την τσάντα ή το σακίδιο, επειδή θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα υλικά της ίδιας της τσάντας ή των προϊόντων που περιέχουν.

Μη γεμίσετε υπερβολικά το προϊόν. Το βάρος και το σχήμα του περιεχομένου πρέπει να είναι ανάλογο στον τύπο της τσάντας ή του σακιδίου. Βεβαιωθείτε πάντα ώστε το βάρος να μη είναι υπερβολικό σε σχέση με το μοντέλο και τις δυνατότητες του χρήστη.

Για τυχόν ενδείξεις σχετικά με τα μέγιστα βάρη που μπορούν να σηκωθούν και να μετακινηθούν χειροκίνητα, ανατρέξτε στους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.



## ΞΕΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ



Υπενθυμίζουμε ότι τα υλικά της συσκευασίας (χαρτί, σελοφάν, μεταλλικά σημεία, κολλητική ταινία, κ.λ.π.) μπορούν να κόψουν και / ή να πληγώσουν εάν δεν τυχόν προσεκτικού χειρισμού. Πρέπει να απομακρυνθούν με κατάλληλα μέσα και να μη αφηθούν στα χέρια ανεύθυνων ανθρώπων. Το ίδιο επαναλαμβάνουμε για εργασία που χρησιμοποιήθηκαν για την αφαίρεση της συσκευασίας (ψαλίδια, μαχαίρια, κ.λ.π.).

Η πρώτη ενέργεια που συμβουλεύουμε να κάνετε αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας είναι ένας

γενικός έλεγχος των μερών που συγκροτούν το προϊόν.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα και η καλή τους κατάσταση: καλή λειτουργία των φερμουάρ, κράτημα των κλιπ, λειτουργία των βέλκρο ή στρίτ αντοχή των λαβών.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για την καθαριότητα των τσαντών και σακιδίων συμβουλεύουμε το πλύσιμο με ζεστό νερό και κατάλληλα απορρυπαντικά, το πλύσιμο μπορεί να γίνει και στο πλυντήριο, αλλά χωρίς στράγγισμα με φυγοκέντρηση. Μετά το πλύσιμο συμβουλεύουμε την απολύμανση του προϊόντος σε διάλυση σε διάλυμα ή με σπρί.

Πριν θέσετε το προϊόν στο πλυντήριο είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τα γεμίσματα και τα σκληρά μέρη. Οι τσάντες και τα σακίδια δεν αποστειρώνονται εάν δεν επισημαίνεται σαφώς στην συσκευασία.

Για την τέλεια λειτουργία των φερμουάρ συμβουλεύουμε την χρήση ενός ειδικού λιπαντικού, ανενεργό και βακτηριολογικά καθαρό, παράδειγμα, βαζελίνη.

Κατά καιρούς ελέγξτε την ακεραιότητα του προϊόντος, βεβαιωθείτε για την καλή λειτουργία των φερμουάρ, ζώνες, βέλκρο, λαβές και λουριά. Εάν παρουσιάζονται ζημιές ή υπερβολική φθορά των στοιχείων μη χρησιμοποιείται το προϊόν και μη προβλέψετε για την επιδιόρθωση ή την αντικατάστασή του.

Η απόρριψη του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιηθεί βάσει των νόμων που ισχύουν στην χώρα χρήσης του.

## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών