

Έναρξη λειτουργίας

Συνδέστε το καλώδιο του τροφοδοτικού με βύσμα στην πίσω πλευρά της πλατφόρμας ώστε η ζυγαριά να τροφοδοτείται με ρεύμα.

Ζύγιση

Απλά σπρώξτε πάνω στη ζυγαριά (δεν χρειάζεται ενεργοποίηση ή πάτημα με το δάκτυλο).

Μέτρηση ύψους με ένδειξη BMI (δείκτη μάζας σώματος)

Ανοίξτε προσεκτικά το μετρητή ύψους και ιαθήστε τον προς το πάνω. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το τμήμα κεφαλής πάνω στο κεφάλι του ασθενή. Στην ένδειξη εμφανίζεται η διάσταση σε εκατοστά, και στη συνέχεια αυτόματα ο δείκτης μάζας σώματος.

Ρύθμιση απόβαρου

Με το πλήκτρο λειτουργίας στην πίσω πλευρά της οθόνης ένδειξης μπορεί να γίνει ρύθμιση του απόβαρου της ζυγαριάς. Πατήστε το πλήκτρο. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "0,0 kg" και η ζυγαριά είναι έτοιμη για ζύγιση.

Λειτουργία μητέρας-παιδιού

Ένα ενήλικο άτομο ανεβαίνει στη ζυγαριά.

- > Ένδειξη π.χ. „47,6 kg“
- Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.
- > Η ένδειξη γίνεται „0,0 kg“
- Η μητέρα μπορεί να κατεβεί από τη ζυγαριά...
- > ένδειξη „-47,6 kg“
- ... και στη συνέχεια να ξαναβεί στη ζυγαριά μαζί με το παιδί.
- > Το βάρος που θα εμφανιστεί είναι του παιδιού, π.χ. „5,1 kg“

Όταν και οι δύο κατέβουν από τη ζυγαριά, στην οθόνη εμφανίζεται π.χ. η ένδειξη „-47,6 kg“ Με το πλήκτρο λειτουργίας μπορείτε να επαναφέρετε την ένδειξη της ζυγαριάς στο „0,0 kg“.

Η ζυγαριά δεν επανέρχεται αυτόματα στο „0,0 kg“, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν διαδικασικά περισσότερες από μία ρυθμίσεις απόβαρου.

Απενεργοποίηση

Η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα όταν η ένδειξη παραμένει στο „0,0 kg“ για 15 περίπου δευτερόλεπτα.

Εναλλαγή μονάδων μέτρησης

Η στάνταρ μονάδα μέτρησης είναι το κιλό (kg).

Αν θέλετε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης για τη ζυγαριά,

- κάντε το εξής:
- Βγάλτε την πρίζα.
- Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, κρατήστε το πατημένο και ταυτόχρονα βάλτε την πρίζα.
- Η ένδειξη αλλάζει σε lb.

Για να επαναφέρετε την ένδειξη σε kg, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

