

ECG Electrodes

Instructions for use

These instructions for use are intended for the following Ambu White Sensor electrodes:
WS, WS-RT, WP25, WP26, 0215M, 0315M, 0415M, 0715M, 2742*, 2742/RT*, 2837*, 33452/RT*, 3351*,
RT*, 3552*, 3552/RT*, 3552DUAL/RT*, 4200, 4300, 4242, 4440, 4500M, 4500M-H, 4530, 4535M, 4540,
4560M, 4570M, 4631/2, 4841P, 5050, 6060, 7041P, CMM11,
Ambu Blue Sensor electrodes: BS-TAB-2300.

Instructions for use

Инструкция за употреба

Návod k použití

Brugervejledning

Bedienungsanleitung

Οδηγίες χρήσης

Instrucciones de uso

Kasutusjuhend

Käyttöohjeet

Mode d'emploi

Upute za upotrebu

Használati útmutató

Istruzioni per l'uso

使用説明書

Naudojimo instrukcija

Lietošanas pamācība

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Instrukcja użycia

Instruções de utilização

Instrucțiuni de utilizare

Инструкция по применению

Návod na použití

Navodila za uporabo

Bruksanvisning

Kullanım talimatları

使用说明

Οδηγίες χρήσης

Ηλεκτρόδια ΗΚΓ

1.0 Χρήση για την οποία προορίζεται

Τα ηλεκτρόδια προορίζονται στην στήθους και τα άκρα για να μετράνε το ηλεκτρικό πεδίο που παράγεται από το καρδιακό σύστημα και μεταδίδεται το ηλεκτρικό σήμα από την επιφάνεια του σώματος σε μια ηλεκτρονική συσκευή, οι παρακολούθησης και η μέτρηση του ηλεκτροκαρδιογράμμου ή του συστατισιοκαρδιογράμμου.

1.2 Προειδοποιήσεις και προαυλίες

Προειδοποιήσεις

- Τα ηλεκτρόδια στήθους πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε άθικτα, καθαρά δέρματα ή, αν είναι επιτακτική ανάγκη, μόνο με καθαρή ή καθαρίσιμη πετσέτα (βλ. σημείο 1.3).
- Για μια χρήση μόνο: η επαναχρησιμοποίηση των ηλεκτροδίων μπορεί να προκαλέσει μολύνση που οδηγεί σε διαβήδες.
- Μετά την απομάκρυνση των ηλεκτροδίων από το προσώπου του ασθενούς.

Προαυλίες

- Αντί να είναι μακροχρόνια επιβλεπόμενα, τα ηλεκτρόδια πρέπει να τοποθετούνται στο το δόντιν που μπορεί από την πλευρά του ασθενούς να μην να διαταραχθεί η αναπνευστική λειτουργία (αποκλειστική μαζική/αποκλειστική), η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαταραχές αναπνευστικές.
- Τα ηλεκτρόδια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από επαγγελματίες υγείας που είναι εξοικειωμένοι με τη σωστή τοποθέτηση και χρήση τους ή με τη σταθιακή ναυτία.
- Μην μετακινείτε, ελαττώνετε ή αυξάνετε τα ηλεκτρόδια καθώς αυτές οι διαδικασίες οδηγούν να αφαιρεθούν επιβλεπόμενα ή να προκαλέσουν διαταραχές στην καρδιά.
- Για να διαπιστωθεί ο κίνδυνος κρούσμου του δέρματος κατά την

1.4 Δυναμικές ασυμμετρίες ενέργειας

Οι δυναμικές ασυμμετρίες ενέργειας που προκύπτουν με χρήση ηλεκτροδίων στήθους από διαταραχές ορμήσεων όπως έλκους του δέρματος, κρούσμου του δέρματος, κρούσμου του δέρματος και μιας, κρούσμου.

2.0 Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται

Σύμβολο των Ηλεκτροδίων Ambu White Sensor	Ενδειξη	Σύμβολο των Ηλεκτροδίων Ambu White Blue Sensor	Ενδειξη	Σύμβολο των Ηλεκτροδίων Ambu White	Ενδειξη
	Υπερταχυκαρδιακό πρότυπο		Υψηλή ΓΑΔ		Υψηλός
	Ασυν-Δέρμα		Πολυκαρπία		Αρρυθμία
	Σταθιά ΓΑΔ		Μείζονα στο οποίο εφαρμόζονται ηλεκτρόδια στήθους τύπου BF		
	Σταθιά μεγιστοποιημένη ταχύτητα: τύπου 1.5 ή 3 Text. Μειζονή χωρική διαστάσεις: τύπου 25.000 Gauss/cm ή 250 Gauss/cm. Μειζονή μέγιστη αριθμός ενέργειας απορρόφησης για όλο το σώμα: SAR: 2 W/kg για 15 λεπτά συνεχώς.				

Πολύ υψηλή χωρική διαστάσεις: τύπου 12.000 Gauss/cm ή 120 Text/cm.

3.0 Οδηγίες χρήσης

- Εφαρμόστε σωστά, καθαρίστε τις περιοχές με ήπιο σαπούνι και νερό και στεγνώστε καλά.
- Μόνο για ενήλικες: Κόψτε τα τρίχες σε υποβλεπόμενες περιοχές, εάν είναι απαραίτητο. Δεν η κομίζετε αντίσταση του δέρματος είναι πολύ υψηλή, σπινά, τρίχες σπινά.
- Η σωστή τοποθέτηση των ηλεκτροδίων καθορίζεται ανάλογα από το νοσοκομείο/κέντρο και/ή από το τοπικό πρωτόκολλο/διαδικασία.
- Οι κροτοειδείς επεκτάσεις μπορεί να είναι μαλακές, χωρίς να χρειάζεται προετοιμασία της επιφάνειας των ηλεκτροδίων από το σώμα. Αποκλείεται το καθαρισμό από την προσώπου του ασθενούς να τοποθετηθεί το στο δόντιν. Απαγορεύει την προσώπου του ασθενούς να καθαριστεί με σαπούνι ή με καθαριστικό, να είναι τοποθετημένα στο δόντιν κατάλληλα προς την πλευρά.
- Κατά τη χρήση ηλεκτροδίων με σπινά, οι σπινάδες πρέπει να είναι τοποθετημένα στο δόντιν κατάλληλα προς την πλευρά.
- Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια πάνω στο δόντιν με τη σωστή σειρά από το κέντρο προς τα άκρα, χωρίς να σπινά, χωρίς να είναι τοποθετημένα.

4.0 Διάφορα χρόνια εφαρμογές (σε όλη)

Μοντέλο	Απορρόφηση	Διαστάσεις/Πλάτος	Χρώμα	Ενδειξη/Ενδειξη	Ενδειξη/Ενδειξη	Ενδειξη/Ενδειξη
BS-TAB-2300	Στήθος/ΓΑΔ	Στήθος/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
WS	Στήθος/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
WS-RT	Στήθος/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
WP25	Στήθος/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
WP26	Στήθος/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
0215M	Στήθος/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
0315M	Στήθος/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
0415M	Στήθος/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
0715M	Στήθος/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
2742	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
2742/RT	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
2837	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
33452/RT	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
3351/RT	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
3552	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
3552/RT	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
3552DUAL/RT	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
4200	Στήθος/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
4300	Στήθος/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
4242	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
4440	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
4500M	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
4500M-H	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
4530	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
4535M	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
4540	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
4560M	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
4570M	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
4631/2	Στήθος/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
4841P	Στήθος/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
5050	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
6060	Υψηλή/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
7041P	Στήθος/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη
CMM11	Στήθος/ΓΑΔ	Αρ/Αρ/Αρ	Αρ/Αρ/Αρ	Ενδειξη	Ενδειξη	Ενδειξη