

**WATCH FOR NURSES**  
**OROLOGI DA INFERMIERE**  
**MONTRES INFIRMIERES**  
**RELOJ DE ENFERMERÍA**  
**RELÓGIOS PARA ENFERMEIROS**  
**KRANKENSCHWESTERUHREN**  
**ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ**

طريقة استخدام الساعات الخاصة بالممرضين والممرضات

### **Modo d'uso orologi da infermiere**

Vi ringraziamo per aver scelto il nostro modello di orologio da infermiere in silicone e ci auguriamo che il suo utilizzo vi darà piena soddisfazione.

Si può notare, prima della messa in funzione dell'orologio, l'eventuale movimento di uno degli aghi. Ciò è dovuto al fatto che l'azionamento del movimento non è ancora stato attivato. Una volta che la linguetta di protezione della batteria verrà rimossa, l'ago si muoverà solo in un unico senso.

Per mettere in funzione l'orologio, estrarlo dal suo corpo in silicone e rimuovere la linguetta di protezione sul meccanismo di ricarica.

Tirare il meccanismo di ricarica, ruotarlo per impostare l'ora e riportare il meccanismo nel suo alloggiamento per bloccarlo.

Rimettere il corpo dell'orologio dal lato opposto allo spillo di fissaggio.

### **Pulizia**

Rimuovere l'orologio dal suo supporto in silicone e pulire la parte in silicone con un panno imbevuto d'acqua e sapone o di alcool a 70°.

Per il corpo dell'orologio, passare un panno umido in quanto l'orologio è stagno.

**PESO:** 28 grammi

**BATTERIA:** pila a bottone SR626SW (quando la batteria è scarica, buttarla nell'apposito contenitore di raccolta, fare riferimento alla procedura di raccolta delle batterie).

**DURATA DELLA BATTERIA:** 2 anni circa

**SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA:** sul retro dell'orologio si trova un intaglio per aprire la cassa e accedere alla batteria. Sollevare la parte posteriore con uno strumento appuntito e sottile. Rimuovere la protezione bianca in plastica e togliere la batteria facendola scivolare sul lato. Inserire la nuova batteria rispettando la polarità, con il "+" verso l'alto. Rimettere la protezione bianca e richiudere la cassa.

**GARANZIA:** 1 anno

---

**REF 25534 - 25535 - 25536 - 25537 - 25538**

