



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

STAMPELLE - CRUTCHES - BÉQUILLES - KRÜCKEN MULETAS - MULETAS - ΔΕΚΑΝΙΚΙΑ -

العكازات

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

AVVERTENZE

Le stampelle devono essere utilizzate impugnandole correttamente e solo per sostenere il corpo (per un carico massimo di 100 Kg) sotto prescrizione medica. Le stampelle devono essere regolate in modo adeguato all'uso e alla fisionomia del paziente seguendo le indicazioni del medico curante.

Prima dell'uso controllare che le stampelle non siano danneggiate, che le regolazioni siano correttamente fissate e che i puntali in gomma antiscivolo non siano consumati e in caso contrario sostituirli immediatamente. Prestare la massima attenzione quando le stampelle vengono utilizzate su superfici bagnate o inclinate.

REGOLAZIONE

Stampelle ad avambraccio Cod. 27793

L'altezza può essere regolata tra 96 e 119 cm premendo il fermo e avendo cura di farlo scattare nel foro desiderato. La vite di giunzione serve per evitare giochi tra i due tubi e deve essere avvitata solo a fermo inserito.

Stampelle ascellari Cod. 27798

L'altezza può essere regolata tra 112 e 132 cm premendo il fermo e avendo cura di farlo scattare nel foro desiderato. È inoltre possibile regolare la distanza tra l'appoggio ascellare e l'impugnatura: svitare il dado a farfalla e sfilare la vite dall'impugnatura, inserire la vite nel foro desiderato e fissare riavvitando il dado a farfalla.

Stampelle ascellari Cod. 27792

L'altezza può essere regolata tra 95 e 115 cm premendo il fermo e avendo cura di farlo scattare nel foro desiderato. È inoltre possibile regolare la distanza tra l'appoggio ascellare e l'impugnatura: svitare il dado a farfalla e sfilare la vite dall'impugnatura, inserire la vite nel foro desiderato e fissare riavvitando il dado a farfalla.

Stampelle ascellari Cod. 27799

L'altezza può essere regolata tra 119 e 139 cm premendo il fermo e avendo cura di farlo scattare nel foro desiderato. È inoltre possibile regolare la distanza tra l'appoggio ascellare e l'impugnatura: svitare il dado a farfalla e sfilare la vite dall'impugnatura, inserire la vite nel foro desiderato e fissare riavvitando il dado a farfalla.

Stampelle ascellari Cod. 27770

L'altezza può essere regolata tra 100 e 130 cm premendo il fermo e avendo cura di farlo scattare nel foro desiderato. È inoltre possibile regolare la distanza tra l'appoggio ascellare e l'impugnatura: svitare il dado a farfalla e sfilare la vite dall'impugnatura, inserire la vite nel foro desiderato e fissare riavvitando il dado a farfalla.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Fabbricante	REF	Codice prodotto
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Conservare al riparo dalla luce solare	LOT	Numero di lotto
	Leggere le istruzioni per l'uso		Conservare in luogo fresco ed asciutto	MD	Dispositivo medico
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		Data di fabbricazione	UDI	Identificativo Unico



Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)

5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China



MedNet EC-Rep GmbH

Borkstrasse 10. 48163 Muenster.
Germany



FS937L - FS935S(M) - FS935S(S) - FS935S(L) - FS9252L

**GIMA 27793 - 27798 - 27792
27799 - 27770**

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

