

REF 29971 TUBO AMNIOSCOPIO 12x24x200 mm
REF 29972 TUBO AMNIOSCOPIO 16x24x200 mm
REF 29973 TUBO AMNIOSCOPIO 20x24x200 mm

ISTRUZIONI PER L'USO

Usò previsto e destinazione d'uso:

- Il dispositivo deve essere utilizzato per osservare il feto o il liquido amniotico.
- L'amnioscopio è utilizzato principalmente per esaminare il feto o il liquido amniotico e al fine di prelevare campioni di sangue fetale.

Materiale del dispositivo:

Il dispositivo è realizzato in ottone.

Pulizia/Sterilizzazione:

Il dispositivo deve essere usato solamente da personale medico, gli operatori sanitari devono essere qualificati ad utilizzare l'amnioscopio. L'uso improprio o la scarsa o non adeguata manutenzione possono far deteriorare rapidamente gli strumenti. La prima volta e dopo ogni utilizzo il dispositivo deve essere pulito a fondo con acqua calda, disinfettato, sciacquato possibilmente con acqua distillata, ed asciugato con estrema cura, quindi deve essere sterilizzato prima dell'uso successivo. Il dispositivo può essere pulito in apposite vasche ad ultrasuoni e disinfettato in macchine lavaferri ad una temperatura massima di 95°C (203°F).

Dopo la pulizia, e prima della sterilizzazione si raccomanda di trattare gli strumenti con olio fisiologicamente sicuro, specialmente per quanto riguarda le punte, i connettori, i terminali e tutte le parti mobili. Fare inoltre attenzione che il prodotto non entri in contatto con acidi o altri disinfettanti aggressivi che potrebbero corroderlo.

Il metodo di sterilizzazione raccomandato è quello a vapore in autoclave, la temperatura del ciclo non deve superare i 135°C (275°F) per un massimo di 15 minuti, per evitare di danneggiare il prodotto. Per la sterilizzazione ad aria calda, è consigliata una temperatura compresa tra i 180° e i 200°C. I dispositivi possono essere sterilizzati anche in macchine lavaferri ad una temperatura massima di 121°C. Gli strumenti che presentano segni di corrosione devono essere eliminati immediatamente.



Fabbricante:
Gima S.p.A. – Via Marconi, 1
Gessate (MI) - Italy
Made in Pakistan

