



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MANIPOLO MB MONOUSO SINGLE USE MB HANDLE PIECE A MAIN MB JETABLE MANGO MB DESCARTABLE

**Manuale d'uso - User manual
Instruction de fonctionnement - Manual de uso**

REF 30553



Tecno Instruments Pvt. Ltd.
316C Small Industrial Estate
Sialkot, 51340 (PAKISTAN)

EC REP

Obelis s.a.
Bd. General Wahis 53
1030 Brussels (BELGIUM)

CE 1639



Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



STERILE EO

DESCRIZIONE/USO PREVISTO:

Questi dispositivi sono monouso e forniti sterili. Controllare la spina di corrispondenza sulla base del generatore ed effettuare la connessione. Premere CUT / pulsante giallo per il taglio e il pulsante COAG / blu per la coagulazione.

CONTROINDICAZIONI:

Questi dispositivi non devono mai essere utilizzati nei seguenti casi:

- Danni visibili alla superficie esterna del dispositivo (ad esempio plastica danneggiata) o danni al connettore.
- Questi dispositivi non superano il controllo qui descritto.
- In presenza di gas infiammabili, liquidi e/o ambienti con ossigeno arricchito.

SUGGERIMENTI PER LA SICUREZZA:

- Utilizzare il più basso livello di potenza disponibile sull'unità elettrobisturi per raggiungere il desiderato effetto chirurgico.
- Durante le operazioni di elettrochirurgia non lasciare i cavi collegati ai dispositivi in contatto con la pelle del paziente o operatore.
- Non lasciare i cavi collegati a questi dispositivi in prossimità ai cavi di altri dispositivi elettrici.
- Posizionare sempre gli accessori per elettrochirurgia inutilizzati in un luogo isolato e sicuro, come ad esempio una custodia.
- Controllare e testare ogni dispositivo prima di ogni utilizzo.
- Sostituire i dispositivi che hanno raggiunto il limite di durata.
- L'attivazione di un dispositivo elettrochirurgico può causare accoppiamento capacitivo quando non è in contatto con il tessuto bersaglio o in una posizione in grado di fornire energia al tessuto (folgorazione).

ISPEZIONE:

Questi dispositivi devono essere ispezionati prima e dopo ogni utilizzo. Esaminare visivamente i dispositivi per danni evidenti, tra cui:

- Parti in plastica rotte o danneggiate.
- Rotture o danni ai contatti del connettore.
- Danni compresi tagli, punture, tagli, abrasioni, rigonfiamenti, significativa decolorazione.
- Danni, corrosione o condizione di disallineamento.

CONSERVAZIONE E UTILIZZO:

Il manipolo monouso sterile deve essere conservato in un luogo pulito, fresco ed asciutto. Proteggere da danni meccanici e dalla luce diretta del sole. Porre la massima attenzione durante l'utilizzo.

	Conservare al riparo dalla luce solare		Conservare in luogo fresco ed asciutto		Limite di temperatura
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE		Codice prodotto
	Fabbricante		Leggere le istruzioni per l'uso		Numero di lotto
	Data di fabbricazione		Data di scadenza		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Dispositivo monouso, non riutilizzare		Sterilizzato con ossido di etilene		

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.