

CINTURA RAGNO REGOLABILE

34018 - Misura/Size: 203x51x5 cm
34082 - Misura/Size: 183x46x5 cm

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

INTRODUZIONE

Questo prodotto è progettato per essere utilizzato con una tavola spinale, allo scopo di immobilizzare il paziente.

È possibile variare la distanza tra le cinghie per adattarsi a pazienti di varie misure.

La cinghia ① serve ad immobilizzare le spalle ed il torso, la cinghia ② per fissare la vita, la cinghia ③ per fissare le cosce e la cinghia ④ per le caviglie.

FASI OPERATIVE



Fig. 1



Fig. 2

1. Posizionare il paziente sulla tavola spinale. L'operazione deve essere eseguita da un professionista
2. Posizionare le cinghie, quindi effettuare gli opportuni posizionamenti delle due cinghie centrali. Durante lo spostamento del paziente, controllare che le cinghie siano strette e, se necessario effettuare gli opportuni aggiustamenti.

Avvertenze:

Gli operatori devono essere professionisti di pronto soccorso, o personale addestrato e qualificato.

Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.

Verificare le condizioni del paziente prima dell'uso e prestare attenzione alla parte lesa durante il fissaggio.

Attenzione:

Questo prodotto deve essere utilizzato da professionisti di pronto soccorso o può provocare altri danni ai pazienti

SIMBOLI

REF	Codice prodotto	CE	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
!	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso	☂	Conservare in luogo fresco ed asciutto
MD	Dispositivo medico	☀	Conservare al riparo dalla luce solare
i	Leggere le istruzioni per l'uso	LOT	Numero di lotto
🏭	Fabbricante	📅	Data di fabbricazione

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

REF 34018 - 34082

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

MD **CE**

