

CARROZZINA BARELLA WHEELCHAIR STRETCHER

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

I. Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni prodotto (LxWxH):
Posizione alta: 196x60x88 cm
Posizione bassa: 196x60x27 cm
- Dimensioni imballaggio (1 pz): 199x60x28 cm
- Peso Netto: 34 kg - Peso Lordo: 40 kg
- Angolo massimo del Bach: 85°
- Capacità di carico: meno di 159 kg

II. Modalità di utilizzo:

Questa barella con carrello può essere convertita in una sedia; l'altezza può essere regolata a seconda delle necessità. La barella è estremamente adatta al trasferimento dei pazienti in posti ristretti, quali l'ascensore di un ospedale, un'ambulanza, una strada urbana, ecc. È fatto di materiali in lega di alluminio; è antiruggine, utilizzabile in sicurezza e facile da sterilizzare e pulire.

III. Applicazioni:

Questo prodotto, clinicamente testato, è utilizzabile per il trasporto di feriti e pazienti in ambulanze, ospedali, campi di battaglia e palestre; può inoltre essere utilizzato in operazioni generali.

IV. Attenzione:

- Per ragioni di sicurezza, assicurarsi, quando si trasportano pazienti con questa barella, di bloccare ermeticamente il dispositivo di fissaggio paraurti e di allacciare le cinture di sicurezza.
- Nelle operazioni generali, fare attenzione a non lacerare la superficie della barella.

V. Manutenzione:

- Pulite regolarmente il prodotto (incl. sterilizzazione).
- Verificate spesso la presenza di parti allentate.

VI. Conservazione e trasporto:

- Conservare il prodotto in un luogo al riparo da umidità e corrosione.
- Il prodotto può essere trasportato con normali mezzi di trasporto.
- È vietato capovolgere il prodotto durante il trasporto o nel luogo di deposito. Sovrapporre la merce come da istruzioni riportate sull'imballo.

	Fabbricante		Conservare in luogo fresco ed asciutto		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Codice prodotto		Conservare al riparo dalla luce solare		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Numero di lotto		Dispositivo medico		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Leggere le istruzioni per l'uso		Data di fabbricazione		Identificatore univoco dispositivo
	Importato da				

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

GIMA 34070



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd

No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China

REF

TD010132



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

