



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

MASCHERINA FACCIALE IN SILICONE SILICONE FACE MASK

Manuale d'uso - User manual



ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

ITALIANO

REF	DESCRIZIONE
34223	Mascherina N° 3 - bambino/large
34224	Mascherina N° 4 - adulto/small
34225	Mascherina N° 5 - adulto/large



ATTENZIONE

1. Leggere le istruzioni prima dell'uso.
2. La legge federale degli USA impone la vendita del presente dispositivo esclusivamente sotto prescrizione medica.
3. Il paziente deve essere costantemente monitorato durante l'utilizzo del presente dispositivo.

ISTRUZIONI D'USO

1. Prima dell'uso, controllare che il flusso d'aria passi in modo regolare.
2. Collegare al circuito respiratorio o al dispositivo di rianimazione tramite gli adattatori appropriati.
3. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano quelli adeguati e che siano ben saldi.
4. Tenere fermo il dispositivo con la mano o assicurarli tramite adeguato supporto a fascia per la testa.

PULIZIA E STERILIZZAZIONE

1. Pulizia (manuale)











- a. Applicare il detergente neutro su tutta la superficie della maschera.
- b. Usa una spazzola per pulire la maschera.
- c. Lavare la maschera sotto l'acqua corrente fino alla completa pulizia della maschera.
- d. Asciugare la maschera a temperatura ambiente o in forno a 50°C.

2. Sterilizzare i componenti usando uno dei seguenti metodi:

- a. Autoclave (max 121°C seguendo le istruzioni della sterilizzatrice)
- b. Soluzione disinfettante comune usata per attrezzature che vanno direttamente a contatto con il paziente. Lavare abbondantemente con acqua dopo la sterilizzazione.

CONSERVAZIONE

1. Conservare in un luogo asciutto e pulito. Lontano dal caldo e dalla luce.
2. La temperatura per la conservazione e il trasporto è compresa tra -20°C e 60°C.

Simboli / Symbols					
	Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE Medical Device complies with Directive 93/42/EEC		Codice prodotto Product code		Data di scadenza Expiration date
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso Caution: read instructions (warnings) carefully		Fabbricante Manufacturer		Conservare in luogo fresco ed asciutto Keep in a cool, dry place
	Leggere le istruzioni per l'uso Consult instructions for use		Data di fabbricazione Date of manufacture		Conservare al riparo dalla luce solare Keep away from sunlight
	Numero di lotto Lot number				

REF

34223 - 34224 - 34225



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
Made in Taiwan

CE 0476

