



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## ITALIANO

### TRIPODI - QUADRIPODI

**È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.**

I tripodi e quadripodi forniscono un sostegno alle persone con difficoltà di movimento, sono leggeri, con manico ergonomico e punte antiscivolo. Facilitano la posizione eretta e il cammino allargando la base d'appoggio, assicurando stabilità ed equilibrio maggiori. Per garantire la funzione di stabilità il paziente dovrà camminare a passi brevi.

**AVVERTENZE:** usare molta cautela in caso di utilizzo su superfici non piane, bagnate o scivolose o scale. Non indicato per pazienti affetti da gravi patologie motorie. Si raccomanda di controllare periodicamente la robustezza del prodotto. Per evitare eventuali rischi tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Prima dell'uso controllare che i dispositivi non siano danneggiati, che le regolazioni siano correttamente fissate e che i puntali in gomma antiscivolo non siano consumati e in caso contrario sostituirli immediatamente. **La portata massima è di 100 kg.**

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

	<b>IT</b> Fabbricante <b>GB</b> Manufacturer		<b>IT</b> Leggere le istruzioni per l'uso <b>GB</b> Consult instructions for use
	<b>IT</b> Conservare in luogo fresco ed asciutto <b>GB</b> Keep in a cool, dry place		<b>IT</b> Conservare al riparo dalla luce solare <b>GB</b> Keep away from sunlight
	<b>IT</b> Data di fabbricazione <b>GB</b> Date of manufacture		<b>IT</b> Dispositivo medico <b>GB</b> Medical Device
	<b>IT</b> Codice prodotto <b>GB</b> Product code		<b>IT</b> Numero di lotto <b>GB</b> Lot number
	<b>IT</b> Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 <b>GB</b> Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		<b>IT</b> Rappresentante autorizzato nella Comunità europea <b>GB</b> Authorized representative in the European community
	<b>IT</b> Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso <b>GB</b> Caution: read instructions (warnings) carefully		<b>IT</b> Identificativo Unico <b>GB</b> Unique Identifier



**Foshan Dongfang Medical Equipment Manufacturing (LTD.)**  
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,  
Nanhai District, Foshan City, China, 528000  
Made in China



**FS926 - FS922 - FS924 - FS9212L**

Importato da / Imported by  
**Gima S.p.A.** Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

**GIMA 43065 - 43070 - 43071 - 43072**



**MedNet EC-Rep GmbH**  
Borkstrasse 10. 48163 Muenster. Germany

