

ITALIANO

STAMPELLE A DOPPIA REGOLAZIONE

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

DESTINAZIONE D'USO

Le stampelle sono ausili per la deambulazione e sono **Dispositivi Medici in Classe I**.

CONTROINDICAZIONI ED AVVERTENZE

⚠ La modalità di uso e regolazione del bastone cambia a seconda delle condizioni specifiche dell'utente; per chi utilizza le stampelle per la prima volta, è necessaria l'assistenza da parte di personale sanitario per la regolazione e l'addestramento all'uso. È necessaria la valutazione da parte di personale medico nel caso di persone con problemi psicomotori e portatori di protesi od ortesi agli arti inferiori. In talune persone l'uso prolungato può causare affezioni alle articolazioni del braccio; se si avvertono dolori alla mano, polso, gomito o spalla si consiglia di dismettere l'ausilio e consultare un medico.

- Non usare a diretto contatto con cute lesa
- Per evitare cadute fare attenzione alle superfici bagnate e scivolose
- **MAI** utilizzare un dispositivo danneggiato
- Evitare l'immersione in acqua, in quanto penetra dai fori e ristagna

Contattare il costruttore in caso di incidenti o malfunzionamenti.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELL'IMPUGNATURA

La regolazione dell'altezza da terra dipende dalla statura del paziente, dal tipo di uso e dalla manovrabilità soggettiva del paziente stesso. Seguire le fasi numerate in Fig.1.

- Disinserire la molla di bloccaggio dalla propria sede (1) nel tubo (**NON usare attrezzi**, vedere in Fig.1b).
- Svitare la ghiera di fissaggio (2)
- Regolare l'altezza sfilando i tubi telescopici e portando in corrispondenza i fori (3)
- Reinserire la molla di bloccaggio (4)
- Bloccare la ghiera avvitandola (5)

REGOLAZIONE DEL SUPPORTO DELL'AVAMBRACCIO

Premere il pulsante e sfilare il supporto fino alla lunghezza desiderata (fig.2). La misura si effettua impugnando il bastone e flettendo il braccio a 90° (fig.3); la distanza di 3-5 cm tra bracciale e muscolo del braccio è indicativa, ma comunque la stampella dovrebbe poter essere ruotata liberamente attorno all'avambraccio senza che il bracciale vada a toccare il braccio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia: pulire regolarmente l'impugnatura ed il supporto dell'avambraccio con sapone neutro; non usare alcool o solventi. In caso di penetrazione di acqua all'interno dei tubi, smontare i tubi ed il puntale e lasciare asciugare.

Puntale: Il puntale di appoggio a terra è soggetto ad usura; si raccomanda di sostituirlo periodicamente usando **ricambi originali**.

Impugnatura: L'impugnatura è sostituibile





Riutilizzo: I prodotti sono riutilizzabili, previa sanificazione, sostituzione del puntale e dell'impugnatura e verifica che il bastone sia in buone condizioni strutturali. In caso di dubbio non utilizzare.

Sanificazione/Disinfezione: Pulire come da istruzioni e disinfectare con prodotti a base di ipoclorito di sodio in bassa concentrazione. Sostituire l'impugnatura in caso di riutilizzo.

Conservazione: Insacchettare e conservare in ambiente pulito.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.



Peso Max. utente
Max. user weight
150 kg

	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		IT Codice prodotto GB Product code		IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use
	IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture		IT Numero di lotto GB Lot number		IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully
	IT Fabbricante GB Manufacturer		IT Dispositivo medico GB Medical Device		IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place
	IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep in a cool, dry place				

