



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

# VAIMAS SRL

ART. 90120150 CINTURA PETTORALE NORMALE VCA 150  
ART. 90120155 CINTURA PETTORALE IMBOTTITA AVVOLGENTE VCA 155  
ART. 90120160 CINTURA PETTORALE IMBOTTITA CON BRETELLE VCA 160



# MANUALE D'USO

Prodotto conforme **CE**

DIRETTIVA 93/42 CEE  
AUSILI MEDICI CLASSE I

---

## DESCRIZIONE

---

**Dispositivi medici di classe 1 fabbricati dalla VAIMAS SRL di Marano Vicentino in conformità alla Direttiva 93/42 CEE.**

---

## INDICAZIONE

---

Per evitare lo scivolamento in avanti del paziente seduto su comoda o carrozzina, con robuste cinghie e spillacci di ancoraggio regolabili. Facilmente lavabile.

---

## MANUTENZIONE

---

Non lavare in lavatrice o a temperature elevate (oltre 30°C) per non compromettere i materiali, fare asciugare lontano da fonti di calore. Conservare e trasportare in ambiente asciutto e a temperatura ambiente.

---

## AVVERTENZE

---

Il dispositivo medico deve essere prescritto da un medico e applicato da un tecnico ortopedico o da figura professionale qualificata. Il tecnico ortopedico è la figura professionale competente di riferimento per l'applicazione e l'informazione per un suo uso corretto e sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione e di uso del dispositivo deve essere prescritto da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico o da personale qualificato. In caso di dubbio sulle modalità di applicazione del dispositivo, rivolgersi ad un tecnico ortopedico o a personale qualificato.

Il dispositivo è studiato per essere ben tollerato dal paziente.

---

## SICUREZZA

---



- Usare esclusivamente per gli usi previsti dal fabbricante.
- Il costruttore declina ogni responsabilità per danni provocati dall'utilizzo scorretto o non previsto nel presente manuale.
- Ogni uso diverso da quello previsto dal fabbricante può arrecare danni .
- Ogni eventuale modifica o rimessa a nuovo deve essere approvata dal fabbricante.

**AVVERTENZE:** le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.