

Inbedrijfname

De kabel van de stekkeradapter aan de achterkant van het platform erin steken om de weegschaal te voorzien van stroom.

Wegen

Eenvoudig op de weegschaal gaan staan (inschakelen of aanraken is niet nodig).

Lengtemeting met BMI-weergave

Lengtemeter voorzichtig omhoogklappen en naar boven schuiven. Vervolgens het hoofddeel op het hoofd van de patiënt leggen.

Op het scherm verschijnt de lengte in cm en daarna automatisch de Body Mass Index.

Tarieren

Met de functietoets aan de achterzijde van het scherm kan de weegschaal worden getarreed. Toets indrukken. Op het scherm wordt „0,0 kg“ weergegeven en de weegschaal is klaar voor gebruik.

Moeder-/kindfunctie

Een volwassen persoon gaat op de weegschaal staan

> Weergegeven wordt bijvoorbeeld „47,6 kg“

• Druk nu op de functietoets.

> Weergave wordt op 0,0 kg“ gezet

• De moeder kan van de weegschaal stappen ...

> weergave „-47,6 kg“

• ... en nu samen met het kind weer op de weegschaal gaan staan.

> Nu ziet u het gewicht van het kind, bijvoorbeeld „5,1 kg“

Als beiden weer van de weegschaal stappen verschijnt op het scherm in dit voorbeeld „-47,6 kg“. Met de functietoets kunt u de weegschaal weer op „0,0 kg“ zetten.

De weegschaal wordt niet automatisch op „0,0 kg“ gezet, zodat er meerdere keren achter elkaar kan worden getarreed.

Uitschakelen

De weegschaal schakelt automatisch uit als het scherm gedurende ca. 15 seconde op „0,0 kg“ staat.

Eenheid wijzigen

Standaard is de eenheid ingesteld op kg.

Als u de weegschaal naar een andere eenheid wilt schakelen

gaat u als volgt te werk:

- Netstekker eruit trekken.
- Functietoets indrukken, ingedrukt houden en tegelijkertijd de netstekker erin steken.
- Weergave wisselt naar lb.

Om de weergave weer op kg te zetten herhaalt u de hierboven beschreven procedure.

