

LETTINO PIEGHEVOLE A VALIGIA
FOLDING SUITCASE COUCH
KOFFER OPVOUWBARE BEHANDELINGSTAFEL



- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Alle ernstige ongelukken die zich in verband met het door ons geleverde medische hulpmiddel voordoen, moeten gemeld worden aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar u gevestigd bent.

REF

27407

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



INLEIDING

Het product is, in overeenstemming met de verordening (EU) 2017/745, een MEDISCH HULPMIDDEL VAN KLASSE I. Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het hulpmiddel te gebruiken.

BESCHRIJVING

Dit product is een als koffer opvouwbare behandelingstafel, met verchroomd stalen structuur, opvulmateriaal van hars en bekleding van brandwerend kunstleer (zwart). Geleverd met draagtas. Ontworpen voor huisbezoeken of behandelingen in praktijken die niet zijn uitgerust met vaste behandelingstafels.



A. Gesloten koffer zijde liggendeelte
B. Gesloten koffer zijde rugleuning

Tas/bekleding product met hetzelfde materiaal als het matras van de tafel

AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE EN HET GEBRUIK:

1. Plaats de koffer met de handgreep boven.
2. Open de koffer.
3. Open de poten van de tafel volledig.
4. Draai de tafel om, pas wanneer de poten volledig geopend en vastgezet zijn op de stand voor correct gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	Open cm 187.5x64 (68 met handgreep) x 71.5 h Gesloten cm 93x68x14
Gewicht	16.5 kg (18 kg met doos)
Maximaal draagvermogen	100 kg

WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK

- Controleer of de moeren voor de vergrendeling goed zijn aangescherpt.
- Neem het onder de technische gegevens aangegeven maximale draagvermogen in acht.

- Vermijd direct contact met open wonden.
- Niet geschikt voor gebruik in niet-afgedekte omgevingen.
- Controleer, bij de hoogteverstelling van de tafel en van de rugleuning, dat niemand de handen, benen of andere lichaamsdelen tussen de bewegende delen steekt: **BEKNELLINGSGEVAAR!**
- Laat de patiënt pas plaatsnemen wanneer het product volledig horizontaal is geplaatst.
- Verplaats de tafel zonder hem van de grond te heffen.
- Controleer in geval van een tafel uitgerust met wielen dat deze niet geremd zijn alvorens de tafel te verplaatsen.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
- Controleer regelmatig alle bevestigingspunten.
- Voor een langere levensduur wordt aangeraden om langdurige blootstelling aan zonlicht, contact met zilte omgevingen en de opslag in zeer vochtige omgevingen te vermijden.
- Was de roestvrij stalen oppervlakken met zeepwater en gebruik specifieke ontsmettingsmiddelen.
- Neem af met een vochtige doek en droog goed af.
- Giet op de oppervlakken geen reinigingsmiddelen met chloor of ammoniak, vette en olieachtige stoffen.
- Gebruik voor de reiniging geen ijzerhoudende instrumenten. Gebruik voor de eventuele desinfectie alleen geschikte en niet-corrosieve producten.

AANWIJZINGEN VOOR DE REINIGING EN ONTSMETTING VAN DE BEKLEDING:

Reinig met een vochtige doek en zeep en spoel goed na met schoon water. Gebruik geen oplosmiddelen, bleekmiddelen, chemische reinigingsmiddelen of gesproeiide glansmiddelen. Opgelet: Over het algemeen moet vermeden worden om lichte kleuren kunstleer in contact te brengen met kleding met niet-gefixeerde kleurstoffen (bijv. spijkerstof en dergelijke), om permanente vlekken te voorkomen.

	Afgeschermd van zonlicht opslaan		Medisch hulpmiddel in overeenstemming met verordening (EU) 2017/745
	Productcode		Lees de gebruiksaanwijzing
	Opgelet: Lees en volg aandachtig de gebruiksaanwijzing (waarschuwingen)		Partijnummer
	Koel en droog opslaan		Fabrikant
	Medisch hulpmiddel		Unieke apparaat-ID
	Productiedatum		

GARANTIEVOORWAARDEN GIMA

De standaardgarantie B2B Gima van 12 maanden wordt toegepast.