

PL Polski CE
WAGA STOJĄCA 7830/31

Uruchomienie

Podłączyć przewód zasilacza od tyłu platformy w celu zasilenia wagi.

Ważenie

Stanąc na wadze (nie ma konieczności włączania i naciskania przycisków).

Pomiar wzrostu i wskaźnik BMI

Ostrożnie rozłożyć wzrostomierz i wysunąć do góry. Następnie ułożyć wysuniętą część na głowie pacjenta. Na wyświetlaczu pojawi się wzrost w cm a następnie automatycznie Body Mass Index.

Tarowanie

Za pomocą przycisku funkcyjnego z tyłu wyświetlacza można tarować wagę. Nacisnąć przycisk, na wyświetlaczu pojawi się „0,0 kg” a waga jest gotowa do ważenia.

Funkcja mama / dziecko

- Osoba dorosła staje na wadze.
 - > Wskazanie np. „47,6 kg”
- Nacisnąć przycisk funkcyjny...
 - > Wskazanie zmieni się na „0,0 kg”
- Mama może zejść z wagą...
 - > Wskazanie „-47,6 kg”
- ... i ponownie wejść na wagę razem z dzieckiem.
 - > Wyświetli się waga dziecka, np. „5,1 kg”

Po opuszczeniu wagi przez oboje, na wyświetlaczu pojawi się w tym przykładzie „-47,6 kg”. Przyciskiem funkcyjnym można ponownie ustawić wagę na „0,0 kg”. Waga ustawia się automatycznie na „0,0 kg”, żeby można było przeprowadzić wielokrotne tarowanie.

Wyłączenie

Waga wyłącza się automatycznie, jeśli wskazanie wynosi »0,0 kg« przez ok. 15 sekund.

Przełączanie jednostek wagi

Standardowo ustawioną jednostką jest kg. Żeby przestawić wagę na inną jednostkę, należy postępować w następujący sposób:

- Wyciąć wtyczkę sieciową.
- Nacisnąć przycisk funkcyjny, przytrzymać i jednocześnie włożyć wtyczkę.
- Wskazanie zmienia się na funty.

Żeby ponownie przełączyć wskazanie na kg, należy powtórzyć opisany wyżej proces.

