

CEL UŻYCIA: Papier do rejestracji zapisów sprzętu elektromedycznego był przebadany do zapisywania śladów związanych z realizacją w czasie parametrów fizjologicznych, wykryte przez narzędzia diagnostyczne na w którym papier jest zainstalowany, w celu wykrycia nieprawidłowości lub zmian morfologicznych z obserwowanego parametru.
Przewiduje się użycie papieru przez personel wykwalifikowany i przeszkolony do użycia danego produktu. .

IDENTYFIKACJA PRODUKTU:

Dane identyfikacyjne produktu (kod, partii, data produkcji i urządzeniem diagnostycznym, w którym karta musi być zainstalowana) można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej na opakowaniu produktu.

UŻYCIE I INSTALACJA:

- ✓ Przed użyciem zawsze sprawdź czy rozmiar papieru i skala nadruku są odpowiednie do rodzaju aparatu
- ✓ Nie otwieraj opakowania przy użyciu ostrych narzędzi
- ✓ Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją aparatu
- ✓ Papier (w rolce lub w składance) należy umieścić tak, aby nie blokował swobodnego przesuwu papieru w aparacie. Nigdy nie zakładaj papieru na siłę
- ✓ sieci, jeżeli są i chyba każdego innego wskazania, użyj mm urządzenie i dokładność $\pm 1\%$

KONSERWACJA:

✓ **Przed użyciem:**

Zalecamy przechowywanie papieru w chłodnym, suchym miejscu. Długotrwały kontakt z produktem w wysokich temperaturach lub w obecności kondensacji spowodowane przez nadmiar wilgoci może doprowadzić do zaniku wyników.
Zawsze należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, kontakt z ciepłymi oraz narażenie na działanie lampy fluorescencyjne(UV).

✓ **Po zakończeniu nagrywania zaleca się:**

Przechowywać papieru w chłodnym i suchym miejscu.
Zawsze należy unikać bezpośredniego światła słonecznego i narażenia na źródła światła Fluorescencyjnego(UV).
Unikać kontaktu z płynami lub produktami zawierających : kleje, trawę, kwasy lub rozpuszczalniki, takich jak alkohole, ketony, eter, i podobne.
Unikać kontaktu z papierami takimi jak termiczne lub kalki węglowe.
Nie wkładać papieru do torebek PCV i pojemników termicznych , rodzaj papier fiskalnymi typ i a /o lub poliamidu.

ZBYCIE I BEZPIECZEŃSTWO:

-użycie, przechowywanie i wyrzucanie papieru nie zanieczyszcza środowiska
- wyrzucanie papieru powinno odbywać się w specjalnych pojemnikach nadających się do recydingu
- palność tych produktów jest podobna jak zwykłych papierów niepowlekanych. Do gaszenia przypadkowych pożarów tych produktów użyj zwykłej wody lub gaśnicy.

PRZECIWWSKAZANIA:

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń i wyników różnych analiz nie powinien spowodować żadnych niekorzystnych skutków dla prawidłowego stosowania produktu.

ZNAKI:

Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

