



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**TEST PER LA VISIONE STEREOSCOPICA – TEST FOR
STEREOSCOPIC VISION – EXAMEN DE LA VISION
STÉRÉOSCOPIQUE – TEST FÜR STEREOSKOPISCHES SEHEN –
TEST PARA LA VISIÓN ESTEREOSCÓPICA – TESTE PARA A VISÃO
ESTEREOSCÓPICA – ΤΕΣΤ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ –**

إختبار للرؤية المجسّمة

Fabbricato da/Manufactured by/Fabriqué par/

Fabricado por/Hergestellt von/Fabricado por/

Κατασκευασμένο από/مصنوع بواسطة

Levetta s.a.s. di Maffei Michele & C.-Via dei Cancellieri, 6/8

51100 Pistoia - Italy

levetta@levetta.com

Distribuito da/Distributed by/Distribué par/

Distribuido por/Vertrieben von/Distribuido por/

Διανέμεται από το/موزع من قبل

Gima S.p.A - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Italy

REF 5206 (GIMA 31293)



M31293-M-Rev. 3.09.24



PORTUGUÊS

Este produto não é um dispositivo médico, representa apenas uma ferramenta indicativa para apoiar uma avaliação inicial da cooperação entre os dois olhos na formação de uma única imagem, a partir das duas imagens fornecidas separadamente ao cérebro, por cada um dos dois olhos. Pode ser utilizado em crianças a partir de um ano de idade e em adultos.

MÉTODO E MODO DE UTILIZAÇÃO:

O teste é constituído por uma cartolina com 4 figuras: uma bola, um peixe, uma estrela e uma árvore. Foram escolhidas imagens comuns que podem ser reconhecidas e nomeadas quer pelo adulto quer pela criança desde a primeira infância. Ao sujeito pede-se que indique o que vê no teste, observando os seus movimentos oculares.

A bola é o único elemento que é visível mesmo apenas com um olho, os outros (cada um deles está posicionado em diferentes níveis de profundidade) são percebidos apenas por quem possui visão binocular e tem uma visão superior a 2-3/10. Em crianças cooperantes e nos adultos, apresenta-se a cartolina constituente do teste a uma distância de 30 - 40 cm e pede-se para indicar as figuras: se for percebida apenas a bola, o teste indica que é necessário proceder aos exames oftalmológicos aprofundados adequados.

Em síntese:

Resultado positivo:

todos os objetos são identificados e nomeados

Resultado duvidoso:

Apenas uma das figuras é identificada

Resultado negativo:

Nenhum dos objetos tridimensionais é reconhecido.

INDICAÇÕES PARA A AVALIAÇÃO DO TESTE:

É um suporte de uma avaliação inicial para uma suspeita de estrabismo, ambliopia, de redução visual num ou em ambos os olhos ou como teste de triagem para a visão estereoscópica. Na criança não cooperante é possível apresentar o teste e observar se a criança tenta agarrar algum dos objetos além da bola (peixe, estrela, árvore). O teste é normal se isso acontecer. Se isso não acontecer, o teste não pode ser considerado de modo seguro patológico e poderá ser repetido após algum tempo.

Importante: em caso de resultado negativo ou duvidoso, recomenda-se realizar um exame oftalmológico completo. Os resultados do teste são indicativos, qualquer diagnóstico e verificação aprofundada devem ser remetidos ao médico especialista.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.