

Disposable Nasal Speculum

INSTRUCTIONS FOR USE



Obelis s.a
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net

R_x ONLY

**MADE IN
THE U.S.A.**



Bionix LLC
1670 Indian Wood Circle
Maumee, Ohio 43537, United States
Phone: +1 419.727.8421
Fax: +1 800.455.5678
www.Bionix.com

Importer, Importeur, Importör,
Importador, Importateur,
Εισαγωγέας, Importeur,
Maahantuoja, Importatore:



MedEnvoy

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

This manual applies to the **REF** numbers indicated below:

#9878 - 20 per Box

#9877 - 48 per Box



©2021 Bionix LLC | 1670 Indian Wood Circle
Maumee, Ohio 43537 | United States
Phone: 800.551.7096 | Fax: 800.455.5678
Email: bionix@bionix.com
www.bionix.com | RM95-0028 | Rev. D

PORTUGUÊS (PORTUGUESE)

ESPÉCULO NASAL DESCARTÁVEL - INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR

Utilização prevista: a utilização prevista do Espéculo nasal descartável é permitir o exame direto da parte anterior do nariz.

Indicações de utilização: o Espéculo nasal destina-se a ser utilizado em diagnóstico, extração de corpos estranhos e enchimento nasal por profissionais de cuidados de saúde em todas as populações de pacientes.

Instruções:

Para utilizar, segure o Espéculo nasal descartável de forma confortável com uma mão. Posicione o paciente de forma a garantir o acesso adequado e uma iluminação apropriada. Introduza delicadamente a ponta do Espéculo nasal descartável nas narinas do paciente, com as lâminas na posição “fechada”. Aperte lentamente a pega para abrir as lâminas do Espéculo nasal descartável e abrir as narinas. Pare quando obtiver uma exposição adequada.

⚠ ATENÇÃO: interrompa a utilização do Espéculo nasal descartável se o paciente sentir dor ou trauma no nariz ou mucosa nasal.

⚠ AVISO: risco de contaminação cruzada. Não reutilize o espéculo nasal descartável, pois isto pode provocar a disseminação da contaminação de um doente para outro.

Comunicados sobre dispositivos médicos: aviso aos utilizadores e/ou pacientes na UE: qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou paciente se encontra estabelecido.

Benefícios clínicos: indicados na Utilização prevista.

Contraindicações: não existem contra-indicações absolutas associadas à utilização do espéculo nasal descartável.

Risco residual: o risco associado à utilização deste produto foi reduzido ao mínimo possível, mas o produto não consegue eliminar completamente eventuais danos no doente ou utilizador que possam surgir pelos seguintes motivos:

- Danos devido a perigos mecânicos
- Danos devido a utilização incorreta ou falha na utilização
- Danos devido a origens imprevistas

	Dispositivo médico		Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Fabricante		Não reutilizar dispositivo de utilização única
	Data de fabrico		Paciente único-utilização múltipla
	Data de validade		Consultar as instruções de utilização (IFU)
	Código do lote		Atenção
	Número de recomendação		Aviso
	Número de série		Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Esterilizado por irradiação		Conformidade Europeia
	Não esterilizar mais do que uma vez		Apenas por receita médica ou “para utilização por ou por ordem de um profissional de saúde autorizado”
	Não estéril		Limite de temperatura