



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

JEDNORAZOWE OCHRONIACZE NA OBUWIE Z FOLII ANTYPOŚLIZGOWEJ
BOTOȘEI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU TALPĂ ANTIDERAPANTĂ

RO
Denumirea produsului Botoșei de unică folosință cu talpă antiderapantă
Cod produs FGSCAS-PP35 (GIMA 21095)
Model produs Botoșei normali, 15x40cm
Structură și Compoziție Botoșei sunt confecționați din 35g polipropilenă, cu elastic pentru fixare și dungi antiderapante pe talpă.
Domeniu de utilizare Produsele sunt utilizate în principal pentru izolarea generală în ambulatorii, secții, camere de inspecție, sală de curățenie, laborator etc. Sunt destinate utilizării de către profesioniștii din domeniul sănătății din spitale și clinici pentru a menține un nivel bun de igienă și a contribui la controlul infecțiilor.
Contraindicații Produsele pot fi folosite o singură dată și trebuie utilizate imediat după deschiderea ambalajului. Dacă pachetul este deteriorat, produsul este umed sau mucegăit. Nu folosiți.
Cum să utilizați produsul
1. Deschideți pachetul și scoateți botoșei, desfaceți-i, apoi puneți-i peste încălțăminte.
2. Așezați botoșei astfel încât aceștia să acopere întreaga suprafață a labei piciorului.
Depozitare Se recomandă depozitarea acestora într-o cameră curată, cu umiditate care nu depășește 80%, fără gaz coroziv, într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat.

 **Avertisment**
1. Acest produs este de unică folosință. A nu se refolosi.
2. Acest produs este de unică folosință. Nu împărțiți produsul dvs cu altcineva.
3. Este interzisă utilizarea produsului atunci când ambalajul sau botoșei sunt deteriorați.

Observație: Orice incident grav care a avut loc în legătură cu produsul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul sau pacientul.

Termen de valabilitate 3 ani.
Data de fabricație A se vedea data indicată pe ambalaj
Data expirării A se vedea data indicată pe ambalaj

	PL Numer katalogowy RO Cod produs		PL Przechowywać z dala od światła słonecznego RO A se păstra ferit de razele soarelui		PL Przechowywać w suchym miejscu RO A se păstra într-un loc răcoros și uscat		PL Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej RO Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene
	PL Kod partii RO Număr de lot		PL Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzenie (UE) 2017/745 RO Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentul (UE) 2017/745		PL Ostrzeżenie – Zobacz instrukcję obsługi RO Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare		PL Jedno urządzenie, nie używaj ponownie RO Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi
	PL Producent RO Producător		PL Data produkcji RO Data fabricației		PL Granica temperatury RO Limită de temperatură		PL Przeczytaj instrukcje użytkowania RO Citiți instrucțiunile de utilizare
	PL Nie sterylne RO Nesteril		PL Data ważności RO Valabil până la data de		PL Wyrób medyczny RO Dispozitiv medical		PL Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone RO A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat

 **FGSCAS-PP35 (GIMA 21095)**
 Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development Zone,
Xianning City, Hubei Province, China
Made in China
Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Importat de:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

 Humiss Beratung GmbHGneisenastraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

