

**INDICATII:**

Valva Biosafe este un dispozitiv pentru prelevarea și perfuzia de lichide fără ac. Valva este compatibilă cu următoarele dispozitive medicale prevăzute cu conexiuni Luer tată:

Perfuzoare, Prolungitoare, Seringi/seringi preumplute, Catetere venoase centrale, Distribuitoare, Robinete.

**INSTRUCIUNI DE UTILIZARE:**

1. Desfaceți ambalajul în punctul indicat și îndepărtați capacul de protecție (fig. 1).
  2. Racordați conectorul Luer mamă al cateterului sau prelungitorului la conectorul Luer Lock tată al valvei Biosafe (fig. 2).
  3. Curățați sigiliul din silicon aflat la partea superioară a conectorului mamă Luer Lock Biosafe din motive de siguranță. În timpul acestei operațiuni, fiți atenți să nu contaminați dispozitivul.
  4. Racordați conectorul terminal tată al unui dispozitiv de perfuzie sau al unei seringi la Biosafe, prin apăsarea și apoi rotirea dispozitivului până la fixare. Mențineți cele două dispozitive în poziție coaxială în timpul operațiunii. Nu folosiți ace.
  5. Pentru deconectare, rotiți dispozitivul de perfuzie sau seringă în sens invers până la separarea acestora. Nu scoateți valva Biosafe din cateterul pacientului sau dispozitivul de perfuzie (fig. 3).
  6. Dezinfecți valva Biosafe cu soluție non-alcoolică după fiecare utilizare pentru o tehnică aseptică mai bună.
- Valva Biosafe este un sistem închis care nu necesită capace de protecție. Produs steril și apirogen.

**AVERTISMENTE:**

- Folosiți o tehnică aseptică.
- Nu folosiți împreună cu ace.
- Utilizați doar dacă ambalajul este nedeteriorat.
- Sterilitatea este garantată doar dacă ambalajul este nedeteriorat.
- Prezentul dispozitiv va fi utilizat doar o singură dată pentru un singur pacient, iar apoi va fi eliminat. Reutilizarea nu este prevăzută deoarece dispozitivul își pierde sterilitatea. Riscul asociat reutilizării constă în contaminarea dispozitivului, fapt care poate conduce la infectarea pacientului, ceea ce reprezintă o cauză posibilă de îmbolnăvire sau deces. ARIES subliniază importanța utilizării corecte a dispozitivului conform instrucțiunilor de utilizare indicate și doar de către personal medical autorizat pentru a evita vătămarea pacientului sau a utilizatorului/operatorului.

6. opløsning uden alkohol efter hver anvendelse for en bedre aseptisk teknik. Biosafe er et lukket system, og derfor er
- Biosafe etter hver bruk desinfiseres med en ikke-alkoholholdig løsning. Il Biosafe er et lukket system og trenger ikke

teknikan.

Biosafe on suljettu järjestelmä, joka ei vaadi

Steriili ja kuumentu aiheuttamaton tuote.

**VAROITUKSIA:**

- Käytä aseptista tekniikkaa.
- Älä käytä neuloja.
- Käytettävä ainoastaan, jos pakkaus on ehjä.
- Steriiliys taataan ainoastaan, jos

- Anvend udelukkende aseptisk teknik.
- Anvend ikke nåle med anordningen.
- Bruk en aseptisk teknikk.
- Ikke bruk nåler.

