

SKYDDSMASK DEFENCE

FFP3 NR D

ANVÄNDNINGSPÅBUD

- Underlåtenhet att följa alla instruktioner och begränsningar kan allvarligt minska effektiviteten hos detta andningskydd och leda till sjukdom, kroppsskada eller dödsfall.
- Det är viktigt att andningskyddet väljs omsorgsfullt. Innan andningskyddet används i yrkessammanhang måste användaren utbildas av arbetsgivaren avseende korrekt användning enligt tillämpliga säkerhets- och hälsokrav.
- Produkten levererar inte syre. Används enbart i tillräckligt ventilerade områden med tillräcklig syremängd för att uppehålla liv.
- Kassera andningskyddet och byt ut det mot ett nytt om:
 - överdriven igensättning av andningskyddet orsakar andningsvärigheter;
 - andningskyddet blir skadat.
- Lämna det kontaminerade området om yrsel, irritation eller andra besvär uppstår.
- Förvara andningskyddet i displaylådan med skydd från direkt solljus tills de ska användas.
- Användarna måste anpassningstestas innan de använder detta andningskydd, antingen kvalitativt eller kvantitativt, enligt 29CFR1910.134.
- Innan de använder andningsmaskerna måste användarna undersöka om det finns någon spricka eller fläck runt svetspunkten. I så fall måste masken kasseras omedelbart och får inte användas igen.
- Förvara de oanvända andningskyddet i deras förslutna låda i ett torrt och icke-kontaminerat område mellan +5 °C och +38 °C. Hållbarhetstid är 3 år från tillverkningsdatumet.

BEGRENSNINGAR FÖR ANVÄNDNING

- Använd INTE andningskyddet och beträd eller vistas INTE i ett kontaminerat område under följande omständigheter:
 - atmosfären innehåller mindre än 19,5 % syre;
 - om du känner lukt eller smak av en förorening;
 - som skydd mot gaser eller ånga;
 - föroreningar eller deras koncentrationer är ökända eller omedelbart farliga för liv eller hälsa;
 - koncentrationer av föroreningar överstiger maximala användningskoncentrationer i tillämpliga OSHA-standarder eller tillämpliga regeringsföreskrifter eller är 50 gånger högre än PEL (tillåten exponeringsgräns), beroende på vilken som är lägst;
 - för sandblåstring, målning med färgspray, asbest;
 - användning i explosiva atmosfärer.
- Andningskyddet får INTE modifieras eller missbrukas.
- Använd INTE andningskyddet vid ansiktsbehandling eller andra förhållanden som kan förhindra en god tillslutning över ansiktet.

Varning :

Detta andningskydd hjälper till att skydda mot vissa partikelföroreningar men eliminerar inte exponering mot eller risken för att drabbas av sjukdom eller infektion. Felaktig användning kan leda till sjukdom eller dödsfall.

ANVÄNDNINGSPÅBUD

- Placera fingrarna inuti andningskyddet. Böj näsklämman runt fingrarna efter näsans form.
- Håll andningskyddet i position över näsan och munnen med huvudremmarna runt handryggen. Dra den undre remmen över huvudet och passa in den runt nacken.
- Dra den övre remmen över huvudet och placera den alldeles ovanför öronen.
- Forma näsklämman runt näsan med båda händerna och flytta huvudremmarna tills du säkerställt god tätning mot ansiktet.
- Kontroll av tätningen
 - För att testa passformen hos ett andningskydd utan utandningsventil ska du kupa båda händerna över andningskyddet och andas ut kraftigt.
 - För att testa passformen hos ett andningskydd med utandningsventil ska du kupa båda händerna över masken och andas in kraftigt. Ett undertryck bör detekteras inuti andningskyddet.

- Om luftflöde noteras i näsområdet ska du justera/spänna näsklämman.
 - Om luftflöde noteras runt kanterna på andningskyddet ska du flytta om andningskyddet/huvudremmen för att erhålla en bättre passform.
- Byt masken omedelbart vid andningsvärigheter eller om masken blir skadad eller deformerad.
 - Byt andningskyddet om du inte kan öppna en god tillslutning över ansiktet.
 - Noggrann efterlevnad av dessa instruktioner är ett viktigt steg när andningskyddet används.



Symbolindex

	Ej steril		Läs bruksanvisningen
	Tillverkare		Tillverkningsdatum
	Produktkod		Satsnummer
	Utgångsdatum		Skyddas från solljus
	Fuktighetsgräns		Temperaturgräns
	Engångsanordning, får ej återanvändas		Personlig skyddsutrustning som överensstämmer med EU-förordningen 2016/425