



Uvedenie do prevádzky

Pre napájanie váhy el. prúdom zapojte kábel sieťovej zástrčky nachádzajúci sa na zadnej strane plošiny do elektrickej siete

Váženie

Postavte sa na váhu (nie je nutné žiadne zapnutie a ani stlačenie tlačítka).

Meranie výšky s údajom o BMI

Časť zariadenia na meranie výšky opatrne vyklapte a vysuňte hore. Následne položte hlavovú časť zariadenia na hlavu pacienta. Na displeji sa zobrazí výška v cm a následne automaticky aj hodnota BMI.

Tárovanie

Funkčným tlačítkom na zadnej strane displeja môžete aktivovať funkciu tárovania váhy. Stlačte tlačítko a na displeji sa zobrazí údaj "0,0kg". Teraz je váha pripravená na váženie.

Funkcia váženia matky s dieťaťom

- Matka sa postaví na váhu sama
 - Na displeji sa zobrazí údaj napr. „47,6kg“
- Stlačte funkčné tlačítko
 - Na displeji sa zobrazí údaj „0,0 kg“
- Matka zostúpi z váhy
 - Na displeji sa zobrazí údaj „-47,6 kg“
- Matka sa postaví na váhu aj s dieťaťom
 - Na displeji sa zobrazí hmotnosť dieťaťa napr. „5,1 kg“

Ak obaja z váhy zostúpia, displej zobrazuje v danom prípade hodnotu „-47,6kg“. Funkčným tlačítkom môžete váhu nastaviť na hodnotu „0,0kg“. Tárovanie je možné vykonať postupne niekoľkokrát za sebou.

Vypnutie váhy

Váha sa vypne automaticky ak na displeji cca 15 sekúnd svieti údaj „0,0 kg“.

Prepnutie jednotiek hmotnosti

- Štandardne je ako jednotka hmotnosti nastavený kg. Ak chcete na váhe prepnúť inú jednotku hmotnosti použite nasledujúci postup:
- Vytiahnite sieťovú zástrčku z el. siete
 - Stlačte a podržte funkčné tlačítko pričom zastrčte sieťovú zástrčku do elektrickej siete
 - Zobrazenie jednotky hmotnosti sa zmení na lb

Pre opätovné prestavenie jednotky hmotnosti na kg opakujte vyššie uvedené postup.

