

# KONIX LIDO e STERİL KATETER JEL KULLANIM KILAVUZU / INSTRUCTION FOR USE OF KONIX LIDO e STERILE CATHETER GEL

**İE**

**DE**

**ORON ADI:** Konix Lido C Steril Kateter Jel  
**TANIM:** Konix Lido e Steril Kateter Jel, kateterlerin ve diğer tıbbi aletlerin (kateterizasyon, sistoskopi) Üretra ve mesaneye instilasyonunu kolaylaştırmak için kullanılır. Destekleyici antiseptik ve anestetik özelliklere sahip, sterili, süda çözümler, tahriş edici olmayan bir lubrikant içerir. Üretra mukozası ve kateter arasındaki kateterizasyon sırasında gerekli olacak olan traşın kayganlığı için etki ile engellemeye yardımcı olur. Klorheksidin antiseptik özellikleri sayesinde enfeksiyon riskini azaltırken, lidokainin lokal anestezi özelliği ile peroperatif ağrıları azaltır. Prosedürden kaynaklanan hastanın rahatsızlığını azaltır.  
**İÇERİK:** 100 gram Konix Lido C Steril Kateter Jel ağırlığındaki içerimdir.  
**Değerlendirme:** Süli Hidroksitli Saliçil (Kayağırlığı), Mono Propilen Gliserol (Nemlendirici), 2 g Lidokain (Lokal anestetik), 0,05 g Klorheksidin Glukonat (Antiseptik), Metil Hidroksibenzoat (Koruyucu), Propil Hidroksibenzoat (Koruyucu)  
**UYGULAMA:**  
 1. Elerinizi iyice ve alkolle sabunla yıkayın. Temiz bir tepsi hazırlayın ve gerekli ekipmanları üzerine dökün.  
 2. Steril ambalajı yırtarak 1'inci 6 ml, 2 ml ve 125 g'lık kartın 6 ml'ine katın ve çocuklar için, 2 ml'ine ve 125 g'lık kartın 2 ml'ine erkekler için uygundur.  
 3. İnjeksiyon ucundan mavi kapagi çıkarmadan pistonu hafifçe bastırın. Bu, daha e ile daha nazik bir uygulama sağlar. Kuvvetli eyi açmak için ucundaki parçayı kırın.  
 4. İnjeksiyon ucunu Üretra açıklığına dayayın. Yumuşak ve e ile bastırın uygulayarak enjekte edin.  
 5. Pakette kılavuzları kateterin veya başka tıbbi cihazın/uzayına uygulayın.  
 6. Konix Lido e Steril Kateter Jel'in kaydırılması ÖZELİ, uygulama baıdır. Anestezi etkisi ise 3-5 dakika sonra başlar.  
 7. Eğer daha fazla jel kullanılacaksa, klorheksidin hassasiyeti ile ilgili olarak ilgili doküman durumu, hastanın yaşı ve bozulan kondisyonu doktor tarafından incelenmelidir.  
 8. Ortulu tamamı kullanılmadığında inna ve içerisinde kalan diğer tıbbi atıklar gibi değerlendirilip atılmalıdır.  
 9. Konix Lido e Steril Kateter Jel sadece uzman sağlık personeli gözetiminde kullanılmalıdır.  
**KONTRENDİKASYONLAR:** Konix Lido C Steril Kateter Jel, ipeklerden herhangi birine karşı hiperhassasiyete sahip veya bradikardiyal ritim rahatsızlıklarına sahip hastalara kullanılmamalıdır. Konix Lido C Steril Kateter Jel ciddi kardiyak yetmezliğe, ciddi hepatik ve renal lev bozukluğuna, uygulama bölgesinde travma gömmü mukozaya ve 7 veya 8 ilhas / sepsis sahip hastalarda ve konvülsiyon gösterme eğilimi olan hastalarda (epilepsi, ağır ŞOKlar) kullanılmamalıdır. ki ya 11 altındaki çocuklarda kullanılmaz.

**İNANILAR VE KUUVANIM ÖNLEMLERİ**  
 • Anestezi altında lidokain içermeyen bir kayganlığı kullanılmamalıdır.  
 • İnstilasyonunuzu bir doktora ya uzman tıbbi personel tarafından gerçekleştirmelidir.  
 • Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olan veya doğu n veya idiyopatik methemoglobinemi olan hastalar, ilaç kaynaklı methemoglobinemiye daha duyarlıdır.  
 • Konix Lido C Steril Kateter Jel uygulanan geçici bir yanma hissi olabilir. hastalar bu konuda uyarılmalıdır. Bu durumda uygulanan bölgeye 50g'lık uygulama yapılarak yanma hissi hafifletilebilir.  
 • Lidokain ve/veya klorheksidine karşı nadir olarak alerjik reaksiyon meydana gelebilir. Uygulanan bölgede kızamık, yanma ve batma hissi oluğunda doktorunuza başvurunuz.  
 • Göz ile temas halinde bu su leşiyiniz.  
 • Yutulması halinde doktora başvurunuz.  
 • Çocukların el/başlarına/yerlerinde saklayınız.  
 • Kuru vesetir yerlerde saklayınız.  
 • Direkt güneş ışığından koruyunuz.  
 • Tek kullanımlıdır. İk kez kullanmayınız.  
 • Tekrar steril etmeyiniz.  
 • Ambalajı bozulmuş ürünleri sterilizasyonun bozulma tehlikesi sebebiyle kullanmayınız.  
**HAMİLELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE:** Konix Lido C Steril Kateter Jel hamilelik ve laktasyon sırasında kullanılabilir. Riskli veya değerlendirilmesi doktor tarafından gerçekleştirilmelidir. Lidokain plasentaya geçer ve küçük miktarlarda anne sütlüne kanır fakat Konix Lido e Steril Kateter Jel'in içeriğinde bulunan terapötik doz, bebek veya fetüse genellikle tehlike oluşturmemektedir.  
 • Ağrı giderici ilaçlar  
 • ağızda ilaçlarla birlikte kullanıldığında lidokainin emilmesine katkı olarak etki göstermektedir.  
**Propanolol:** Lidokain plazma konsantrasyonunu azaltır.  
**Similidin:** Lidokain plazma konsantrasyonunu azaltır.  
**Antiaritmik ilaçlar:** Lidokain konsantrasyonunu artırır.  
**Fenitoin veya barbitüratlar:** Lidokain plazma düzeyinde düşürülür.  
 Belirtilen etkileşimler uzun süreli ve tekrarlayan yüksek dozlarda kullanımlarda görülebilmektedir. önerilen dozlarda uygulandığında klinik bakımdan önemli herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.  
 • Klorheksidine bağlı olarak etki riskinden dolayı ağızda ilaçlarla kullanılması önerilmez.  
 • Klorheksidin Glukonat (CHK) + Sodyum Hipoklorit (NaOCl)  
 • Klorheksidin Glukonat (CHK) + Hidrojen Peroksit (H2O2)  
 • Klorheksidin Glukonat (CHK) + Povidon-iyot (PDI)  
 Bilimsel literatüre göre CHK + NaOCl etkiliminin insanlar için toksik olan etkilerden dolayı bilinmemektedir.  
**YAN ETKİLER:** Lidokain ve klorheksidine karşı alerjik reaksiyon oluşturma riski vardır. Hipersensitivite halinde ciddi reaksiyonlar görülebilir. Hasar görmüş mukozada kullanımı sonrası lidokain emiliminden dolayı anafilaksiye (hipersensitiviteye) bağlı olarak ciddi reaksiyonlar görülebilir. Lidokain için sistemik advers reaksiyonlar nadirdir ve ağız duyarlılığına azalan toleranstan kaynaklanabilir.

**PAKETLEME**  
 • Konix Lido C Steril Kateter Jel sterili ve tek kullanımlık ambalajlarda 6 ml (~6 g), 2 ml (~12g) 1'nci ve 2'nci kutu ve 125g'lık kutu şeklinde sunulmaktadır.  
 • Konix Lido C Steril Kateter Jel 6 ml (25 x 6 ml / Kutu)  
 • Konix Lido C Steril Kateter Jel 2 ml (25x12,5 ml / Kutu)  
 • Konix Lido C Steril Kateter Jel 125 g (25x12,5 g / Kutu)  
**STERİLİZASYON:** Paketlenildikten sonra radyasyon ile steril edilmiştir. Paketi hasar görmü? Ürünlerin sterilitesi bozulduğu için kullanılmamalıdır.

**PAKETLEME**  
 • Konix Lido C Steril Kateter Jel sterili ve tek kullanımlık ambalajlarda 6 ml (~6 g), 2 ml (~12g) 1'nci ve 2'nci kutu ve 125g'lık kutu şeklinde sunulmaktadır.  
 • Konix Lido C Steril Kateter Jel 6 ml (25 x 6 ml / Kutu)  
 • Konix Lido C Steril Kateter Jel 2 ml (25x12,5 ml / Kutu)  
 • Konix Lido C Steril Kateter Jel 125 g (25x12,5 g / Kutu)  
**STERİLİZASYON:** Paketlenildikten sonra radyasyon ile steril edilmiştir. Paketi hasar görmü? Ürünlerin sterilitesi bozulduğu için kullanılmamalıdır.


8942/EEC Tıbbi Cihaz Üreticileri İçin CE Belgelendirici Kuruluş Numarası "2292" dir.  
 2292 :tr : r i : ; i i : : i : flk  
**turkuaz**  
 Turkuaz Sağlık Hizmetleri, Medikal, Temizlik Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.  
 Akçaburgaz Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:45/S:34522 Esenyurt / İstanbul / Türkiye  
 T: +90 212 428 6848 Pbx F: +90 212 428 6853  
 info@turkuazsaglik.com.tr / www.turkuazsaglik.com.tr



**İE**

**DE**

## PROSPEKTUS/IFU

Tarih: 27 I 10 I 2021

<b>ORONKODU</b>	: 150.06.05.0575
<b>ORONISMI</b>	: KONIX 6-12 ML STERİL KATETER LIDO C JEL ORTAK PROSPEKTUS - VENİ ADRES
<b>MALZEME Cinsi</b>	: 70 CR 1 HAMUR
<b>CİRECEİİİ KUTU İ&gt;Lç0s0</b>	: STAND
<b>RENK</b>	: BLACK
<b>KATLAMA</b>	: 2KIRIM
<b>ÖLç0</b>	: 210X297 MM

**Açıklama/NOT**



Turkuaz Sağlık Hizmetleri, Medikal, Temizlik Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.  
 Akçaburgaz Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:45/S:34522 Esenyurt / İstanbul / Türkiye  
 T: +90 212 428 6848 Pbx F: +90 212 428 6853  
 info@turkuazsaglik.com.tr / www.turkuazsaglik.com.tr