



Kullanıma alım

Tartıyı akım ile beslemek için soket parçasının kablosunu, platformun arka tarafına takın.

Tartma işlemi

Sadece tartım üzerine çıkm (açmaya veya herhangi bir düğmeye basmaya gerek yoktur).

BMI göstergesi ile boy ölçümü

Boy ölçeri dikkatlice yukarı doğru açın ve yukarı doğru itin. Ardından boş kısmını hastanın başına oturtun. Göstergede boy cm olarak gösterilir ve ardından otomatik olarak vücut ölçüsü endeksi başlatılır.

Teraziye Dengeleme

Gösterenin arkasındaki fonksiyon tuşuyla tartımın hassas ayan yapılabilir. Tuşa basın, göstergede "0,0 kg" gösterilir ve tartı, tartma işlemi için hazırdir.

Anne/çocuk fonksiyonu

- Yetişkin bir kişi tartıya çıkar.
- Gösterge öm. "47,6 kg"
- Fonksiyon tuşuna basın.
- Gösterge "0,0 kg" olarak atanır
- Anne tartıdan inebilir...
- Gösterge "-47,6 kg"
- ... ve çocuğuyla beraber yeniden tartıya çıkabilir.
- Bu şekilde çocuğun ağırlığını görmüş olursunuz öm. "5,1 kg"

İkisi de tartıdan indiğinde göstergede örneğin "-47,6 kg" gösterilir. Fonksiyon tuşuyla tartıyı yeniden "0,0 kg" olarak ayarlayabilirsiniz. Tartı otomatik olarak "0,0 kg" olarak atanmaz, bu şekilde ardarda birden çok hassas ayarlı tartma işlemi gerçekleştirilebilir.

Kapatılması

Gösterge 14, 15 saniye "0,0 kg" olarak gösterildiğinde, tartı otomatik olarak kapanır.

Birimlerin dönüştürülmesi

- Birim standart olarak kg cinsinde ayarlanmıştır. Tartıyı başka bir birimde kullanmak istediğinizde, şu uygulamaları gerçekleştirin:
- Şebeke soketini çıkartın.
 - Fonksiyon tuşuna basın, basılı tutun ve bu sırada şebeke soketini takın.
 - Gösterge pound olarak değişir.

Göstergeyi yeniden kg olarak değiştirmek için lütfen yukarıdaki süreci tekrarlayın.

