



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

PETTINE ANTI PIDOCCHI **LICE COMB** **PEIGNE ANTI-POUX** **PEINE ANTIPIOJOS**

Manuale utente
User manual
Notice d'utilisation
Manual de uso



ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.



REF 24400



Fabricante/Manufacturer:
Gima S.p.A - 20060 Gessate (MI) - Italy
Made in P.R.C.



ITALIANO

Elimina completamente pidocchi e lendini senza alcun dolore.

UTILIZZO:

- I pidocchi sono piccoli insetti che s'insediano nei capelli e sul cranio. I pidocchi depongono le loro uova minuscole, più piccole di 0,5 mm, chiamate lendini.
- I lendini sono protetti da una copertina bianca di chitina, che si fissa ai capelli.
- I denti lunghi e fitti del pettine anti pidocchi sono studiati appositamente per staccare pidocchi e lendini. La speciale punta arrotondata rispetta la direzione di crescita del capello senza danneggiarne la consistenza. La struttura del bordo assicura la precisione e la scorrevolezza del pettine, rispettando la curva della nuca.

VANTAGGI:

- Metodo naturale, meccanico e totalmente ecologico, ideale per gli allergici e i bambini.
- Molto utile rispetto ad altri trattamenti e con un'efficacia quasi del 100%.

ISTRUZIONI:

- Districare i capelli prima dell'uso per facilitare il passaggio dei denti. I capelli devono essere asciutti.
- A poco a poco pettinare lentamente i capelli dalla radice fino alle punte, prestando particolare attenzione in ogni zona dove potrebbero trovarsi pidocchi e lendini.
- La lente d'ingrandimento e la spazzola sul tappo del coperchio aiutano la rimozione anche dei più piccoli e garantiscono una buona pettinatura.
- Se necessario, ripetere l'operazione più volte, soprattutto durante il periodo di prevenzione delle infezioni.

PULIZIA E DISINFEZIONE:

Dopo l'uso, usare con cautela la spazzola per la pulizia dei denti del pettine anti pidocchi. Si consiglia di disinfettare la parte metallica con alcol al 70% dopo ogni utilizzo.

ENGLISH

Eliminate the lice and nit completely without any harm.

UTILIZATION:

- The lice are the small insects which host in hair and scalpel. The lice lay the minuscule eggs which are smaller than 0.5mm, called as the nit.
- The nits which are protected with a white chitin cover attach strongly to the hair.
- The long, delicately closed teeth of the lice comb are especially designed for detaching the lice and their nits. The round form of the touching point respects the growth direction of the hair without harming the texture of hair. The curve arrangement of the edge ensures the precision and smoothness of the comb, as respecting the curve of your scruff.