



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BONNET JETABLE AVEC ATTACHES

GORRO DESECHABLE CON LAZOS

FR

Nom du produit Bonnet jetable avec attaches

Code produit FGDCT-SM35 (21098)

Product Model Attache sur le bonnet, 62x14,5 cm

Structure et composition Le bonnet est en 35-40gSMS, avec attaches de fixation.

Utilisation prévue Les produits sont principalement utilisés pour l'isolement général dans les cliniques externes, les salles, les salles d'inspection, les salles de nettoyage, les laboratoires, etc. Ils sont destinés à être utilisés par les professionnels de la santé dans les hôpitaux et les cliniques pour maintenir un bon niveau d'hygiène et contribuer au contrôle des infections.

Contre-indication Les produits ne peuvent être utilisés qu'une seule fois immédiatement après l'ouverture de l'emballage. Si l'emballage est endommagé, le produit est humide ou moisi. Ne les utilisez pas.

Comment utiliser le produit

- Ouvrez l'emballage du produit et retirez le bouchon, puis pressez les extrémités du bonnet avec les deux mains.
- Levez votre main et mettez le bonnet sur votre tête et ajustez-le pour vous assurer que vos cheveux ne fument pas.

Stockage Il doit être stocké dans une salle blanche avec une humidité relative ne dépassant pas 80%, sans gaz corrosif, dans un endroit frais, sec et bien ventilé.



Mise en garde

- Produit jetable, ne pas réutiliser.
- Ce produit est à usage unique, ne jamais partager votre produit avec un autre.
- Il est interdit d'utiliser ce produit si l'emballage ou les bouchons sont endommagés.

Notice: Tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est établi.

Validité 3 ans.

Date de production Voir la date sur l'emballage

Date de péremption Voir la date sur l'emballage

	FR Code produit ES Código producto		FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar		FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco		FR Représentant autorisé dans la Communauté européenne ES Representante autorizado en la Comunidad Europea
	FR Numéro de lot ES Número de lote		FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		FR Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser ES Dispositivo monouso, no reutilizable
	FR Fabricant ES Fabricante		FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación		FR Limite de température ES Limite de temperatura		FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso
	FR Pas stérile ES No estéril		FR Date d'échéance ES Fecha de caducidad		FR Dispositif médical ES Producto sanitario		FR Ne pas utiliser si le colis est endommagé ES No usar si el paquete está dañado
	FR Identifiant unique de l'appareil ES Identificador de dispositivo único						

GIMA 21098

Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

FGDCT-SM35

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

