



## **ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΗΚΓ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην συνδέετε καμία πηγή ρεύματος.

Τα καλώδια ασθενούς GIMA είναι συμβατά με τα αναφερόμενα όργανα. Πρέπει να ακολουθήσετε τη συνιστώμενη διαδικασία σύνδεσης. Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο, τραβήξτε απαλά το βύσμα, χωρίς να ασκείτε οποιαδήποτε προσπάθεια απευθείας στο καλώδιο. Πριν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο, ελέγξτε προσεκτικά ότι το ίδιο το καλώδιο είναι ανέπαφο και συμβατό με τη συγκεκριμένη συσκευή.

**Καθαρισμός:** μεταφέρετε τα καλώδια ασθενούς και τους θερματισμούς GIMA με διάλυμα χλιαρού νερού και ήπιο απορρυπαντικό. Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί. Ποτέ μην βυθίζετε καλώδια ασθενούς και θερματισμούς GIMA! Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε τα καλώδια ασθενούς και τους θερματισμούς GIMA με ένα καθαρό πανί. Για να στεγνώσετε το καλώδιο, κρατήστε το από το διαιρέτη διακλάδωσης, μετακινώντας το πανί προς την υποδοχή, όπως και για τους θερματισμούς. Αποφύγετε την επαφή με επιθετικά απορρυπαντικά και με αρωματικούς διαλύτες, χλωρικούς εστέρες, κετόνες, αιθέρες ή εστέρες. Επιθετικά διαλύματα (όπως αλκοολικά ή ισχυρά αλκαλικά διαλύματα, διαλύτες μέσης αντοχής, διαλύματα καθαρισμού) βλάπτουν τα καλώδια ασθενούς και τους θερματισμούς GIMA.

**Απολύμανση:** Τα καλώδια ασθενών και οι θερματισμοί GIMA μπορούν να υποβληθούν σε αγωγή με απολυμαντικά που περιέχουν αιθανόλη (70% -80%), προπανόλη (70% -80%), αλδεΐδες (2% -4%), ενεργοποιημένες διαλδεΐδες (Cidex) Νάτριο (Λευκαντικό σε υδατικό διάλυμα 1:10). Μην χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες. Μετά το πλύσιμο, ξεπλύνετε τα καλώδια με νερό και τα στεγνώστε με ένα καθαρό πανί.

**Αποστείρωση:** Τα καλώδια των ασθενών και οι θερματισμοί του GIMA μπορούν να αποστειρωθούν με οξειδίο αιθυλενίου (EtO). Μετά την αποστείρωση, αερίστε επαρκώς το καλώδιο πριν από τη χρήση. Τα καλώδια και οι θερματισμοί του ασθενούς GIMA ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να είναι σε αυτόκαυστο.

### **Προειδοποίηση!**

- ρυθμίστε τα καλώδια και τους θερματισμούς ώστε ο ασθενής ή οι χειριστές να μην πιαστούν.
  - Μην εκθέτετε το καλώδιο ή τα θερματικά σε πολύ έντονη υπεριώδη ακτινοβολία.
  - ελέγξτε την ακεραιότητα του καλωδίου και των ακροδεκτών πριν τη χρήση.
  - καθαρίστε και απολυμάνετε το καλώδιο και τα θερματικά πριν τα εφαρμόσετε σε νέο ασθενή.
  - Μην ατμός καλώδια ασθενούς και θερματισμούς GIMA.
  - Τα προϊόντα GIMA μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.
- Οφείλετε να αναφέρετε κάθε σοβαρό περιστατικό που συμβαίνει σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν που προμηθεύσατε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.