


HEEL PROTECTOR


Ref. 680 011 Αναφ. 680 011
45*10*15 cm 150gr 45*10*15 εκ. 150 γρ.

Ref. 680 008 Αναφ. 680 008
22*15.12 cm 90gr 22 * 15,12 εκ. 90 γρ

Ref. 680 010 Αναφ. 680 010
22*15.12 cm 90gr 22 * 15,12 εκ. 90 γρ



110 kg

	FR	EN	DE	ES	
	Signification des symboles	Explanation of symbols	Zeichenerklärung	Explicación de los símbolos	
1	Dispositif Medical	Medical Device	Medizinprodukt	Dispositivo médico	
2	Lire le mode d'emploi avant l'utilisation.	Read the instruction manual before use	Vor Gebrauch Gebrauchsanweisung lesen!	Lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo	
3	Respecter les instructions de sécurité!	Observe the safety instructions!	Sicherheitshinweise beachten!	Siga las instrucciones de seguridad	
4	Conformité CE	CE conformity	CE-Konformität	Conformidad con la normativa CE	
	PT	PL	HU	TR	
	Significado dos símbolos	Objaśnienia symboli	Szimbólumok jelentése	Sembollerin açıklamaları	
1	Dispositivo médico	Wyrób medyczny	Orvosi eszköz	Tıbbi cihaz	
2	Antes de utilizar, leia, por favor, o manual.	Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót	Kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz	
3	Siga as instruções de segurança	Stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa.	Tartsa be a biztonsági utasításokat!	Güvenlik uyarılarını dikkate alınız	
4	Certificado CE	Deklaracja CE	CE megfeleléség	CE uygunluğu	
	IT	NL	SI	HR	GR
	Significato dei simboli	Verklaring van de symbolen	Pomen simbolov	Objašnjenje simbola	Επεξήγηση Συμβόλων
1	Dispositivo Medico	Medisch hulpmiddel	Medicinski pripomoček	Medicinski uređaj	Ιατρική Συσκευή
2	Prima dell'uso leggere le relative istruzioni!	Voor gebruik de handleiding lezen.	Pred uporabo preberite navodila	Pročitati korisničke upute prije uporabe	Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση
3	Osservare le istruzioni per la sicurezza	Veiligheidsinstructies respecteren	Upoštevajte varnostna navodila!	Pažljivo pogledajte sigurnosne upute	Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας!
4	CE conformità	CE conformiteit	CE Certifikat	CE-Deklaracija	CE Συμμόρφωση

HR- MOLIMO Prije uporabe pažljivo pročitajte ove sigurnosne upute i zadržite ih za buduća pitanja.

1. Sigurnosne oznake

- ♥ Uvijek se savjetujte s liječnikom ili dobavljačem kako biste utvrdili pravilnu prilagodbu i uporabu uređaja.
- ♥ Nemojte skladištiti zaštitu za pete na otvorenom i nemojte ga ostaviti pod suncem (Oprez:
- ♥ Nemojte ostavljati proizvod u automobilu u slučaju visoke vanjske temperature!), Pohanite u suhoj sobi u ravnom položaju kako biste spriječili deformiranje jastuk.
- ♥ Pohanite držač peta od oštih predmeta i istaknutih rubova kako biste spriječili suze i bušenja jastuka i pokrova.
- ♥ Koristite i spremite jastuk u ravnom otvorenom položaju.
- ♥ Potražite pukotine prije uporabe.
- ♥ Ne koristite u ekstremnim uvjetima temperature (iznad 38 ° C ili ispod 0 °).
- ♥ Na ovaj uređaj ne smije se ništa mijenjati.
- ♥ UVIJEK provjerite je li zaštitnik pravilno i sigurno zatvoren
- ♥ Ako niste dugo koristili zaštitu za petu, prije uporabe neka ga pregleda tehničko osoblje.
- ♥ UVIJEK promatrajte ograničenje težine na označavanju uređaja.
- ♥ Koristite samo kao zaštitu za pete i na odgovarajući način: nemojte stajati ili hodati na proizvodu.
- ♥ Ako vam koža razvije crvenilo, odmah prekidajte uporabu jastuka i posavjetujte se s liječnikom ili terapeutom.
- ♥ Slijedite savjete stručnjaka koji su propisali ovaj medicinski uređaj, poštivanje trajanja i učestalost korištenja.
- ♥ U slučaju nelagode posavjetujte se sa svojim stručnjakom.
- ♥ Izbjegavajte kontakt s oštrim predmetima ili istaknutim rubovima koji mogu suziti ili probušiti jastuk ili poklopac.

2. Indikacija

Lakše je spriječiti dekusit nego tretirati ih. Dekusit se može izbjeći mijenjanjem često ležanja ili sjedećih mjesta kako bi se izbjegao stres na koži i kako bi se smanjio rizik od pritiska na osjetljive koštane površine. Ostale strategije uključuju njegu kože, redovite preglede kože i dobru prehranu.

Korištenje zaštite za petu može pomoći u smanjivanju pritiska i pobrinuti se da je peta ispravno smještena na stolici ili u krevetu. To je jedan od najboljih načina izbjegavanja dekusitusa, posebno smanjenje pritiska, trenja i smicanja od pete s površine kreveta ili stolca.

Nakon kirurškog zahvata i sprječavanje dekusitusa.

3. Opis i instalacije

Štitnik za vunu ispunjen vlaknima smanjuje pritisak na području pete, zajedno s visokim bočnim zidom kako bi zaštitili gležanj da dolaze u kontakt jedni s drugima.

Ref 680010

Prevučene cilindrične šuplje vlakna jezgre pružaju mekanu udobnu podlogu, a ostatak stopala ostaje hladan. Dva mekana elastična remena za vješanje omogućuju zadržavanje zaštitnika pete.

Zamolite svoje tehničko osoblje kako instalirati jastuk.

Ref 680008

Naši su sintetički zaštitnici pete preporučeni za pacijente s niskim rizikom za "pucanje" kože i opekline, te pružaju udobnost i toplinu koži, a još uvijek dopuštaju da zrak cirkulira i da diše noge. Jednostavna kuka i zatvaranje petlje.

4. Upute za pranje

Ref 680010

Hladno hladiti na stroju. Sušiti ravno i daleko od bilo kojeg izvora topline. Nemojte koristiti deterdžent ili izbjeljivač, ne autoklavirajte.

Ref 680008

Strojno prati na 40 ° C. Sušiti ravno i daleko od bilo kojeg izvora topline. Nemojte koristiti deterdžent ili izbjeljivač, ne autoklavirajte.

5. Sastav

Ref 680010

Punilo od silikonskih vlakana u unutrašnjosti. Poklopac je izrađen od poliuretana.

Ref 680008

100% poliester

6. Zbrinjavanje

Odložite ovaj proizvod u skladu s regionalnim propisima o odlaganju otpada.

7. Tehničke specifikacije

Pogledajte gore navedene podatke.

Ovaj proizvod ima 2-godišnje jamstvo, od datuma kupnje, protiv bilo kakvih nedostataka u proizvodnji.

Ovaj proizvod je biokompatibilan. Ovaj proizvod je CE certifikat.

Mjesto i datum isporuke :

Broj računa:

Potpis i pečat prodavatelja:

Κωδικός 680010