

1. INTRODUCERE MANUAL

Scaunul tip targă manual este utilizat pe scară largă în căminele de bătrâni, securitatea școlii, spitale, hoteluri etc. pentru evacuări de urgență.

Observații:

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să urmați cu strictețe pașii înainte de instalare și utilizare. Solicitați tuturor utilizatorilor să cunoască manualul de utilizare și toate precauțiile

- Acest manual se aplică scaunului manual pentru scări SKB1C02-1. Acesta conține metoda de instalare, instrucțiunile de operare și punctele de verificare pentru întreținere.
- Graficele din acest manual au doar scop informativ. Atunci când folosiți produsul, vă rugăm să faceți referire la obiectul real.
- Acest manual de utilizare include descrierea, instrucțiunile, întreținerea și parametrii tehnici ai produsului.
- Pentru orice alte întrebări, vă rugăm să contactați centrul de asistență post-vânzare sau distribuitorul.
- Oricine folosește sau operează acest produs trebuie să citească manualul și să respecte instrucțiunile conținute în acesta.
- Cu excepția unor situații neașteptate, utilizatorul trebuie să fie familiarizați cu modul de utilizare și precauțiile.

I. Prezentare generală a scaunului cu rotile manual pentru urcare
SKB1C02-1 Sillas de escalada fabricadas con material de aleación de aluminio, ligeras, fáciles de plegar, fáciles de manejar, etc. La silla ocupa poco espacio de almacenamiento después del plegado, y es adecuado para llevar en un coche privado. Capacidad de peso: 180KG

II. Structura scaunului cu rotile



III. Caietul de sarcini

Dimensiune scaun 109 x 51 x 155 cm
Dimensiune pliată 109 x 51 x 25 cm
Scaun 49 x 42.5 cm; Înălțime= 50 cm
Cadru de prindere de sus H=108, 125, 142, 155 cm
Greutate 15 Kg
Capacitate de încărcare MAX. 180 Kg

IV. Funcționare coborâre

OBSERVAȚII:

Targa de scară manuală SKB1C02-1 nu poate fi folosită la etaj, deoarece șina este într-o singură direcție. 2 operatori trebuie să transporte targa scării la etaj și apoi să o folosească pentru operarea la parter.



1. Împingeți scaunul pentru urcarea scârilor pe podea până când așezați roțile din față pe marginea scârilor.




2. Călcați teava transversală inferioară cu piciorul drept și trageți tija înapoi cu ambele mâini pentru a înclina scaunul în jos.



3. Încet, lăsați scaunul pe prima margine și aplicați-l spre scări.



4. Aplecați-vă ușor spre unghiul curelei și al scârilor



5. În timpul procesului de coborâre, plasați mâinile ușor în jos pe tijă pentru a nu produce izbiri.



6. Când șina ajunge la aterizare, ridicați încet scaunul.

III. Funcționare urcare

a. Mâner



Deschis: Apăsăți butonul. În timp ce îl apăsați, ridicați ușor mânerul, apoi eliberați butonul pentru a-l fixa.

Blocat: Apăsăți butonul, ridicați mânerul și eliberați butonul. Apoi, va fi blocat.

b. Mâner de ridicare față



Apăsăți butonul roșu pentru a debloca orificiul și a extinde mânerul. Eliberați butonul pentru a fixa mânerul.

c. Cadru șenile din cauciuc



Deschis: Călcați pe pedală; apoi, cadrul șinei se va deschide automat prin sistemul său de ridicare cu gaz.



Blocat: Ridicați scaunul de ieșire cu ambele mâini și țineți-l apăsat, apoi apăsați bara de susținere a centurii cu șenile jos până când pedala o blochează din nou.

d. Tijă de tragere



Împingeți bara spre interior pentru a debloca sistemul de blocare. Odată deblocat, trageți bara de reglare în sus sau în jos pentru a o ajusta la înălțimea necesară.

e. Scaun cu rotile pliabil



Prindeți tija de sprijin și trageți-o în jos. Când sistemul de blocare alunecă din fanta curbată, rotiți tubul de suprafață a scaunului pentru a plia suprafața acestuia.

f. Bare



g. Pedală



h. Centură de siguranță, tetieră și curele



i. Ajustare pistă



j. Frâne



2. ÎNTREȚINERE

- Pentru a utiliza scaunul tip targă manual pentru scări în siguranță, este necesar să efectuați inspecții regulate de siguranță asupra acestuia. Se recomandă să-l verificați la fiecare șase luni pentru a vă asigura că conexiunile nu sunt slăbite și că toate operațiunile sunt normale.
- Când cadrul scaunului tip targă manual pentru scări se uzează și atinge un anumit timp de întreținere, partea metalică a acestuia și părțile din plastic ale cadrului pot fi reciclate.
- Evitați zgărirea panoului cu dispozitive cu vârf ascuțit sau cuțite în timpul utilizării și curățați-l frecvent pentru a-l păstra curat și uscat.
- Dacă panoul este pătat accidental, se recomandă curățarea acestuia. Nu utilizați substanțe chimice alcaline sau corozive pentru a curăța scaunul tip targă electric pentru scări, întrucât această acțiune va provoca ruginirea suprafeței din oțel

inoxidabil.

- Verificați în mod regulat roțile pentru a evita lovirea sau supraîncălzirea, ceea ce va duce la deteriorarea roților.
- Este interzisă forțarea frânării roților, ceea ce va cauza deteriorarea sistemului de frânare.
- Uzura suprafeței anvelopei roții poate fi detectată prin inspecție vizuală. Unele fire filate textile și alte resturi se pot înfășura în jurul roții; scoateți șuruburile și piulițele roții, curățați-le de resturi și verificați dacă rulmentul roții este deteriorat. Dacă piesele nu sunt deteriorate, le puteți reasambla și utiliza.
- Judecând după înlocuirea roții în funcție de timpul folosit și uzură, puteți înlocui roțile și să vă asigurați că șuruburile și piulițele axelor sunt corect așezate și conectate. Dacă este posibil, utilizați șaibe sau piulițe de blocare pentru a vă ajuta în acest proces.
- Pentru roțile echipate cu frâne, este necesar să se verifice regulat dacă frânele funcționează corect. Verificați frânele o dată pe zi sau înainte de fiecare utilizare. Pentru o masă de pat echipată cu mai multe roți de frână, numai o singură roată de frână poate fi blocată la un moment dat, ceea ce vă va permite să încercați să împingeți masa de pat și să verificați dacă una dintre performanțele de frână a fiecărei roți este bună. Dacă frânarea nu funcționează din cauza uzurii sau a deteriorării roților, înlocuiți imediat roțile și apoi testați din nou sistemul de frână.
- Dacă mecanismul sistemului de frână al roții este deteriorat și frâna trebuie reparată sau înlocuită, vă rugăm să contactați departamentul nostru de asistență post-vânzare sau distribuitorul autorizat recomandat de societatea noastră. De fiecare dată când frânele sunt înlocuite, performanța de frână a roților trebuie testată din nou

3. AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE

- Ambalarea căruciorului se realizează conform contractului sau standardului produsului.
- Evitați să vă grăbiți să ieșiți, de asemenea, evitați vibrațiile violente, lumina puternică a soarelui și ploaia în timpul transportului căruciorului.
- Căruciorul trebuie depozitat într-un mediu cu:
 - Temperatură ambiantă: -10 °C ~ +40 °C.
 - Umiditate relativă: ≤ 85%.
 - Presiune atmosferică: 70 kPa ~ 106 kPa.
 Sarcina maximă este de 180 kg

4. SERVICIU POST-VÂNZARE

- Vă rugăm să păstrați corect dosarele și facturile care însoțesc acest produs și să prezentați aceste dosare atunci când societatea efectuează operațiunile de garanție și întreținere a produsului.
- Dacă există vreo problemă în ceea ce privește utilizarea, vă rugăm să contactați societatea noastră la timp, astfel încât să vă putem oferi asistență tehnică și servicii de întreținere precise și rapide în timp util.
- Începând cu data vânzării, dacă se constată că produsul este rupt sau deteriorat, deși instalarea și utilizarea acestuia s-au efectuat în mod corect conform specificațiilor, produsul va beneficia de un an de garanție gratuită și de servicii de întreținere pe viață în baza „certificatului” sau a facturii.
- De la data achiziției, în cazul în care se constată că, într-adevăr, produsul este deteriorat sau nu funcționează normal ca urmare a unor probleme de calitate în decurs de un an, societatea va asigura utilizatorilor o reparație gratuită a produsului.
- Service pe viață din partea producătorului: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD

Atenționare: orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul și/ sau pacientul.

Nu utilizați dispozitivul în contact direct cu pielea

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

	IT - Data di fabbricazione GB - Date of manufacture FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PL - Data produkcji RO - Data fabricației
	IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante PL - Producent RO - Producător
	IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight FR - À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES - Conservar al amparo de la luz solar PL - Przechowywać z dala od światła słonecznego RO - A se păstra ferit de razele soarelui
	IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place FR - À conserver dans un endroit frais et sec ES - Conservar en un lugar fresco y seco PL - Przechowywać w suchym miejscu RO - A se păstra într-un loc răcoros și uscat
	IT - Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB - Authorized representative in the European community FR - Représentant autorisé dans la Communauté européenne ES - Representante autorizado en la Comunidad Europea PL - Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej RO - Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene
	IT - Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB - Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR - Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES - Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 PL - Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzenie (UE) 2017/745 RO - Dispozitiv medical conform regulamentului (UE) 2017/745
	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto RO - Cod produs
	IT - Numero di lotto GB - Lot number FR - Numéro de lot ES - Número de lote PL - Kod partii RO - Număr de lot
	IT - Numero di serie GB - Serial number FR - Numéro de série ES - Número de serie PL - Numer seryjny RO - Număr de serie
	IT - Dispositivo medico GB - Medical Device FR - Dispositif médical ES - Producto sanitario PL - Wyrób medyczny RO - Dispozitiv medical
	IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PL - Data ważności RO - Valabil până la data de EE - Aegumiskupäev
	IT - Importato da GB - Imported by FR - Importé par ES - Importado por PL - Importowane przez RO - Importat de

	IT - Leggere le istruzioni per l'uso GB - Consult instructions for use FR - Consulter les instructions d'utilisation ES - Consultar las instrucciones de uso PL - Przeczytaj instrukcję użytkowania RO - Citiți instrucțiunile de utilizare
	IT - Limite di umidità GB - Humidity limit FR - Limite d'humidité ES - Límite de humedad PL - Granica wilgotności RO - Limită de umiditate
	IT - Limite di pressione atmosferica GB - Atmospheric pressure limit FR - Limite de pression atmosphérique ES - Límite de presión atmosférica PL - Granica ciśnienia atmosferycznego RO - Limită de presiune atmosferică
	IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PL - Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi RO - Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare
	IT - Limite di temperatura GB - Unique device identifier FR - Identifiant unique de l'appareil ES - Límite de temperatur PL - Granica temperatury RO - Limită de temperatură
	IT - Identificatore univoco del dispositivo GB - Temperature limit FR - Limite de température ES - Identifiant unique de l'appareil PL - Unikalny identyfikator urządzenia RO - Identificator unic de dispozitiv



SEDIA PORTANTINA PER SCALE PIEGHEVOLE
STAIR STRETCHER
FAUTEUIL D'ESCALIER
CAMILLA PARA ESCALERAS
KRZESŁO DO POKONYWANIA SCHODÓW
SCAUNUL TIP TARGĂ

REF SKB1C02-1 (Gima 34068)

 Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China
Made in China

 SUNGO Europe B.V. Fascinatio Boulevard 522,
Unit 1.7, 2909VA Capelleaan den IJssel, The Netherlands

 **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

