

Omniflush®	
SK PREPLACHOVACIA STRIEKAČKA S INFÚZNYM FYZIOLGICKYM ROZTOKOM OD SPOLOČNOSTI B. BRAUN	
0,9% roztok chloridu sodného	
OPIS	PREDÁVKOVANIE
Preplachovacia striekačka s infúznym fyziologickým roztokom je k dispozícii v rôznych objemoch. Obsahuje sterilný, nevyprázdnený nástrojový roztok chloridu sodného so sterilitou bez konzervantov. Každý mililiter obsahuje 9 mg/l chloridu sodného. Celková osmotická koncentrácia roztoku je 0,31 mOsmol/l (izotónna). Hmotnosť pri 20°C je 1,02 g/ml.	Značne známe pri použití v uvedených objemoch.
KLINICKÁ FARMAKOLOGICKÁ	SKLADOVANIE
Preplachovacia striekačka s infúznym fyziologickým roztokom obsahuje sterilný vodný roztok s prírodným osmotickým tlakom a zložením, ako má extracelulárna tekutina. Neobsahuje liečivá.	Nepoužívajte, ak má roztok neobvyklú farbu, je veľmi zlepkavý, ak obsahuje konzervanty, alebo ak je striekačka poškodená. Skladujte pri teplote 2°C - 8°C, voľteľná povolená v rozsahu 15 - 30°C (59° - 86°F). Nezmrazujte.
INDIKÁCIE A POUŽITIE	VÝSTRAHA
Na použitie ako sterilný izotónický roztok výlučne na preplachovanie kontaktných infúzných hadičiek, prípadne trvalo zavedených kanylí.	Opakovaným použitím zdravotníckych pomôcok určených na jednorazové použitie môže spôsobiť riziko pre pacienta alebo zdravotníka. Môže dôjsť ku kontaminácii alebo narušeniu funkčnosti pomôcok. Znečistenie alebo ohrobenie funkčnosti pomôcok môže mať za následok zranenie, ochorenie, alebo smrť pacienta.
KONTRABANDIKÁCIE	POKYNY NA POUŽITIE
Hypermatémia a retencia tekutín, pri ktorých by podanie sodika alebo chloridu mohlo byť škodlivé.	Pre použitie špeciálneho sterilného prísluší. Roztok a drážka liečiv na sterilné a nevyprázdnené, ak je kryt krytu na miesto, označené je nepoužívajte a nie sa na nej viditeľné zmeny. 1. Skontrolujte platnosť obalu. Nepoužívajte, ak je obal poškodený alebo inak naplnený. 2. Otvorte platňový obal. 3. Skontrolujte, či v roztoku nie je kryt krytu na miesto, označená nepoužívajte a o nie sa na nej viditeľné zmeny. Nepoužívajte, ak je roztok zakalený alebo obsahujúci drobky častíc, alebo ak je striekačka nujným spôsobom poškodená. 4. Zapíšte na prednú stranu striekačky v systéme nasadených na troh a viditeľne ľadové zmeny. 5. Zložte kryt krytu. Doba ochrany vyprázdnené kryt kryt a vyložte z nej všetok vzduch. Striekačka je pripravená na použitie. 6. Pripojte kontaktnú líniu, hadičku alebo trvalú zavedenú kanyl. Po použití. 7. Používajte v súlade s odporúčaniami výrobcu zdravotníckej pomôcky pre rišny prísluší. 8. Prázdne striekačky po použití odhodiť. Nepoužívajte roztok odhodiť. Striekačku určenú na jedno použitie nepoužívajte opakovaně. 9. Prípustné gemeranie objemom fyziologického roztoku v súlade so zariadením a postupmi voľne zariadenia pri preplachovaní. Odpovedzte: Odpovedzte na zmlúv týkajúce podávania, aby sa minimalizovalo riziko nepoužívajte, ktoré by pacienti mohli používať. Dátum poslednej revízie 11/2015
UPOZORNENIA	
Používajte opatrne, aby nedošlo ku kontaktu medzi preplachovacím fyziologickým roztokom a kontaktnými líniami. Na použitie preplachovacej striekačky s infúznym fyziologickým roztokom preplachujte kanyl, ktorý obsahuje NaCl, vykladá si obsahom a kanyrkou a prísluší prísluší. Na použitie nepoužívajte, ak obsahuje usadeniny, ak má roztok neobvyklú farbu, je veľmi zlepkavý alebo ak je striekačka poškodená. Na ne jednorazové použitie. Nepoužívajte roztok zhrubnutý. Nepoužívajte v sterilnom poli.	
NEŽADUCE REAKCIE	
Nie sú známe známe pri použití v uvedených objemoch.	
ZNEUŽITIE LIEKOV A ZAVISLOSŤ	
Neobsahuje sa.	