



36 rue Brunel  
75017 PARIS - France  
Phone: +33 (0)1 44 95 14 95

- FRA** Dispositifs médicaux pour hystérosalpingographie et chromopertubation
- ENG** Medical devices for hysterosonography and chromopertubation
- SPA** Productos sanitarios y accesorios para histerosalpingografía y cromopertubación
- BUL** Медицински изделия и принадлежности за хистеросалпингография и хромопертубация
- CES** Zdravotnické prostředky a příslušenství pro hysterosalpingografii a chromopertubaci
- DAN** Medicinsk udstyr og tilbehør til Hysterosalpingografi og kromopertubation
- ELL** Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και παρελκόμενο για υστεροσαλπιγγογραφία και Χρωματογραφία
- EST** Meditsiiniseadmed ja tarvikud hüsterosalpingograafia ja kromopertubatsiooni läbiviimiseks
- FIN** Lääketieteelliset laitteet ja tarvikkeet hysterosalpingografiaa ja kromopertubaatiota varten
- DEU** Medizinprodukte und Zubehör für Hysterosalpingographie und Chromopertubation
- HRV** Medicinski proizvodi i pribor za histerosalpingografiju i kromopertubaciju
- HUN** Orvosi eszközök és tartozékok hiszteroszalpingográfiához és kromopertubációhoz
- ITA** Dispositivi medici e accessorio per isterosalpingografia e cromoperturbazione
- LAV** Medicīniskās ierīces un piederumi histerosalpingogrāfijai un hromopertubācijai
- LTU** Histerosalpingografijos ir laparoskopijos naudojant dažus medicinos priemonės ir priedai
- NLD** Medische hulpmiddelen en toebehoren voor hysterosalpingografie en chromopertubatie
- POL** Wroby medyczne i akcesoria do histerosalpingografii i chromopertubacji
- POR** Dispositivos médicos e acessórios para histerossalpingografia e cromotubação
- RON** Dispozitive medicale și accesorii pentru histerosalpingografie și cromopertubare
- SLK** dravotnicke pomôcky a príslušenstvo pre hysterosalpingografiu a chromopertubáciu
- SLV** Medicinski pripomočki in dodatki za histerosalpingografijo in kromopertubacijo
- SWE** Medicinsk utrustning och tillbehör för hysterosalpingografi och kromopertubation

| Commercial Code       | Brand name              |
|-----------------------|-------------------------|
| 1404020               | Sliding Rigister Ø 20mm |
| 1404025               | Sliding Rigister Ø 25mm |
| 1404030               | Sliding Rigister Ø 30mm |
| 1404035               | Sliding Rigister Ø 35mm |
| Accessoire/ Accessory |                         |
| 1507000               | Bloc Connector          |

## BUL

### Описание

Sliding Register е катетър, който се използва по време на хистеросалпингография и хромопертубация:

- Прозрачна конична чашка с централна конична канюла, удължена с манипулатор (външни диаметри 20, 25, 30 или 35 mm).
- Страничен отвор, свързан с чашката и позволяващ свързване към източник на вакуум.
- Централната тръба за инжектиране се плъзга в чашката и има 4 маркировки на разстояние 2 cm една от друга.

Чашката се предлага с 4 различни диаметъра: (20, 25, 30, 35 mm), за да се адаптира към различните морфологии на шийката на матката.

Това е стерилно устройство за еднократна употреба.

\*Блокът конектор е аксесоар за Sliding Register и Register, който позволява свързването им към източник на вакуум

### Стерилизация

Стерилизация с етиленов оксид

### Индикация

Sliding Register е медицинско изделие, предназначено да се използва по време на рентгеново изследване с хистеросалпингография. Показанията за тази употреба са следните:

- Безплодие със или без наличие на спонтанни аборти.
- Вродени или анатомични аномалии.
- Аномалии в менструалния цикъл
- Болка в таза
- Необичайна менструация
- Предоперативен контрол при операции на матката и тръбите

Sliding Register се използва и за извършване на хромопертубация по време на лапароскопия за проверка на проходимостта на тръбите.

### Предпазни мерки при употреба

- Продуктът е предназначен за употреба от медицински специалисти с познания в областта на гинекологията/акушерството, при спазване на мерките за асептика.
- Лабораторията CCD силно препоръчва на медицинския специалист да вземе под внимание информацията, дадена в листовката.
- Продуктът се доставя в стерилно състояние. Преди употреба се уверете, че опаковката не е отворена и/или повредена, проверете срока на годност и целостта на продукта.
- Продуктът е предназначен само за еднократна употреба и не трябва да се почиства или стерилизира повторно. В случай на почистване и/или повторна стерилизация характеристиките му вече не могат да бъдат гарантирани и могат да причинят кръстосана инфекция, независимо от използвания метод.
- Използвайте тези продукти само при посочените условия.

### Инструкции за употреба

1. Поставете пациента на флуороскопския апарат в позиция за гинекологичен преглед
2. Почистете външната повърхност на гениталиите с антисептичен разтвор
3. Поставете стерилен специален външен влагалищен капак за добра визуализация на шийката на матката.
4. Дезинфекция на шийката на матката с антисептичен разтвор
5. Преди да поставите катетъра, трябва да:
  - Изтеглете плъзгащата се тръба за инжектиране на поне 10 cm извън чашката.
  - Свържете тръбата за инжектиране към спринцовката, съдържаща течността, която трябва да се инжектира.
  - Промийте цялата слобка. Напредването на течността се наблюдава лесно върху плъзгащата се тръба.
  - Свържете страничната смукателна тръба към източника на вакуум (Блок конектор).
6. Вкарайте края на тръбата за инжектиране в цервикалния отвор на 1 или 2 cm.
7. Внимателно избутайте чашката обратно към шийката, като я плъзгате по неподвижната инжекционна тръба. Чашката се направлява лесно от тръбата и се самоцентрира върху гърлото, като осигурява перфектно прилепване. Маркировката от 2 cm върху проксималната част на тръбата за инжектиране показва дължината, въведена интрацервикално. Тази дължина може да се променя по време на изследването, тъй като тръбата остава подвижна по отношение на чашката през цялото време.
8. Продължете с постепенно и контролирано притискане, за да осигурите запечатване на шийката на матката без риск от натъртване. Използвайте скобата на страничната тръба, за да предотвратите връщането на въздух.
9. За удобство на пациентката размерът на специалния капак може да се намали по време на процедурата.
10. Постепенно инжектирайте рентгеноконтрастната течност или стерилната течност метиленово синьо в маточната кухина. Използвайте клапата на централната тръба, за да регулирате количеството на инжектираната течност.
11. Слобката на чашката и канюлата е радиопрозрачна и позволява контрол на проксималната зона на ендоцервикса; по този начин рентгенологът може да работи на разстояние от радиологичното поле, като същевременно удобно мобилизира матката.
12. Откачете скобата на страничната тръба и внимателно извадете цялото устройство в края на процедурата.

### Усложнения

- Умерен дискомфорт или болка
- Инфекция
- Леки до умерени маточни спазми
- Алергична реакция към контрастния материал
- Перфорация на матката и руптура на тръбата: много рядко

### Противопоказания

Не използвайте тези продукти:

- В случай на предполагаема или потвърдена бременност,
- В случай на тазова инфекция или възпаление
- В случай на необяснима тазова чувствителност
- Ако има вътрематочна контрацепция
- В случай на алергия към контрастното вещество

### Условия на съхранение

- Единична опаковка.
- Продуктът не трябва да се използва, ако първичната опаковка е повредена или отворена преди процедурата.
- Съхранявайте на място, защитено от пряка слънчева светлина.
- Съхранявайте далеч от влага.

### Дата на валидност

Използвайте преди датата на изтичане на срока на годност, посочена на опаковката.

### Изхвърляне

След употреба този продукт представлява потенциален биологичен риск. Той трябва да бъде изхвърлен в съответствие с действащите указания за боравене и изхвърляне на потенциално инфекциозни материали.

### Контакт за медицинска информация и бдителност за материали

Infomed@ccdlab.com

Symbols and meanings

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Attention :</b> Lire attentivement la notice avant utilisation<br/><b>Warning:</b> Read the instructions carefully before use<br/><b>Atención:</b> Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo<br/><b>Achtung:</b> Vor dem Gebrauch Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen<br/><b>Varning:</b> Läs noga igenom instruktionerna före användning<br/><b>Let op:</b> Lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing<br/><b>Uwaga:</b> uważnie przeczytać ulotkę przed użyciem<br/><b>Huomio:</b> Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä<br/><b>Dėmesio:</b> Prieš naudodami atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją<br/><b>Attenzione:</b> Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima dell'uso<br/><b>OBS:</b> Læs indlægssedlen opmærksomt før brug<br/><b>Atenção:</b> Ler atentamente o folheto informativo antes da utilização<br/><b>Pozor:</b> Před použitím si pozorně přečtěte tento návod<br/><b>Внимание:</b> Прочетете внимателно инструкциите преди употреба<br/><b>Προσοχή:</b> Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση<br/><b>Pozor:</b> Pred uporabo natančno preberite navodila<br/><b>Figyelem:</b> Használat előtt olvassa el a mellékelt betegájékoztatót<br/><b>Tähtis teada:</b> Enne kasutamist lugeda hoolikalt kasutusjuhendit<br/><b>Upozorenje:</b> prije uporabe pažljivo pročitati upute<br/><b>Uzmanību!</b> Pirms lietošanas uzmanīgi izlasīt instrukcijas<br/><b>Atenție:</b> Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza<br/><b>Pozor:</b> pred použitím si pozorne prečítajte pokyny.</p> |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Consulter la notice d'utilisation</li><li>• Warning: Read the instructions carefully before use</li><li>• Consulte las instrucciones de uso</li><li>• Gebrauchsanweisung konsultieren</li><li>• Se bruksanvisningen</li><li>• De gebruiksaanwijzing raadplegen</li><li>• Należy przeczytać instrukcję użytkowania</li><li>• Lue käyttöohje</li><li>• Žr. naudojimo instrukciją</li><li>• Consultare le istruzioni per l'uso</li><li>• Læs brugsanvisningen</li><li>• Consultar as instruções de utilização</li><li>• Přečtěte si návod k použití</li><li>• Вижте инструкциите за употреба</li><li>• Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης</li><li>• Glejite navodila za uporabo</li><li>• Olvassa el a használati utasítást</li><li>• Lugege kasutusjuhiseid</li><li>• Proučiti upute za uporabu</li><li>• Skatīt lietošanas instrukciju</li><li>• Consultați instrucțiunile de utilizare</li><li>• Prečítajte si návod na použitie.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>Nom et adresse du fabricant / Manufacturer's name and address /<br/>Nombre y dirección del fabricante / Name und Anschrift des Herstellers /<br/>Tillverkarens namn och adress / Naam en adres van de fabrikant /<br/>Nazwa i adres producenta / Valmistajan nimi ja osoite / Gamintojo pavadinimas ir adresas /<br/>Nome e indirizzo del produttore / Fremstillere's navn og adresse /<br/>Nome e endereço do fabricante / Jméno a adresa výrobce /<br/>Име и адрес на производителя / Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή /<br/>Ime in naslov proizvajalca / A gyártó neve és címe<br/>Tootja nimi ja aadress / Naziv i adresa proizvođača / Ražotāja nosaukums un adrese /<br/>Numele și adresa producătorului / Meno a adresa výrobcu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>Référence du produit / Product reference / Referencia del producto<br/>Produkterferenz / Produktens referens / Productreferentie /<br/>Numer referencyjny produktu / Tuotenumero / Gaminio kodas /<br/>Codice del prodotto / Produktets varennummer / Referência do produto /<br/>Číslo produktu / Номер на продукта / Αναφορά προϊόντος /<br/>Referencia proizvoda / Termék referenciaszáma / Tootekood /<br/>Referencia proizvoda / Produkta atsauce / Numărul produsului /<br/>Referencia produktu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <p>Numéro de lot / Batch number / Número de lote / Partienummer /<br/>Partinummer / Partijnumme / Numer partii / Eränumero / Partijos numeris /<br/>Numero di lotto / Batchnummer / Número de lote / Číslo šarže /<br/>Номер на партидата / Αριθμός παρτίδας / Št. Serije / Tételszám /<br/>Seerianumber / Broj serije / Partijas numurs / Numărul lotului / Číslo šarže.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Conforme aux exigences européennes / Complies with European requirements / Cumple los requisitos europeos / Entspricht europäischen Anforderungen / Uppfyller europeiska krav / Voldoet aan de Europese eisen / Produkt spĺnia obowi zuj ce wymogi UE / T ytt   eurooppalaiset vaatimukset / Atitinka ES reikalavimai / Conforme ai requisiti europei /   overensstemmelse med europ iske krav / Em conformidade com as exig ncias europeias / Shodn  s evropskymi sm rnici /   otvetstva na evropejskrite iziskvaniya / Συμμορφ νεται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις / V skladu z evropskimi predpisi / Megfelel az uni s k vetelm nyeknek / Vastab Euroopa n utele / Zadovoljava evropske zahtjeve / Atbilst Eiropas pras b m / Conform cu cerin ele europene / Vyhovuje eur pskym po iadavk m.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ne pas r  utiliser / Do not reuse / No reutilizar / Nicht noch einmal verwenden / Ska inte  teranv ndas / Niet hergebruiken / Nie u ywa  ponownie / Ei saa k ytt   uudelleen / Nenaudoti pakartotinai / Non riutilizzare / M  ikke genbruges / N o reutilizar / Jednor zov  pou iti / He  polzavajte povtorno /  e  ίνεται η εκ ν ου χρ ση του / Za enkratno uporabno / Ne haszn lja  jra a term ket /  rge kasutage korduvalt / Ne ponovno koristiti / Nelietot atk rtoti / A nu se refolosi / Nepou ivajte opakovane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Date de fabrication / Date of manufacture / Fecha de fabricaci n / Herstellungsdatum / Tillverkningsdatum / Fabricagedatum / Data produkcji / Valmistusp iv  / Pagaminimo data / Data di fabbricazione / Fremstillingsdato / Data de fabrico / Datum v roby /  ata na proizvodstvo /  μερομηνία κατασκευ ς / Datum proizvodnje / Gy rt s ideje / Tootmiskuupe ev / Datum proizvodnje / Ra o anas datums / Data de fabrica ie / D tum v roby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Ne pas rest riliser / Do not re-sterilize / No reesterilizar / Nicht noch einmal sterilisieren / Ska inte omsteriliseras / Nie sterylizowa  ponownie / Ei saa steriloida uudelleen / Nesterilizuoti pakartotinai / Non ristelerizzare / M  ikke gensteriliseres / N o reesterilizar / He στεριλιζιραιτε povtorno /  e  ίνεται η εκ ν ου αποστείρωσή του / Ne sterilizirati znova / Ne steriliz lja  jra a term ket /  rge reesteriliseerige / Ne ponovno sterilizirati / Nesteriliz t atk rtoti / A nu se reesteriliza / Nesterilizujite op tovne. / znovu Nesterilizujite / Niet opnieuw steriliseren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Ne pas utiliser si l'emballage est endommag  / Do not use if the packaging is damaged / No utilizar si el embalaje est  da ado / Nicht verwenden, wenn die Verpackung besch digt ist / Anv nd inte produkten om emballaget  r skadat / Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is / Nie u ywa , je li opakowanie jest uszkodzone / Ei saa k ytt  , jos pakkaus on vahingoittunut / Nenaudoti, jei pa eista pakuot  / Non utilizzare se l'imballaggio  danneggiato / M  ikke bruges, hvis emballage er beskadiget / N o utilizar se a embalagem estiver danificada / Nepou ivejte, kdy  je obal po kozen  / He  polzavajte, ako opakovkata e povredena / M n to χρ σιμοποιε ε   n η συσκευασία  χει υποστεί ζημιά / Ne uporabiti,  e je embala a po kodovana / Ne haszn lja a term ket, ha a csomagol s s r lt /  rge kasutage, kui pakend on kahjustatud / Ne koristiti ako je pakiranje o te eno / Nelietot, ja iepakojums ir boj ts / Nu utiliz ti dac  ambalajul este deteriorat / Nepou ivajte, ak je obal po kodeny .                                                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Utiliser jusqu'au/date limite d'utilisation</li><li>• Use until - expiration date</li><li>• Utilizar hasta la fecha de caducidad</li><li>• Bis zum Verfallsdatum verwenden</li><li>• Anv nd senast/utg ngsdatum</li><li>• Te gebruiken tot/uiterste gebruiksdatum</li><li>• Wykorzysta  przed uplywem terminu wa no ci</li><li>• K ytt tt v  viimeist  n/viimeinen k ytt p iv m  r </li><li>• Panaudoti iki galiojimo pabaigos datos</li><li>• Utilizzare fino a/data limite di utilizzo</li><li>• Sidste anvendesdato/udl bsdato</li><li>• Utilizar at /data limite de utiliza  o</li><li>• Pou ivejte pouze p ed datem trvanlivosti</li><li>•  polzavajte do/ rok na godnost</li><li>• Χρ ση  ως/ μερομηνία λ ξης</li><li>• Porabiti do/rok uporabnosti</li><li>• Min s g t meg rzi/felhaszn lhat :</li><li>• Kasutage kuni kasutamiskuupe evani</li><li>• Upotrijebiti do/ograni eni rok trajanja</li><li>• Izlietot l dz / der guma termi   </li><li>• A se utiliza p n  la/data de expirare</li><li>• Spotrebujte do/d tum spotreby.</li></ul> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Conserver à l'abri du soleil / Store away from the sun /<br/>Mantener fuera de la luz solar / Vor Sonne geschützt aufbewahren /<br/>Förvaras på plats skyddad mot solen / Uit de zon bewaren /<br/>Przechowywać w miejscu zacienionym / Säilyttävä auringolta suojattuna /<br/>Saugoti nuo saulės / Conservare al riparo dal sole /<br/>Opbevares beskyttet mod sollys / Conservar ao abrigo do sol /<br/>Chraňte před slunečním zářením / Да се пази от слънчева светлина /<br/>Φύλαξη μακριά από τον ήλιο / Hraniti na temnem mestu /<br/>Napfénytől védve tartandó / Hoida otsese päikesevalguse eest kaitstult /<br/>Drżati zaścićeno od sunčeve svetlosti / Sargāt no saules stariem<br/>Depozitați departe de lumina soarelui /<br/>Skladujte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <p>Stérilisé avec Oxyde d'éthylène / Sterilized with Ethylene Oxide / Esterilizado con óxido de etileno / Стерилизовани с етиленов оксид / Sterilizováno ethylenoxidem / Steriliseret med ethylenoxid / Αποστειρωμένο με οξείδιο του αιθυλενίου / Steriliseeritud etüleenoksiidiga / Steriloitu etyleenioksidilla / Sterilisiert mit Ethylenoxid / Sterilizirano etilen oksidom / Etilén-oxiddal sterilizált / Sterilizzato con ossido di etilene / Sterilizēts ar etilēnoksīdu / Sterilizuota etileno oksidu / Gesteriliseerd met ethyleenoxide / Sterylizowane tlenkiem etylenu / Esterilizado com óxido de etileno / Sterilizat cu oxid de etilenă / Sterilizované etylénoxidom / Sterilizirano z etilenoksidom / Steriliseras med etylenoxid.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | <p>Craint l'humidité / Protect from humidity / Proteger de la humedad /<br/>Vor Feuchtigkeit schützen / Ska skyddas mot fukt / Droog bewaren /<br/>Chronić przed wilgocią / Varjeltava kosteudelta / Saugoti nuo drėgmės /<br/>Teme l'umidità / Tåler ikke fugt / Proteger da humidade / Chraňte před vlhkem /<br/>Защита от влага / Φύλαξη σε χώρο χωρίς υγρασία / Ne močiti ali vlažiti /<br/>Nedvességálló / Niiskustundlik / Zaštitiť od vlage / Aizsargāt no mitruma<br/>Protejaťi de umiditate / Strach z vlhkosti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <p>Système de barrière stérile simple / Single sterile barrier system<br/>Sistema de barrera estéril única / Единична стерилна бариерна система<br/>Jednoduchý systém sterilní bariéry / System med enkelt steril barriere<br/>Σύστημα μονού στείρου φραγμού / Ühekordne steriilne kaitsemeetod<br/>Yksinkertainen steriili estejärjestelmä / Einfaches Sterilbarrieresystem<br/>Sustav jednostruke sterilne barijere / Egyszeres steril határolórendszer<br/>Sistema di barriera sterile singola / Sistēma ar vienu sterilo barjeru<br/>Vieno sterilaus barjero sistema / Toepassing van een enkelvoudige steriele barrière<br/>System pojedynczej bariery sterylnej / Sistema de barreira única estéril<br/>Sistem cu barieră sterilă unică / Systém s jednou sterilnou bariérou<br/>Sistem enojne sterilne pregrade / System med enkel sterilbarriär.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>Système de barrière stérile simple avec emballage de protection externe<br/>Single sterile barrier system with protective packaging outside<br/>Sistema de barrera estéril única con embalaje protector exterior<br/>Единична стерилна бариерна система с външна защитна опаковка<br/>Jednoduchý systém sterilní bariéry s ochranným balením vně<br/>System med enkelt steril barriere med udvendig beskyttelsesemballage<br/>Σύστημα μονού στείρου φραγμού με προστατευτική εξωτερική συσκευασία<br/>Ühekordne steriilne kaitsemeetod välise kaitsepakendiga<br/>Yksinkertainen steriili estejärjestelmä ja ulkopuolinen suoja pakkaus<br/>Einfaches Sterilbarrieresystem mit Schutzverpackung außen<br/>Sustav jednostruke sterilne barijere sa zaštitnim pakiranjem izvana<br/>Egyszeres steril határolórendszer külső védőcsomagolással<br/>Sistema di barriera sterile singola con confezione protettiva esterna<br/>Sistēma ar vienu sterilo barjeru un aizsargiepakojumu ārpusē<br/>Vieno sterilaus barjero sistema su išorine apsaugine pakuote<br/>Toepassing van een enkelvoudige steriele barrière binnen een beschermende verpakking<br/>System pojedynczej bariery sterylnej z zewnętrznym opakowaniem ochronnym<br/>Sistema de barreira única estéril com embalagem de proteção externa<br/>Sistem cu barieră sterilă unică cu ambalaj de protecție exterior<br/>Systém s jednou sterilnou bariérou s ochranným obalom vonku<br/>Sistem enojne sterilne pregrade z zunanjo zaščitno ovojnino<br/>System med enkel sterilbarriär och skyddsförpackning utanpå</p> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>MD</div> | Dispositif médical / Medical Device / Producto sanitario / Медицинско изделие / Zdravotnický prostředek / Medicinsk udsty / Ιατροτεχνολογικό προϊόν / Meditsiiniseade / Lääkinnällinen laite / Medizinprodukt / Medicinski proizvod / Orvostechnikai eszköz / Dispositivo medico / Medicīniska ierīce / Medicinos priemonė / Medisch hulpmiddel / Wyrób medyczny / Dispositivo médico / Dispozitiv medical / Zdravotnícka pomôcka / Medicinski pripomoček / Medicinteknisk produkt |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispositifs médicaux de classe Is / Class Is medical devices / Productos sanitarios de la clase Is / Medizinprodukte der Klasse Is / Klassad som medicinsk utrustning Is / Medische hulpmiddelen van klasse Is / Wyroby medyczne klasy Is / Luokan Is lääkinnälliset laitteet / I s klasės medicinos priemonės / Dispositivi medici di classe Is / Medicinsk udstyr af klasse Is / Dispositivos médicos de classe Is / Zdravotnické prostředky třídy Is / Медицински изделия от клас Is. / Ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας Is / Medicinski pripomočki razreda Is / Is besorolású orvostechnikai eszköz / Klassi Is. Meditsiiniseadmed / Medicinski proizvodi razreda Is / Is klases medicīnas ierīces / Dispozitive medicale din clasa Is / Zdravotnícka pomôcka triedy Is.

Premier marquage CE / First CE marking / Primer marcado CE / Erste CE-Kennzeichnung / Första CE-märkning / Eerste CE-markering / Rok uzyskania znaku CE po raz pierwszy / Kertakäyttöiset ja steriilit / Pirmasis CE ženklinimas / Prima marcatura CE / Første CE-mæekning / Primeira marcação CE / Získání označení CE / Първа маркировка CE / Πρώτη σήμανση CE / Prva oznaka CE / Első CE-jelölés / EL mægistus / Prva CE oznaka / Pirmais CE marķējums / Primul marcaj CE / Prvé označenie CE: 1996

Rym KACI Chargée AQ/AR DM 23-août-23

DocuSigned by:  
Rym KACI  
5E4CD612D34048B...

Lucas Pastor-Abad MD QA officer 23-août-23

DocuSigned by:  
[Signature]  
13A7E4AB79C1431...

Dominique BONNET QARA Mgr - MD Department 23-Aug-23

Dominique BONNET

